

福祉用具カタログ Vol.1



お問合せ

介護・医療のある新しいライフスタイルをご提案
福祉用具レンタル・販売

マツダメディカルマーケット

〒613-0034

京都府久世郡久御山町佐山双置82-3

TEL : 0774-48-3439

FAX : 0774-48-3438

介護保険事業所番号 : 2671100168




ホームページ



MATSUDA_MEDICAL_MARKET

マツダメディカルマーケット

レンタルサービスの流れ



① お問い合わせ、ご相談

福祉用具のご利用を検討されている方は、ぜひ裏面記載のお店までお気軽にご連絡ください。福祉用具専門相談員が親切・ていねいに対応いたします。

② 福祉用具の選定

ご利用者様の身体状況、介護環境、住宅環境を踏まえて、福祉用具専門相談員がご提案や適切な福祉用具選定をさせていただきます。

③ 納品、取扱説明、ご契約手続き

ご希望の商品の納品日、納品場所を確認させていただきます。納品の際、福祉用具の使用法や注意点をご説明いたします。またレンタルサービスに関する重要事項説明、契約内容をご確認いただき、ご契約をお願いいたします。

④ アフターサービス

レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、身体状況の変化による商品変更にも対応いたします。故障の場合、速やかに修理交換の対応をいたしますのでご連絡ください。

⑤ ご解約、引取り

ご利用者様よりレンタル終了のご連絡をいただいてから、ご希望の引取日を確認し、商品をお引取りに伺います。

⑥ 洗浄、消毒

レンタル終了後お引取りした商品は、徹底した衛生管理によりすべて洗浄・消毒を行います。

⑦ 点検、修理

福祉用具に不具合がないか点検し、必要に応じて修理するなど安心・安全のために十分に確認をいたします。

⑧ 保管

洗浄・消毒や点検・修理を終えた福祉用具は、清潔な場所にて大切に保管いたします。

福祉用具レンタル対象商品

要介護度によって給付限度額が異なります。毎月のレンタル料金の9割が保険給付され、1割が自己負担になります。
※2018年8月以降、介護保険第一号被保険者のうち所得等の条件により、自己負担額が2割、3割に変更になる場合があります。詳しくは当該市区町村窓口までお問合せください。

	特殊寝台…① サイドレールが取り付けられているものまたは取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ①背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調節できる機能	P.4 ▶ 5, P.7 ▶ 8, P.10 ▶ 14 ➡ 介護給付サービスコード：171003 特別地域：178003 予防給付サービスコード：671003 特別地域：678003
	特殊寝台付属品…① マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの	P.6, P.9 ▶ 11, P.15 ▶ 19 ➡ 介護給付サービスコード：171004 特別地域：178004 予防給付サービスコード：671004 特別地域：678004
	床ずれ防止用具…① 次のいずれかに該当するもの ①送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット	P.20 ▶ 23 ➡ 介護給付サービスコード：171005 特別地域：178005 予防給付サービスコード：671005 特別地域：678005
	体位変換器…① 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)	P.24 ➡ 介護給付サービスコード：171006 特別地域：178006 予防給付サービスコード：671006 特別地域：678006
	移動用リフト(つり具部分を除く)…① 床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自分での移動が困難な方の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)	P.25 ▶ 27 ➡ 介護給付サービスコード：171012 特別地域：178012 予防給付サービスコード：671012 特別地域：678012
	認知症老人徘徊感知機器…① 認知症老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの	P.28 ▶ 29 ➡ 介護給付サービスコード：171011 特別地域：178011 予防給付サービスコード：671011 特別地域：678011
	車いす…① 次のいずれかに該当するもの ①自走用標準型車いす ②介助用標準型車いす ③普通型電動車いす ④介助式電動車いす	P.30 ▶ 42 ➡ 介護給付サービスコード：171001 特別地域：178001 予防給付サービスコード：671001 特別地域：678001
	車いす付属品…① クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの	P.38 ▶ 39, P.41 ▶ 44 ➡ 介護給付サービスコード：171002 特別地域：178002 予防給付サービスコード：671002 特別地域：678002
	スロープ…② 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないもの	P.45 ▶ 46 ➡ 介護給付サービスコード：171008 特別地域：178008 予防給付サービスコード：671008 特別地域：678008
	歩行器…② 歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの ①車輪を有するものにあつては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものにあつては、上肢で保持して移動させることが可能なもの	P.47 ▶ 53 ➡ 介護給付サービスコード：171009 特別地域：178009 予防給付サービスコード：671009 特別地域：678009
	歩行補助つえ…② 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォームクラッチ、および多点杖	P.54 ➡ 介護給付サービスコード：171010 特別地域：178010 予防給付サービスコード：671010 特別地域：678010
	手すり…② 取り付けに際し工事を伴わないもの	P.55 ▶ 65 ➡ 介護給付サービスコード：171007 特別地域：178007 予防給付サービスコード：671007 特別地域：678007
	自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)…①* 次の全てに該当するもの ①尿または便が自動的に吸引されるもの ②尿や便の経路となる部分を分割できる構造をもつもの ③居宅要介護者等またはその介護を行う方が容易に使用できるもの	P.65 ➡ 介護給付サービスコード：171013 特別地域：178013 予防給付サービスコード：671013 特別地域：678013
	生活支援用品…③ ご利用者様の快適な生活を支援する福祉用具 介護保険レンタル対象外	P.65 ➡

①要介護2～5の方が介護保険レンタルの対象です。②軽度者(要支援1～2、要介護1)、及び要介護2～5の方が介護保険レンタルの対象です。
③介護保険レンタルの対象外商品です。



特殊寝台

サービスコード 171003
介護予防 671003

①要介護2~5の方がレンタル対象です。


Emi-笑-

シーホネンス

1 2 3 90 83
モーター モーター モーター cm幅 cm幅

- ポイント**
- 頭頸部を調節できる電動ヘッドレストを搭載。ご利用者の状況・場面に応じて角度を調整。
 - 背上げ時に背ボトムの支点が8cm後ろにスライドする「スイングバック機能」。腹部の圧迫と前ずれを軽減。
 - 工具や部材の交換を行うことなく、床高とベッドの長さを変更可能。

耐荷重 138kg



頭頸部 0~30° ADLポジション



頭頸部 0~50° QOLポジション



ベッド上での食事や投薬、口腔ケアのポジショニングなどに使用 ベッド上でTVを見たり、周囲の人と会話をする時に使用

スイングバック機能



Emi-笑- 2モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ運動 垂直昇降

非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
樹脂ボード (ダーク・トルタイプ)	90cm幅	RWR2-90H16	WR2-90H16	90.1kg	00167-000332	¥ 8,500	¥ 850
	83cm幅	RWR2-83H16	WR2-83H16	84.6kg	00167-000340	¥ 8,500	¥ 850

Emi-笑- 3モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ運動 垂直昇降

非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
樹脂ボード (ダーク・トルタイプ)	90cm幅	RWR3-90H16	WR3-90H16	90.8kg	00167-000316	¥ 10,000	¥ 1,000
	83cm幅	RWR3-83H16	WR3-83H16	85.3kg	00167-000324	¥ 10,000	¥ 1,000

特殊寝台

サービスコード 171003
介護予防 671003

①要介護2~5の方がレンタル対象です。


CORE Neo コア・ネオ

シーホネンス

1 2 3 90 83
モーター モーター モーター cm幅 cm幅

- ポイント**
- 工具なしでレギュラーサイズ・ショートサイズを変更可能な標準型ベッド。
 - ワンタッチで可能な膝上げ機能により、足のむくみを軽減。
 - 「和夢シリーズ」彩と同じ付属品が使用可能。サイドレールは中央挿しが可能。

耐荷重 138kg



コア・ネオ 2モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ運動 振子昇降

非課税

ボード	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
木製ボード	RNS-821	NS-821	72.5kg	00167-000265	¥ 6,900	¥ 690
トル樹脂ボード	RNS-823	NS-823	72kg	00167-000271	¥ 8,500	¥ 850

コア・ネオ 3モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ運動 振子昇降

非課税

ボード	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
木製ボード	RNS-831	NS-831	73.5kg	00167-000266	¥ 9,000	¥ 900
トル樹脂ボード	RNS-833	NS-833	73kg	00167-000272	¥ 9,500	¥ 950


彩 在庫限り

シーホネンス

1 2 3 90 83
モーター モーター モーター cm幅 cm幅

- ポイント**
- 嚥下障害のご利用者様の誤嚥リスクを軽減するヘッドレスト機能を搭載。
 - 1台でレギュラー⇄ショートの切替が可能。
 - ベッド高さは67.5cm、介護者の腰への負担軽減。
 - 前ずれ、腹圧を軽減するスイングバック幅を7.5cmに拡大。

耐荷重 138kg



彩 2モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ運動 垂直昇降

非課税

サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
90cm幅	RNX-2W	NX-2W	87.5kg	00167-000197	¥ 9,000	¥ 900
83cm幅	RNX-2N	NX-2N	83.5kg	00167-000198	¥ 9,000	¥ 900

彩 3モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ運動 垂直昇降

非課税

サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
90cm幅	RNX-1W	NX-1W	88kg	00167-000195	¥ 11,000	¥ 1,100
83cm幅	RNX-1N	NX-1N	84kg	00167-000196	¥ 11,000	¥ 1,100

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす・車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす・車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品



特殊寝台付属品

[シーホネンス付属品]

サービスコード 171004
介護予防 671004

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

特殊寝台

サービスコード 171003
介護予防 671003

①要介護2~5の方がレンタル対象です。



- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす・車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品

Emi/コア・ネオ/彩 サイドレール・介助バー組み合わせ表 ※詳細な組み合わせ方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。

	側頭側	定側	側頭側	定側	側頭側	定側	側頭側	定側	側頭側	定側	側頭側	定側
レギュラーサイズ	RK-170SSA ⊕ RK-170SSA	RK-170SSA RK-173A RK-173SA RK-170SA	RK-170SSA RK-173A	RK-170SSA RK-173A RK-173SA	RK-173A ⊕ RK-173A	RK-47R ⊕ RK-173A	RK-47R ⊕ RK-195RX					
ショートサイズ	RK-170SSA ⊕ RK-170SA	RK-170SSA RK-173A RK-173SA RK-170SA	RK-170SSA RK-173A	RK-170SA RK-173SA	RK-173A ⊕ RK-173SA	RK-47R ⊕ RK-173SA	RK-47R ⊕ RK-195SX					
ロングサイズ	取付不可	RK-170SSA RK-173A RK-173SA RK-170SA	RK-170SSA RK-173A	RK-173A RK-173SA	取付不可	取付不可	取付不可					

区分	画像	品番	メーカー品番	サイズ 全長×高さ	重量	届出コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)	税
ベッドサイドレール (1本)		RK-170SSA	K-170SSA	99.5×39.5cm	2.7kg	00167-Z00095	250	25	※非課税
		RK-173A	K-173	84×39.5cm	2.2kg	00167-Z00091	250	25	※非課税
		RK-170SA	K-170S	89.5×39.5cm	2.5kg	00167-Z00106	250	25	※非課税
		RK-173SA	K-173S	72×39.5cm	2kg	00167-Z00089	250	25	※非課税
		RK-195RX	K-195RX	52×39.5cm	2.6kg	00167-000233	450	45	※非課税
		RK-195SX	K-195SX	42×39.5cm	2.5kg	00167-000232	400	40	※非課税
サポート		RK-95	K-95	85.5×52cm	4.5kg	00167-000281	1,000	100	※非課税
介助バー		RK-47R	K-47R	119×39.5cm 0~150度 (15度刻み)	7.5kg	00167-000226	2,100	210	※非課税
ロングボトムユニット		RLBU-9008F [彩用/90cm幅]	LBU-9008F	90/83cm幅× 14cm延長× 厚さ10cm	1.7kg	00167-000206	2,200	220	※非課税
		RLBU-8308F [彩用/83cm幅]	LBU-8308F	90cm幅× 27cm延長× 厚さ8cm	1.7kg	00167-000207	2,200	220	※非課税
		RNS-LB90 (延長フレーム)	NS-LB90	90cm幅× 27cm延長× 厚さ8cm	11.1kg	00167-000267	1,000	100	※非課税
キャスター		RK-129WR	K-129WR	高さ+3cm	1.6kg	00167-000209	1,000	100	税込
スペーサー		RK-140WR	K-140WR	高さ+5.5cm	2.5kg	00167-000166	200	20	※非課税

※キャスター・ハイトスペーサーは4個1組です


ラフィオ

1 2 3 90 83
モーター モーター モーター cm幅 cm幅

ポイント


- 電動ハイバックサポート機能により、背と頭を別々の角度で調整可能なポジショニングベッド。
- 背上げ時に頸部の角度調整が可能。誤嚥リスクを軽減。
- 手元がおぼつかないご利用者様に配慮し設計されたリモコンを装備。

耐荷重 138kg



ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック：頭・背」と、「ローバック：腰部」の2つに分けてそれぞれの角度を調整しながら背上げを行います。2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きまます。3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することが可能です。



誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調整、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能。



ラフィオ 2モーター

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂ボード (木目調)	90cm幅 レギュラー	RP110-21ACR	P110-21ACR	94.9kg	00631-000331	8,800	880
	90cm幅 ショート	RP110-21ACS	P110-21ACS	94.4kg			

ラフィオ 3モーター

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂ボード (木目調)	90cm幅 レギュラー	RP110-71ACR	P110-71ACR	96.9kg	00631-000341	9,000	900
	90cm幅 ショート	RP110-71ACS	P110-71ACS	96.4kg			

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
 ※非課税…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。
 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす・車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品



特殊寝台

サービスコード 171003
介護予防 671003

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

ミオレットⅢ

ブラッツ

1 2 3 90 83
モーター モーター モーター cm幅 cm幅

- ポイント**
- ひざ脚ボトムが、大腿長部分5cmスライド可能。よりご利用者に適合しやすい。
 - 背上げと連動して臀部のボトムが傾斜し、骨盤を起こすことでずれを抑制。
 - 背ボトムが4cmスライド。背上げ時の背圧・腹圧を軽減するバックオフ機能搭載。

耐荷重 138kg




木製ボード



樹脂ボード



手元リモコン




背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿長の長さに合わせ、パーツの変更なしでヒザ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調整できるので、ズレの少ない快適な姿勢をサポートします。



ヒップダウン機構

背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。骨盤を起こし、ずれを抑制します。



ミオレットⅢ 2モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ連動 垂直昇降 非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂ボード	90cm幅	RP113-21AC	P113-21AC	85.5kg	00631-000553	7,000	700
	83cm幅	RP113-22CC	P113-22CC	83kg			
木製ボード	90cm幅	RP113-21BA	P113-21BA	87.5kg	00631-000554	7,300	730
	83cm幅	RP113-22DA	P113-22DA	84.5kg			

ミオレットⅢ 3モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ連動 垂直昇降 非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂ボード	90cm幅	RP113-31AC	P113-31AC	86.5kg	00631-000557	9,000	900
	83cm幅	RP113-32CC	P113-32CC	84kg			
木製ボード	90cm幅	RP113-31BA	P113-31BA	88.5kg	00631-000558	9,000	900
	83cm幅	RP113-32DA	P113-32DA	85.5kg			

特殊寝台付属品

[ブラッツ付属品]

サービスコード 171004
介護予防 671004

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

ラフィオ・ミオレットⅢ サイドレール・介助バー組み合わせ表

※詳細な組み合わせ方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。

	ラフィオ	ミオレットⅢ	サイドレール	介助バー
ショートサイズ (共通)	RPA505-96A ⊕ RPA505-96A	RPA505-96A RPA505-75A RPA505-44A	RPA505-96A RPA505-75A RPA505-44A	RPA505-96A ⊕ RPA505-44A RPA505-75A ⊕ RPA505-44A
ロングサイズ (専用)	取付不可	RPA505-44A	RPA505-44A	RPA505-44A ⊕ RPA505-44A
介助バー	取付不可	取付不可	取付不可	RPG03-116MP ⊕ RPA505-75A

区分	画像	品番	メーカー品番	サイズ 全長×高さ	重量	届出コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)	税
ベッドサイドレール (1本)		RPA505-96A	PA505-961	96×46.5cm	3.4kg	00631-000320	250	25	※非課税
		RPA505-75A	PA505-751	76×46.5cm	2.7kg	00631-000319	250	25	※非課税
		RPA505-44A	PA505-441	44×46.5cm	2.2kg	00631-000318	250	25	※非課税
介助バー		RPG03-116MP	PG03-116MP	117×47.4cm 0~135度 (22.5度刻み)	8kg	00631-000536	2,000	200	※非課税
キャスター	「ラフィオ」で使用 	RPC01-5CK	PC01-5CK	高さ+0.5cm	3.6kg	00631-000461	1,000	100	税込
	「ミオレットⅢ」で使用 	RPC03-8CK	PC03-8CK	高さ+1.5cm	3.6kg	00631-000561	1,100	110	税込
ハイトスペーサー	「ラフィオ」で使用 	RPH04-80	PA04-80	高さ+8cm	1.2kg	00631-000463	800	80	※非課税
	「ミオレットⅢ」で使用 	RPH05-45	PH05-45	高さ+4.5cm	1.2kg	00631-000562	300	30	※非課税

※キャスター・ハイトスペーサーは4個1組です
 ※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
 ※「※非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。
 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす・車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品

- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす・車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品



コンフォート

パナソニック

1 2 3 91 83
モーター モーター モーター cm幅 cm幅

- ポイント**
- 背上げ時に身体の左右へのずれを防止するサイドアップ機能を搭載。
 - 1台でレギュラー⇄ショートとの切替が可能。
 - JIS認証 (JIS T 9254) 取得済。

耐荷重 120kg



視界が広がるサイドアップ機能

ジャストボトム機能

足の血液循環を促進するフットアップ機能

手元スイッチ

コンフォート 2モーション

- 高さ調整
- 背上げ
- ひざ上げ
- 背上げひざ上げ連動
- 垂直昇降

非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂ボード	91cm幅 レギュラー	RXPNS105200B	XPN-S105200B	98kg	00980-000212	¥ 8,800	¥ 880
	91cm幅 ショート	RXPNS105201B					
木調ボード	91cm幅 レギュラー	RXPNS105200M	XPN-S105200M	107.5kg	00980-000213	¥ 9,100	¥ 910
	91cm幅 ショート	RXPNS105201M					

コンフォート 3モーション

- 高さ調整
- 背上げ
- ひざ上げ
- 背上げひざ上げ連動
- 垂直昇降

非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂ボード	91cm幅 レギュラー	RXPNS105300B	XPN-S105300B	99kg	00980-000216	¥ 10,500	¥ 1,050
	91cm幅 ショート	RXPNS105301B					
木調ボード	91cm幅 レギュラー	RXPNS105300M	XPN-S105300M	108.5kg	00980-000217	¥ 11,000	¥ 1,100
	91cm幅 ショート	RXPNS105301M					

コンフォート サイドレール・介助バー組み合わせ表

※詳細な組み合わせ方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。

頭側	定側	品番	メーカー品番	サイズ	重量	届出コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)	税
◀	▶	RPN-S105031A	PN-S105031A	97×35cm	2.6kg	01331-000122	¥ 250	¥ 25	※非課税
⊕		RPN-S105031A							
	▶	RPN-S105032A							
		RPN-S105033A							
		RPN-S105033A	PN-S105033A	97×40cm	2.7kg	01331-000124	¥ 250	¥ 25	※非課税
⊕		RPN-S105033A							
	▶	RPN-S105034A							
		RPN-S105034A							
		RPN-S105032A	PN-S105032A	58×40cm	1.8kg	01331-000125	¥ 250	¥ 25	※非課税
⊕		RPN-S105032A							
	▶	RPN-S105032A							
		RPN-S105034A							
		RPN-S105035	PN-S105035	111×37cm	6.5kg	00980-000224	¥ 2,100	¥ 210	※非課税
⊕		RPN-S105035							
	▶	RPN-S105035							
		RPN-S105035							
		RPN-S105036	PN-S105036	(高さ変更なし)	3.6kg	00980-000225	¥ 1,100	¥ 110	税込
⊕		RPN-S105036							
	▶	RPN-S105036							
		RPN-S105036							
		RPN-S105037	PN-S105037	高さ+4cm	0.28kg	00980-000226	¥ 400	¥ 40	※非課税
⊕		RPN-S105037							
	▶	RPN-S105037							
		RPN-S105037							

区分	画像	品番	メーカー品番	サイズ	重量	届出コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)	税
ヘッドサイドレール(下)	[Sサイズ]	RPN-S105032A	PN-S105032A	58×35cm	1.7kg	01331-000123	¥ 250	¥ 25	※非課税
		RPN-S105034A (ハイタイプ)	PN-S105034A	58×40cm	1.8kg	01331-000125	¥ 250	¥ 25	※非課税
	[Lサイズ]	RPN-S105031A	PN-S105031A	97×35cm	2.6kg	01331-000122	¥ 250	¥ 25	※非課税
		RPN-S105033A (ハイタイプ)	PN-S105033A	97×40cm	2.7kg	01331-000124	¥ 250	¥ 25	※非課税
介助バー		RPN-S105035	PN-S105035	111×37cm	6.5kg	00980-000224	¥ 2,100	¥ 210	※非課税
キャスター		RPN-S105036	PN-S105036	(高さ変更なし)	3.6kg	00980-000225	¥ 1,100	¥ 110	税込
ハイター		RPN-S105037	PN-S105037	高さ+4cm	0.28kg	00980-000226	¥ 400	¥ 40	※非課税

※キャスター・ハイターは4個1組です

RS

在庫限り

パナソニック



1 2 3 91 83
モーター モーター モーター cm幅 cm幅

- ポイント**
- 安心と快適をかたちにしたスタンダードベッド。落ち着いたダークブラウン色。
 - JIS認証 (JIS T 9254) 取得済。

耐荷重 120kg



ボード上端は握りやすい形状。
樹脂製のボトムを採用し、清潔さを保持。



RSダークブラウン 1モーター 昇降

- 高さ調整
- 背上げ
- ひざ上げ
- 背上げひざ上げ連動
- 振子昇降

税込

サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RXVA131610A	XVA131610A	79kg	01331-000029	¥ 6,300	¥ 630
91cm幅 ショート	RXVA131611A	XVA131611A		01331-000032	¥ 6,300	¥ 630

RSダークブラウン 1モーター 背上げ

- 高さ調整
- 背上げ
- ひざ上げ
- 背上げひざ上げ連動
- 振子昇降

非課税

サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RXVA131612A	XVA131612A	79kg	01331-000035	¥ 6,200	¥ 620
91cm幅 ショート	RXVA131613A	XVA131613A		01331-000038	¥ 6,200	¥ 620

RSダークブラウン 2モーター

- 高さ調整
- 背上げ
- ひざ上げ
- 背上げひざ上げ連動
- 振子昇降

非課税

サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RXVA131620A	XVA131620A	81kg	00367-000248	¥ 7,700	¥ 770
91cm幅 ショート	RXVA131621A	XVA131621A		00367-000249	¥ 7,700	¥ 770

RSダークブラウン 3モーター

- 高さ調整
- 背上げ
- ひざ上げ
- 背上げひざ上げ連動
- 振子昇降

非課税

サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RXVA131630A	XVA131630A	81kg	00367-000246	¥ 9,600	¥ 960
91cm幅 ショート	RXVA131631A	XVA131631A		00367-000247	¥ 9,600	¥ 960

RS サイドレール・介助バー組み合わせ表

※詳細な組み合わせ方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。

頭側	定側	品番	メーカー品番	サイズ	重量	届出コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)	税
◀	▶	RVA1316031A	VA1316031A	97×35cm	2.6kg	01331-000118	¥ 250	¥ 25	※非課税
⊕		RVA1316031A							
	▶	RVA1316032A							
		RVA1316037A							
		RVA1316037A	VA1316037A	97×40cm	2.7kg	01331-000120	¥ 250	¥ 25	※非課税
⊕		RVA1316037A							
	▶	RVA1316038A							
		RVA1316038A							
		RVA1316032A	VA1316032A	58×40cm	1.8kg	01331-000121	¥ 250	¥ 25	※非課税
⊕		RVA1316032A							
	▶	RVA1316032A							
		RVA1316038A							
		RVA1316036	VA1316036	107×35cm	6.3kg	00367-000237	¥ 1,800	¥ 180	※非課税
⊕		RVA1316036							
	▶	RVA1316036							
		RVA1316036							
		RVA1316036	PN-S1040360	111×37cm	6.5kg	00980-000177	¥ 2,100	¥ 210	※非課税
⊕		RVA1316036							
	▶	RVA1316036							
		RVA1316036							
		RVA1316034	VA1316034	(高さ変更なし)	1.2kg	00367-000238	¥ 1,100	¥ 110	税込
⊕		RVA1316034							
	▶	RVA1316034							
		RVA1316034							

区分	画像	品番	メーカー品番	サイズ	重量	届出コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)	税
ヘッドサイドレール(上)	[Sサイズ]	RVA1316032A	VA1316032A	58×35cm	1.7kg	01331-000119	¥ 250	¥ 25	※非課税
		RVA1316038A (ハイタイプ)	VA1316038A	58×40cm	1.8kg	01331-000121	¥ 250	¥ 25	※非課税
	[Lサイズ]	RVA1316031A	VA1316031A	97×35cm	2.6kg	01331-000118	¥ 250	¥ 25	※非課税
		RVA1316037A (ハイタイプ)	VA1316037A	97×40cm	2.7kg	01331-000120	¥ 250	¥ 25	※非課税
ベッド用クランプ		RVA1316036	VA1316036	107×35cm	6.3kg	00367-000237	¥ 1,800	¥ 180	※非課税
キャスター		RPN-S1040360	PN-S1040360	(高さ変更なし)	6.5kg	00980-000177	¥ 2,100	¥ 210	※非課税
		RVA1316034	VA1316034	(高さ変更なし)	1.2kg	00367-000238	¥ 1,100	¥ 110	税込

※キャスター・ハイターは4個1組です

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

※非課税…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。

※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

特殊寝台・特殊寝台付属品

体位変換器

移動用リフト

徘徊感知機器

車いす・付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品

特殊寝台・特殊寝台付属品

体位変換器

移動用リフト

徘徊感知機器

車いす・付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品



特殊寝台

サービスコード 171003
介護予防 671003

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

楽匠プラス H脚タイプ NEW

パラマウントベッド

1 2 3 91 83
モーター モーター モーター cm幅 cm幅

- ポイント**
- より身体の動きに合った起き上がり動作ができる「プラスラインボトム」を搭載。背上げ時の身体の負担を大幅に軽減。
 - 専用アプリでベッドとスマートフォンが連動。ご利用者からの呼び出しやベッド操作が可能。

耐荷重 138kg




スリムボード



樹脂ボード

スリムボード91cm幅 (単位: cm)


スリムボード83cm幅 (単位: cm)



()はショートサイズ


樹脂ボード91cm幅 (単位: cm)

樹脂ボード83cm幅 (単位: cm)



()はショートサイズ

プラスラインボトムの搭載



- プラスラインボトムは、大きく4つの機構があります。
- 剛性を調整し、より身体にフィットしやすい背サポート
 - より骨盤にフィットしやすい腰サポート
 - 身体の軸と、ベッドの軸を合わせやすい腰ボトム
 - 身長差をカバーする膝サポート
- それぞれを組み合わせることで、骨盤の立った動きやすい起き上がり姿勢を実現。

楽匠プラス H脚 2モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ連動 垂直昇降 非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂ボード (キャメル)	91cm幅レギュラー	RKQ-A5322	KQ-A5322	86.5kg	00170-001300	9,500	950
	83cm幅レギュラー	RKQ-A5122	KQ-A5122	84.5kg			
スリムボード (キャメル)	91cm幅レギュラー	RKQ-A5325	KQ-A5325	84.9kg	00170-001432	9,300	930
	83cm幅レギュラー	RKQ-A5125	KQ-A5125	83.1kg			

楽匠プラス H脚 3モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ連動 垂直昇降 非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂ボード (キャメル)	91cm幅レギュラー	RKQ-A6322	KQ-A6322	86.5kg	00170-001328	12,000	1,200
	83cm幅レギュラー	RKQ-A6122	KQ-A6122	84.5kg			
スリムボード (キャメル)	91cm幅レギュラー	RKQ-A6325	KQ-A6325	84.9kg	00170-001450	11,500	1,150
	83cm幅レギュラー	RKQ-A6125	KQ-A6125	83.1kg			

特殊寝台

サービスコード 171003
介護予防 671003

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

クオラONE NEW

パラマウントベッド

1 2 3 91 83
モーター モーター モーター cm幅 cm幅

- ポイント**
- お使いになる方の体格やお部屋に合わせて長さ・幅をカスタマイズ可能。
 - 「呼び出しボタン」でご家族のスマートフォンに通知できます。


耐荷重 138kg



スマートフォン



手元リモコン




()はショートサイズ

様々なお部屋や用途にフィットします

長さの調節 レギュラー ミニ



- 頭側(背ボトム上部) 取り外して向きを変えることで長さを変えられます。



- 足側(マットレス止め・大) サイズに合った位置に取付けます。

幅の調節 91cm幅 83cm幅



- ボトムエッジ 取り外して裏返すことで幅を変えられます。



- マットレス止め(小) サイズに合った位置に取付けます。

クオラONE 2モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ連動 振子昇降 非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
木製ボード	91cm幅レギュラー	RKQ-B6227	KQ-B6227	87.5kg	00170-001526	6,500	650
	83cm幅レギュラー	RKQ-B6207	KQ-B6207	86.5kg			

クオラONE 3モーター(らくらくモーション)

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ連動 振子昇降 非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
木製ボード	91cm幅レギュラー	RKQ-B6327	KQ-B6327	88.5kg	00170-001523	7,500	750
	83cm幅レギュラー	RKQ-B6307	KQ-B6307	87.5kg			

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品



特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品



特殊寝台

サービスコード 171003
介護予防 671003

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

特殊寝台付属品

[楽匠共用付属品]・[その他付属品]

サービスコード 171004
介護予防 671004

①要介護2~5の方がレンタル対象です。



特殊寝台・付属品
体位変換器

床ずれ防止用具
体位変換器

移動用リフト

認知症老人
徘徊感知機器

車いす・付属品

車いす・付属品

スクロップ

スクロップ

歩行補助つえ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

自動排泄処理装置

生活支援用品

生活支援用品

楽匠Z 在庫限り

パラマウントベッド
1 モーター 2 モーター 3 モーター 91 cm幅 83 cm幅

ポイント ■背とひざの動きにベッドの傾斜を組み合わせた機能・ラクリアモーションを2モーション、3モーション共に搭載。視界の広さ、離床しやすさといった今までにない背上げ姿勢を実現。
■JIS認証(JIS T 9254)取得済。

耐荷重 138kg



楽匠Zシリーズ 2モーション

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ連動 垂直昇降 非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂製・木目調	91cm幅 レギュラー	RKQ-7231	KQ-7231	85.5kg	00170-000777	9,500	950
	91cm幅 ミニ	RKQ-7221	KQ-7221	85kg			
	83cm幅 レギュラー	RKQ-7211	KQ-7211	83.5kg			
	83cm幅 ミニ	RKQ-7201	KQ-7201	83kg			
木製ボード	91cm幅 レギュラー	RKQ-7233	KQ-7233	89.5kg	00170-000779	9,700	970
	91cm幅 ミニ	RKQ-7223	KQ-7223	89kg			
	83cm幅 レギュラー	RKQ-7213	KQ-7213	88kg			
	83cm幅 ミニ	RKQ-7203	KQ-7203	87.5kg			

楽匠Zシリーズ 3モーション

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ連動 垂直昇降 非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂製・木目調	91cm幅 レギュラー	RKQ-7331	KQ-7331	86.5kg	00170-000785	11,500	1,150
	91cm幅 ミニ	RKQ-7321	KQ-7321	86kg			
	83cm幅 レギュラー	RKQ-7311	KQ-7311	84.5kg			
	83cm幅 ミニ	RKQ-7301	KQ-7301	84kg			
木製ボード	91cm幅 レギュラー	RKQ-7333	KQ-7333	90.5kg	00170-000787	12,000	1,200
	91cm幅 ミニ	RKQ-7323	KQ-7323	90kg			
	83cm幅 レギュラー	RKQ-7313	KQ-7313	89kg			
	83cm幅 ミニ	RKQ-7303	KQ-7303	88.5kg			

楽匠FeeZ 在庫限り

パラマウントベッド
1 モーター 2 モーター 3 モーター 91 cm幅 83 cm幅

ポイント ■床高15cmという超低床設計のため、ふとんからベッドへの移行を支援。
■キューマラインボトム及びらくらくモーション(3モーターのみ)により身体のずれと圧迫感を軽減。
■JIS認証(JIS T 9254)取得済。

耐荷重 138kg



楽匠FeeZ 2モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ連動 垂直昇降 非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂製・木目調	91cm幅 レギュラー	RKQ-7731	KQ-7731	90.5kg	00170-000918	9,000	900
木製ボード	91cm幅 レギュラー	RKQ-7733	KQ-7733	95kg	00170-000892	9,500	950

楽匠FeeZ 3モーター

高さ調整 背上げ ひざ上げ 背上げひざ上げ連動 垂直昇降 非課税

ボード	サイズ	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
樹脂製・木目調	91cm幅 レギュラー	RKQ-7831	KQ-7831	92kg	00170-000919	11,000	1,100
木製ボード	91cm幅 レギュラー	RKQ-7833	KQ-7833	96.5kg	00170-000893	12,000	1,200

楽匠シリーズ サイドレール・介助バー組み合わせ表

※詳細な組み合わせ方法につきましては、取扱説明書をご参照ください。

区分	画像	品番	メーカー品番	サイズ 全長×高さ	重量	届出コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)	税
ベッドサイドレール(下柵)		RKS-111Q	KS-111Q	98×53.5cm	2.2kg	00170-001346	500	50	※非課税
		RKS-161QA	KS-161Q-1	96.4×37.5cm	2.5kg	00170-Z00019	250	25	※非課税
		RKS-171QA	KS-171Q-1	96.4×43.5cm	2.8kg	00170-Z00197	250	25	※非課税
グリップ		RKS-151Q	KS-151Q	59×37.5cm	1.8kg	00170-000537	450	45	※非課税
		RKS-191Q	KS-191Q	82.7×37.5cm	2kg	00170-000752	400	40	※非課税
介助バー		RKS-030A	KS-030A	82.2×52.3cm	6.8kg	00170-000897	1,100	110	※非課税
		RKS-098A	KS-098A	112.1×41.5cm 0~120度 (30度刻み)	7.9kg	00170-000898	2,100	210	※非課税
キャスター		RKQ-P70C	KQ-P70C	高さ+3cm	4.04kg	00170-000794	1,000	100	税込
		RKQ-PB3C	KQ-PB3C	(高さ変更なし)	3.2kg	00170-001516	400	40	税込
		RKQ-P90C	KQ-P90C	(高さ変更なし)	3.24kg	00170-000560	1,000	100	税込
		RKQ-P90H	KQ-P90H	高さ+6.5cm	0.44kg	00170-000561	700	70	※非課税

区分	画像	品番	メーカー品番	サイズ 全長×高さ	重量	届出コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)	税
介助バー		RKS-098A	KS-098A	112.1×41.5cm 0~120度 (30度刻み)	7.9kg	00170-000898	2,100	210	※非課税
		RKS-099A	KS-099A	112×52.1cm 0~120度 (30度刻み)	8.25kg	00170-001205	2,100	210	※非課税
キャスター		RKQ-P70C	KQ-P70C	高さ+3cm	4.04kg	00170-000794	1,000	100	税込
		RKQ-PB3C	KQ-PB3C	(高さ変更なし)	3.2kg	00170-001516	400	40	税込
		RKQ-P90C	KQ-P90C	(高さ変更なし)	3.24kg	00170-000560	1,000	100	税込
		RKQ-P90H	KQ-P90H	高さ+6.5cm	0.44kg	00170-000561	700	70	※非課税

※キャスター・ハイトセーサーは4個1組です

リハビリテーブル

アジャストテーブル

オーバーテーブル

ポイント ■おながあたる部分は丸い形状なので身体を密着させて、活動的な前傾姿勢を保持。

- 幅:79cm
- 奥行:58cm
- 高さ:54~79cm (11段階調整可能)
- 質量:13kg
- ノブホルト式

品番	メーカー品番	商品コード
RKF-840	KF-840	00170-000489

レンタル価格 ¥ 3,700 お客様負担額 (1割) ¥ 370

ポイント ■サイドレールに載せて使用するテーブル。
■パラマウントベッド製品で使用。

- 幅:32cm
- 有効天板長さ:57cm
- 長さ:70~106.2cm
- 質量:2.5kg
- 91cm、83cm幅のベッドに対応。

品番	メーカー品番	商品コード
RKQ-090	KQ-090	00170-000188

レンタル価格 ¥ 600 お客様負担額 (1割) ¥ 60

ポイント ■サイドレールに載せて使用するテーブル。
■パナソニック製品で使用。

- 幅:100cm
- 奥行:32cm
- 質量:3kg

品番	メーカー品番	商品コード
RVA1316035	VA1316035	00367-000236

レンタル価格 ¥ 700 お客様負担額 (1割) ¥ 70

オーバーベッドテーブル91

イージーグライドM

ポイント ■91cm幅用。左右どちらからでもレバー操作で高さ調節が可能。

- 幅:133.4cm
- 奥行:43.2cm
- 高さ:63~95cm
- 質量:20kg
- ガススプリング式

品番	メーカー品番	商品コード
RKF-832LA	KF-832LA	00170-000321

レンタル価格 ¥ 3,800 お客様負担額 (1割) ¥ 380

ポイント ■ベッドから車いすへ座ったままの移動を可能にする移乗用ボード。ひじ掛けのはね上げができる車いすにのみ使用可能。

- 幅:33cm
- 長さ:60cm
- 耐荷重:135kg
- 質量:0.89kg

品番	メーカー品番	商品コード
R5020	KZ-A29036	00170-000570

レンタル価格 ¥ 1,400 お客様負担額 (1割) ¥ 140

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
※「※非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。
※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

特殊寝台・付属品
体位変換器

床ずれ防止用具
体位変換器

移動用リフト

認知症老人
徘徊感知機器

車いす・付属品

車いす・付属品

スクロップ

スクロップ

歩行補助つえ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

自動排泄処理装置

生活支援用品

生活支援用品

ベッドサイドテーブル/笑テーブル NEW シーホネンス

ポイント ■キャスター4輪すべてをロックできるベッドサイドテーブル。
■専用オプションの「笑テーブル」を使用することで、誤嚥しにくい姿勢をサポート。

●幅:90cm ●奥行:44.2cm
●高さ:66~97.5cm ●質量:14kg
■ガススプリング式

品名	品番	メーカー品番	商品コード
ベッドサイドテーブル (ダーク)	RPT-7000FD	PT-7000F[D]	00167-000351
ベッドサイドテーブル (ダーク) +笑テーブル	RPT-7000FD +RPW-1000	PT-7000F[D] PW-1000	00167-000388

レンタル価格 笑テーブルなし	3,000	300	お客様負担額 (1割)
レンタル価格 笑テーブル付	3,500	350	お客様負担額 (1割)



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

ポイント ■片側から差し込むタイプなので、壁際に設置したベッドにも使用可能。

サイドテーブル

パナソニック

ポイント ■脚部厚さが4cmのため、低床タイプのベッドでも使いやすいサイドテーブル。

●幅:90.7cm
●奥行:44.5cm
●高さ:61~92.5cm
●質量:14kg
■ガススプリング式



税込

品番	メーカー品番	商品コード
RKF-1920	KF-1920	00170-000716

レンタル価格	3,000	300	お客様負担額 (1割)
--------	-------	-----	-------------

●幅:103.4cm
●奥行:46.2cm
●高さ:67.4~97.4cm
●質量:17kg
■ガススプリング式



税込

品番	メーカー品番	商品コード
RPN-S105039	PN-S105039	00980-000228

レンタル価格	3,300	330	お客様負担額 (1割)
--------	-------	-----	-------------

□ベッド使用時の注意 ※脚部高さに合わせてハイトスペーサーをご使用ください。

掲載	機種	メーカー	脚部高さ	4cm	4.8cm	5.2cm	6.8cm
P.4	Emi - 笑 -	シーホネンス	6.5cm (低床時)	○	○	○	ハイトスペーサー (RK-140WR)+5.5cm
P.5	コアネオ		6cm	○	○	○	
	彩		6.5cm	○	○	○	
P.7	ラフィオ	ブラッツ	0.9cm	ハイトスペーサー (RPH04-80)+8cm			
P.8	ミオレットIII		7.5cm	○	○	○	○
P.10	コンフォーネ	パナソニック	4.5cm	ハイトスペーサー (RPN-S105037)+4cm			
P.11	RS		9cm	○	○	○	○
P.12	楽匠プラス		7cm	○	○	○	○
P.13	クオラワン	パラマウントベッド	7cm	○	○	○	○
P.14	楽匠Z		7cm	○	○	○	○
	楽匠FeeZ		1cm未満	ハイトスペーサー (RKQ-P90H)+6.5cm			

レンタコムマットレス コンフォートプラス 日建リース工業

ポイント ■寝返りのしやすさと寝心地のよさを両立した、離床を支援し自然な生活を促すマットレス。
■肌触りのよい高密度ウレタンが、高反発、体圧分散、そして高い通気性を実現。

●材質/ポリウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100% ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RMCP91R	RMCP91R	01225-000036	2,000	200
91cm幅 ミニ	RMCP91S	RMCP91S	01225-000037	2,000	200
83cm幅 レギュラー	RMCP83R	RMCP83R	01225-000038	2,000	200
83cm幅 ミニ	RMCP83S	RMCP83S	01225-000039	2,000	200



厚さ:8cm



厚さ:10cm

エバーフィットC3 (通気タイプ) パラマウントベッド


ポイント ■体圧分散性と動きやすさを選べるリバーシブル構造。
■端座位が安定しやすい「サイドエッジ」加工。

●材質/側地:ポリエステル クッション材:ポリエステル・ポリウレタン ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RKE-611TQ	KE-611TQ	00170-001042	3,000	300
91cm幅 ミニ	RKE-612TQ	KE-612TQ	00170-001043	3,000	300
83cm幅 レギュラー	RKE-613TQ	KE-613TQ	00170-001044	3,000	300
83cm幅 ミニ	RKE-614TQ	KE-614TQ	00170-001045	3,000	300



厚さ:8cm



アルファプラ すくっとRe タイカ

ポイント ■マット両サイドが硬いため、安定した起き上がり~端座位~立ち上がりの動作が可能。
■高弾力で動きやすい三層構造を採用し、体圧の分散と動きやすさを両立。

●材質/表面:ポリエステル、中身:ウレタンフォーム ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RSKT-REA1R	TS-SKT-ReA1R	00563-000108	3,100	310
91cm幅 ショート	RSKT-REA1S	TS-SKT-ReA1S	00563-000109	3,100	310
83cm幅 レギュラー	RSKT-REA3R	TS-SKT-ReA3R	00563-000106	3,100	310
83cm幅 ショート	RSKT-REA3S	TS-SKT-ReA3S	00563-000107	3,100	310



厚さ:12cm



テルサ モルテン

ポイント ■<やわらか面><しっかり面>の異なる質感を選ぶことが可能。
■マットレス内部は3つのインナーマットで構成されているため、部分的に異なる質感を選んだり、へたりに交換することが可能。

●材質/ウレタンフォーム、ポリエステル繊維、カバー:ポリエステル ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RMTLSV1291	MTLSV1291	00054-000209	2,900	290
91cm幅 ショート	RMTLSV1291S	MTLSV1291S	00054-000212	2,900	290
83cm幅 レギュラー	RMTLSV1283	MTLSV1283	00054-000208	2,900	290
83cm幅 ショート	RMTLSV1283S	MTLSV1283S	00054-000211	2,900	290



厚さ:8cm



ステラフィット パナソニック

ポイント ■体圧分散性に優れたプレスエアとウレタンのハイブリッド構造が快適な寝心地をサポート。
■ベッド上での起き上がりから立ち上がりまでの一連動作の支援を目的としているため、端座位だけでなく深座りした場合も座位姿勢を安定させる仕様。

●材質/側地:ポリエステル100%、クッション、詰物:1層目/2層目(端座位部)/3層目:ウレタン75%、2層目(中央部):指定外繊維(プレスエア)25% ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RPN-S120001	PN-S120001	00980-000208	2,600	260
91cm幅 ショート	RPN-S120002	PN-S120002	00980-000209	2,600	260
83cm幅 レギュラー	RPN-S120003	PN-S120003	00980-000210	2,600	260
83cm幅 ショート	RPN-S120004	PN-S120004	00980-000211	2,600	260

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
※「非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。
※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

特殊寝台・付属品
体位変換器
移動用リフト
徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台・付属品
体位変換器
移動用リフト
徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

Airplace エアプレイス

日建リース工業

- ポイント**
- 4つの層の組み合わせで、好みの硬さにカスタマイズできるセミオーダー仕様のマットレス。
 - 動きやすさと優れた体圧分散性能を両立した高弾力性の芯材を使用。
 - 防水仕様でも湿気を通す特殊カバーはオールシーズン対応。


Airplace
Livingood



雲の上で眠ろう

A B C Dの2枚4層構造の組み合わせで自由にカスタマイズできる、セミオーダータイプ。
現地フィッティングで選定手間を解消します。

- 柔らかい ↓ 硬い
- A** 一番柔らかい層です。床ずれ予防も対応できる標準型
 - B** 動きやすさと床ずれ予防、どちらも対応できる万能型
 - C** 離床回数が多く、立ち座りをサポートできる支援型
 - D** 一番硬い層です。寝返りなど動的睡眠をサポートする支援型



カスタマイズできる セミオーダータイプ

4つの層の組み合わせで、好みの硬さにカスタマイズできるセミオーダー仕様。



こんな方におすすめ!
～選定のめやす・ポイント～

- 寝心地などにこだわりがある方
- 身体状況に日々変動がある方




反発弾性と 包み込み感のある芯材

反発弾性があり、沈み込みすぎることなく、少ない接地面積でもしっかりと体圧分散を実現。



こんな方におすすめ!
～選定のめやす・ポイント～

- 背上げ時の座位が崩れやすい方
- 自立支援をサポートしたい方
- 沈み込みによる疼痛を緩和したい方



透湿防水カバー

水を通さず、湿気は通す特殊素材を使用。身体がムシやすい方や失禁が多い方にも対応。



こんな方におすすめ!
～選定のめやす・ポイント～

- 汗をかきやすい方
- 体温調整が難しい方
- 汚してしまうリスクのある方



制菌加工



最高ランクの制菌加工、「特定用途」制菌加工を施したアウターカバーを採用。



こんな方におすすめ!
～選定のめやす・ポイント～

- お肌が敏感な方

●材質/中身：ポリエチレン樹脂(2層構造) カバー：アウター(ポリエステル100%、防水加工、特定用途制菌加工)、インナー(ポリエステル100%2層構造) ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	幅	長さ	質量	厚さ	商品コード	
91cm幅 レギュラー	RAIRPLACE91R	RAIRPLACE91R	91cm	191cm	14kg	12cm	01225-000059	
91cm幅 ショート	RAIRPLACE91S	RAIRPLACE91S	91cm	180cm	13.3kg	12cm	01225-000064	
レンタル価格 91cmレギュラー		3,100						310
¥								お客様負担額 1割
レンタル価格 91cmショート		3,100						310
¥								お客様負担額 1割

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
※「非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。
※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

特殊寝台付属品
床ずれ防止用具・体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす・車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台付属品
床ずれ防止用具・体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす・車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品



床ずれ防止用具

[静止型 マットレス]

サービスコード 171005
介護予防 671005

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

床ずれ防止用具

[静止型 マットレス]

サービスコード 171005
介護予防 671005

①要介護2~5の方がレンタル対象です。



床ずれ防止用具 選定のめやす

床ずれ発生前	床ずれ①	床ずれ②	床ずれ③	床ずれ④
床ずれができていませんが、骨突出部などができる可能性があります。早期予防が大切です。	指で押しても白くならない紅班が特徴です。局所的に熱感がみられる場合もあります。	表皮はく離、水泡など皮膚損傷がみられます。真皮の一部にも皮膚損傷がみられています。	全層にいたる深いクレータ状の皮膚損傷がみられます。筋膜には達していません。	組織の破壊がみられます。深い全層にいたるまで皮膚損傷が広がり、筋肉、骨にも及んでいます。
ステージI 発赤	ステージII 真皮が見える欠損	ステージIII 皮下脂肪が見える欠損	ステージIV 筋肉や骨まで見える欠損	
表皮 真皮 脂肪 筋肉 骨	表皮 真皮 脂肪 筋肉 骨	表皮 真皮 脂肪 筋肉 骨	表皮 真皮 脂肪 筋肉 骨	
<ul style="list-style-type: none"> レンタコムマットレスβ アルファプラL エバープラウド 	<ul style="list-style-type: none"> キュオラ ルミナフィット レンタコムマットレスプレミアム レンタコムマットレスプレミアム MD アルファプラF アルファプラF IIW ステージア オスカー アルファプラバイオ ネクサスR ビッグセルアイズ ラグーナ 	リバーシブル	リバーシブル	
体位変換機能				
体位変換機能				

ウレタン

厚さ:12cm

透湿 防水

レンタコムマットレス プレミアムβ

日建リース工業

ポイント

- 床ずれ予防、動きやすさ、床ずれリスク軽度者向けのマットレス。
- 湿度・空気は通すが、水は通さない、新開発の透湿防水カバーを採用。
- ベッドから離れにくい生活になっている方におすすめ。
- 失禁が多い方、身体がムレやすい方におすすめ。

インナーカバー

体を含み込む層
体圧を分散させる層
体を支える層

●材質/中身:ウレタンフォーム(3層構造)、カバー:アウター(ポリエステル100%、防水加工、特定用途抗菌加工)、インナー(ポリエステル100%2層構造) ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
91cm幅 レギュラー	RMPB91R	RMPB91R	01225-000042	¥ 4,000	¥ 400
91cm幅 ミニ	RMPB91S	RMPB91S	01225-000044	¥ 4,000	¥ 400
83cm幅 レギュラー	RMPB83R	RMPB83R	01225-000043	¥ 4,000	¥ 400
83cm幅 ミニ	RMPB83S	RMPB83S	01225-000045	¥ 4,000	¥ 400

ウレタン+シェル

厚さ:10cm

通気

高弾性無膜ウレタンフォーム(柔)
高弾性無膜ウレタンフォーム(硬)

目が粗く無数の空気口をもつ無膜ウレタンフォーム

アルファプラL

タイカ

ポイント

- 体圧分散と動きやすさの絶妙なバランスを実現した軽度リスク向け静止型床ずれ防止マットレス。
- 身体を沈み込ませて体圧分散する一方で、高弾性素材が寝返り、起き上がり、ベッドからの立ち上がりをサポート。

●材質/中身:シリコーンゲル・ポリウレタンフォーム カバー:ポリエステル ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
91cm幅 レギュラー	RMB-LA1R	MB-LA1R	00563-000093	¥ 5,300	¥ 530
91cm幅 ショート	RMB-LA1S	MB-LA1S	00563-000094	¥ 5,300	¥ 530
83cm幅 レギュラー	RMB-LA3R	MB-LA3R	00563-000091	¥ 5,300	¥ 530
83cm幅 ショート	RMB-LA3S	MB-LA3S	00563-000092	¥ 5,300	¥ 530

エバープラウド

厚さ:13cm

ウレタン (両面)
防水

エバープラウド

パラマウントベッド

ポイント

- 弾力性の異なるウレタンフォームを5層に組み合わせ、優れた体圧分散性を実現した静止型マットレス。
- エクストラソフト面(やわらかめ):エアマットレスと同等の体圧分散性を発揮。
- ソフト面(かため):反発性を高め、体圧分散性と動きやすさを両立。

●材質/側地(エクストラソフト面):ポリエステル50%、アクリル30%、ポリウレタン20%、側地(ソフト面):ポリエステル70%、ポリウレタン30%、内カバー:ポリエステル100%、クッション材:ポリウレタン、ポリエステル ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
91cm幅 レギュラー	RKE-621UQ	KE-621UQ	00170-000966	¥ 5,800	¥ 580
91cm幅 ミニ	RKE-622UQ	KE-622UQ	00170-000967	¥ 5,800	¥ 580
83cm幅 レギュラー	RKE-623UQ	KE-623UQ	00170-000968	¥ 5,800	¥ 580
83cm幅 ミニ	RKE-624UQ	KE-624UQ	00170-000969	¥ 5,800	¥ 580

ウレタン+フレシエア

厚さ:10cm

通気

内部(3層構造)

キュオラ

ケーブ

ポイント

- 通気性、動きやすさ、体圧分散性の3つを兼ね備えたマットレス。
- 高弾性ウレタンフォームとプレスエアーがムレを改善、寝返り起き上がりをサポート。
- 踵や骨突出部はピンポイントで沈み込ませ、大きな部位は接触面積を増やすことで体圧分散するディンプル形状。

●材質/1層目:超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状)、2層目:プレスエアー(制菌)、3層目:超通気高弾性ウレタンフォーム、インナーカバー:ポリエステルドライメッシュ ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
91cm幅 レギュラー	RCR-591	CR-591	00206-000077	¥ 5,400	¥ 540
91cm幅 ショート	RCR-593	CR-593			
83cm幅 レギュラー	RCR-590	CR-590			
83cm幅 ショート	RCR-592	CR-592			

ウレタン+フレシエア

厚さ:10cm

通気

ルミナフィット

パナソニック

ポイント

- 密度の異なるウレタンと高反発のプレスエアーを組み合わせた4層構造による高い体圧分散効果。
- 身体部位別にウレタン密度を変えることで臀部の沈み込みを抑えバランスの取れた寝姿勢を保持。
- 両端は硬めのウレタンを使用、端座位が安定。

●材質/1層目:2層目:3層目(端部)・4層目:ウレタン、3層目(中央部):プレスエアー、カバー:ポリエステル100% ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
91cm幅 レギュラー	RPN-S120011	PN-S120011	00980-000254	¥ 5,800	¥ 580
91cm幅 ショート	RPN-S120012	PN-S120012	00980-000255	¥ 5,800	¥ 580
83cm幅 レギュラー	RPN-S120013	PN-S120013	00980-000256	¥ 5,800	¥ 580
83cm幅 ショート	RPN-S120014	PN-S120014	00980-000257	¥ 5,800	¥ 580

ウレタン

厚さ:12cm

ウレタン (両面)
超撥水

清潔性を追求した超撥水カバー

レンタコムマットレス プレミアム

日建リース工業

ポイント

- 静止型でありながら、エアマットレスに匹敵する体圧分散力を実現。
- 湿度・空気を通す新開発の超撥水カバーを採用。
- インナーカバーを使用することでウレタンが滑り、腹圧や背圧を軽減。
- リバーシブル仕様。お好みのかたさ、体圧分散性を考慮してお選びください。

★2層目のスリット加工

体圧が集中しやすい部分にスリット加工を施しており、効果的に体圧を分散できます。

●材質/中身:ウレタンフォーム(4層構造)、カバー:アウター(ポリエステル100%、超撥水加工、特定用途抗菌加工)、インナー(ポリエステル100%2層構造) ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
91cm幅 レギュラー	RMP91R	RMPB91R	01225-000033	¥ 6,300	¥ 630
83cm幅 レギュラー	RMP83R	RMPB83R	01225-000034	¥ 6,300	¥ 630

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
 ※「非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。
 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。



床ずれ防止用具

[静置型マットレス]・[エアーマットレス]

サービスコード 171005
介護予防 671005

①要介護2～5の方がレンタル対象です。


レンタコムマットレス プレミアムMD

日建リース工業

- ポイント**
- 防水タイプの安心感と、通気性の快適さ、2つを兼ね備えた静置型マットレスの最高峰。
 - 湿度・空気は通すが、水は通さない新開発の透湿防水カバーを採用。
 - 中層にスリット加工を施し、体圧分散力と端座位の取りやすさを両立。
 - インナーカバーを使用することでウレタンが滑り、腹圧や背圧を軽減。



役割の違うウレタンを、2層のインナーカバーで一体化。床ずれリスクの軽減と動きやすさを両立。



●材質/中身:ウレタンフォーム(4層構造)、カバー:アウター(ポリエステル100%、防水加工、特定用途耐菌加工)、インナー(ポリエステル100%2層構造) ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RMPMD91R	RMPMD91R	01225-000040	¥ 6,300	¥ 630
83cm幅 レギュラー	RMPMD83R	RMPMD83R	01225-000041	¥ 6,300	¥ 630

アルファプラF 在庫限り

タイカ

- ポイント**
- 体重の軽い方の体圧分散効果に優れ、また起居動作支援もできるマットレス。
 - 無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減 (従来のウレタン・マットレスより熱の放散性能30%アップ)。

●材質/中身:シリコーンゲル・ポリウレタンフォーム
カバー:表地:ポリエステル、裏地:ポリウレタン ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RMB-FW1R	MB-FW1R	00563-000059	¥ 6,600	¥ 660
91cm幅 ショート	RMB-FW1S	MB-FW1S	00563-000058	¥ 6,600	¥ 660
83cm幅 レギュラー	RMB-FW3R	MB-FW3R	00563-000056	¥ 6,600	¥ 660
83cm幅 ショート	RMB-FW3S	MB-FW3S	00563-000055	¥ 6,800	¥ 680

アルファプラF II W NEW

タイカ

- ポイント**
- 体圧分散効果に優れ、寝返りをサポートしてくれるマットレス。
 - 業界初の「抗ウイルス+抗菌」のダブル加工を施した、防水カバータイプを採用。
 - 独自の加工と素材により、低体重の方から高体重の方までオールマイティにご使用頂けます。
 - 感染症対策をしたい方、ムレ対策をしたい方、自力で動きたいと考えられている方におすすめ。

硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。



●材質/中身:ウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー:表地:ポリエステル、裏地:ポリウレタン ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RMB-F2PW1R	MB-F2PW1R	00563-000153	¥ 6,600	¥ 660
91cm幅 ショート	RMB-F2PW1S	MB-F2PW1S	00563-000154	¥ 6,600	¥ 660
83cm幅 レギュラー	RMB-F2PW3R	MB-F2PW3R	00563-000151	¥ 6,600	¥ 660
83cm幅 ショート	RMB-F2PW3S	MB-F2PW3S	00563-000152	¥ 6,600	¥ 660


ステージア

モルテン



- ポイント**
- 寝心地の良さを持続させながら圧切替 (凹凸、除圧) の動きをし、身体の50%をエアセルで支え、残り50%で除圧。
 - ずれを吸収するマイクロエアセルとマットレス裏面の屈曲スリットにより、ベッド背上げ時の背中にかかる苦しさを緩和。
 - 両端は硬めのウレタンフォームを使用。端座位が安定。

●材質/マイクロエアセル:ウレタンフィルム、フィッティング層・底付き防止層:高耐久ウレタンフォーム、カバー:伸縮性ウレタン合皮 ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RMSTA91	MSTA91	00054-000115	¥ 8,000	¥ 800
91cm幅 ショート	RMSTA91S	MSTA91S			



湿度が高い時は湿気を吸収し、湿度が低い時は吸収した湿気を放出する新開発素材を使用。快適な就寝環境を作ります。



床ずれ防止用具

[エアーマットレス]

サービスコード 171005
介護予防 671005

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

オスカー (ハイブリッドタイプ)

モルテン

- ポイント**
- 体圧分散性能と除圧性能が向上した高機能エアーマットレス。
 - 安定重視もしくは除圧重視の2種類の圧切替モード (凹凸、除圧)。
 - 背上げ/リハビリモードにすると背抜き・圧抜き動作を行い、背中にかかる苦しさを緩和。
 - ひざを曲げながらひざ部～大腿部をやさしく傾ける下肢用セルと、腰部～肩部をやさしく傾ける上体用セルによるやさしい体位変換。

●材質/マット:ウレタンフィルム、フィッティング層・底付き防止層:高耐久ウレタンフォーム、カバー:伸縮性ウレタン合皮(防水仕様) ※制菌加工 ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RMOSC91	MOSC91	00054-000137	¥ 10,000	¥ 1,000
91cm幅 ショート	RMOSC91S	MOSC91S			
83cm幅 レギュラー	RMOSC83	MOSC83			
83cm幅 ショート	RMOSC83S	MOSC83S		¥	¥

アルファプラ ビオ

タイカ

- ポイント**
- エアセルとウレタンフォームの2層構造のマットレス。
 - ご利用者様の体重を自動で計算し、底付きしない低圧をキープ。
 - 低圧をキープすることで、エアーマットレス独特の浮遊感や外力を解消。

●材質/中身:[マットレス部]ポリウレタンフォーム、[エアセル部]ポリウレタンフィルム、カバー:[上面]表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、[下面]ポリエステル65%、綿35% ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
91cm幅 レギュラー	RMB-BF1R-HG	MB-BF1R-HG	00563-000085	¥ 9,500	¥ 950
91cm幅 ショート	RMB-BF1S-HG	MB-BF1S-HG	00563-000086	¥ 9,500	¥ 950
83cm幅 レギュラー	RMB-BF3R-HG	MB-BF3R-HG	00563-000083	¥ 9,500	¥ 950
83cm幅 ショート	RMB-BF3S-HG	MB-BF3S-HG	00563-000084	¥ 9,500	¥ 950

エアマスター ネクサスR

ケーブ

- ポイント**
- 予防目的から重度の方まで幅広く、しかもワンタッチで使用できるかんたんボタンを搭載。
 - かんたんモードでは、エアマット利用者の半数以上を占める40～60kgの方に対応。
 - 背上げ角度に応じてマットレス内圧と動きを最適な状態で調整する、自動ヘッドアップモードを搭載。

●ポンプ質量/3.5kg ●材質/エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット:プレスエア(制菌)、ヘッドアップセンサー:ABS樹脂、ベースシート:ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ(滑り止め布付) ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
90cm幅 レギュラー	RCR-663	CR-663	00206-000083	¥ 8,300	¥ 830
90cm幅 ショート	RCR-667	CR-667	00206-000085	¥ 8,300	¥ 830
84cm幅 レギュラー	RCR-660	CR-660	00206-000082	¥ 8,300	¥ 830
84cm幅 ショート	RCR-665	CR-665	00206-000084	¥ 8,300	¥ 830

ビッグセルアイズ NEW

ケーブ

- ポイント**
- 湿防水・制菌加工等の伸縮性の高い高品質なカバーを採用。
 - 24時間換気ファンがエアーマットレス内部の熱と湿気を吸引。
 - 経管栄養、呼吸器症状で、背上げの管理が必要な方におすすめ。
 - 20～140kgの体重設定で幅広い療養者に対応可能。

●材質/エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)
●ベースシート:(側面・下面)ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ(すべり止め)ポリウレタンフィルムラミネート加工布
●ヘッドアップセンサー・換気ユニット:ABS樹脂(ケース部)
●カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎) ※非課税

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
90cm幅 レギュラー	RCR-753	CR-753	00206-000141	¥ 10,000	¥ 1,000
90cm幅 ショート	RCR-757	CR-757	00206-000143	¥ 10,000	¥ 1,000
84cm幅 レギュラー	RCR-750	CR-750	00206-000140	¥ 10,000	¥ 1,000
84cm幅 ショート	RCR-755	CR-755	00206-000142	¥ 10,000	¥ 1,000



※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
※「非課税」…当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。
※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

- 特殊寝台付属品
- 体位交換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす付属品
- スクロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品

- 特殊寝台付属品
- 体位交換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす付属品
- スクロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品



体位変換器

サービスコード 171006
介護予防 671006

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

スモールチェンジ ラグーナ

ケープ

ポイント ■小さな体位交換を15分間隔で行なう自動体位交換機能を搭載。
■床ずれを防止するのに最適な小さな体位交換を一定間隔で行なうことで、ご利用者様の睡眠を妨げず、同時に介助者の労力も大幅に軽減。



厚さ:13.5cm ●ポンプ質量/3.4kg ●材質/表面:ポリウレタンフィルムラミネート加工 内部:エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
90cm幅 レギュラー	RCR-703	CR-703	00206-000103	¥ 9,500	¥ 950
90cm幅 ショート	RCR-707	CR-707	00206-000105	¥ 9,500	¥ 950
84cm幅 レギュラー	RCR-700	CR-700	00206-000102	¥ 9,500	¥ 950
84cm幅 ショート	RCR-705	CR-705	00206-000104	¥ 9,500	¥ 950

サイズ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
90cm幅 レギュラー	CR-723	CR-723	00206-000108	¥ 10,000	¥ 1,000
90cm幅 ショート	CR-727	CR-727	00206-000110	¥ 10,000	¥ 1,000
84cm幅 レギュラー	CR-721	CR-721	00206-000107	¥ 10,000	¥ 1,000
84cm幅 ショート	CR-725	CR-725	00206-000109	¥ 10,000	¥ 1,000

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
プラス専用パッド	RRC-549	CR-549	-	¥ 1,000	¥ 100



コントロールパネル



プラス専用パッド

ウェルピーHC

タイカ

ポイント ■体圧分散性能がアップしたポジショニングクッション。
■特殊加工のウレタンチップを中材に使うことで、身体を柔軟に支える仕様。
■ハンディポケットを搭載し、体位交換も負担なく可能。




●材質/中身:ウレタンフォーム、ナイロン 生地:ポリエステル100%

種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	長さ	質量	レンタル価格	お客様負担額(1割)
ジャンボ	RPC-HC-J1	PC-HC-J1	00563-000073	73cm	73cm	2.4kg	¥ 2,500	¥ 250
ピロー	RPC-HC-P1	PC-HC-P1	00563-000080	30cm	80cm	0.8kg	¥ 1,500	¥ 150
ウェーブ	RPC-HC-W1	PC-HC-W1	00563-000076	75cm	65cm	1.1kg	¥ 1,700	¥ 170
ウェーブ(ロング)	RPC-HC-W2	PC-HC-W2	00563-000081	75cm	80cm	1.5kg	¥ 2,100	¥ 210
ブーメラン(大)	RPC-HC-B1	PC-HC-B1	00563-000074	50cm	90cm	1.3kg	¥ 1,800	¥ 180
ブーメラン(小)	RPC-HC-B2	PC-HC-B2	00563-000075	44cm	74cm	0.8kg	¥ 1,600	¥ 160

スマイルシート

タイカ

ポイント ■体位変換や移動をスムーズにする介助サポートスライディングシート。
■Lサイズはほぼ全身をカバーできるので、より多くの場面での使用が可能。



種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	長さ	質量	レンタル価格	お客様負担額(1割)
Mサイズ	RCS-SM-M	CS-SM-M	00563-000051	145cm	100cm	0.1kg	¥ 1,100	¥ 110
Lサイズ	RCS-SM-L	CS-SM-L	00563-000052	145cm	200cm	0.2kg	¥ 1,600	¥ 160

※非課税...当社の非課税のベッドと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。 ※キャスターを取付の場合、ベッド本体を含め全ての付属品が課税となります。

移動用リフト

[段差解消機]

サービスコード 171012
介護予防 671012

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

移乗サポートロボット Hug L1

FUJI

ポイント ■スリングシートを使わずに、移乗や立位保持をサポート。
■設置工事が不要なため、提案から導入が迅速。



●幅:88cm ●奥行:55cm ●高さ:85~120cm ●耐荷重:100kg ●質量:30kg
●最大動作回数/約100回(参考値) ●充電時間/約8時間(参考値)
1回の充電で動作する回数、充電時間は使用環境によって異なります

品番	メーカー品番	商品コード
RL1-01	L1-01(S)	01666-000002

レンタル価格 ¥ 27,000 非課税
お客様負担額(1割) ¥ 2,700

アルコー 6000型

星光医療器製作所

ポイント ■玄関のあがりかまの昇降に使用。
■ひじ置きははね上げ式なので移乗に最適。
■この商品につきましては、事前に担当者にお問い合わせ下さい。

●サイズ:56x69.8cm ●座面サイズ:40x40cm ●座面高さ:44~86cm ●耐荷重:100kg
●質量:33kg

品番	メーカー品番	商品コード
AR6000#	100574	00125-000056

レンタル価格 ¥ 14,000 税込
お客様負担額(1割) ¥ 1,400



リーチ

モルテン

ポイント ■スロープが置けない狭いスペースにも設置可能なコンパクトサイズの段差解消機。電源不要。




種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	高さ	耐荷重	質量	テーブルサイズ	レンタル価格	お客様負担額(1割)
ロングタイプ	MREALTL	MREALTL	00054-000171	100・107・114cm	125cm	8	150kg	65kg	125x76・83・90cm	¥ 10,000	¥ 1,000
ショートタイプ	MREALT	MREALT	00054-000170	110cm	110cm	40cm		62kg	110x76・83・90cm	¥ 10,000	¥ 1,000
スモールタイプ	MREALTS	MREALTS	00054-000213	100cm	96.5cm			53kg	91x76cm	¥ 10,000	¥ 1,000

バスリフトN

TOTO

ポイント ■ボタン1つでシートが電動昇降するため、入浴時のご本人や介助者の負担軽減。




品番	メーカー品番	商品コード
REWB101N	EWB101N	00187-000111

レンタル価格 ¥ 15,000 税込
お客様負担額(1割) ¥ 1,500

アームレスト乗越えキット

TOTO

ポイント ■浴槽内に段差がある場合に設置、段差の乗り越えが可能。



品番	メーカー品番	商品コード
REWB101N	EWB101N	00187-000111

レンタル価格 ¥ 1,000 税込
お客様負担額(1割) ¥ 100

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付用品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付用品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品



移動用リフト

[移動用リフト]

サービスコード 171012
介護予防 671012

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

移動用リフト

[リフト用スリングシート]・[段差解消機]

サービスコード 171012
介護予防 671012

①要介護2~5の方がレンタル対象です。



特殊寝台付属品
体位変換器

床ずれ防止用具
体位変換器

移動用リフト
認知症老人
徘徊感知機器

車いす付属品
車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品

生活支援用品

特殊寝台付属品
体位変換器

床ずれ防止用具
体位変換器

移動用リフト
認知症老人
徘徊感知機器

車いす付属品
車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品

生活支援用品



つるべ F1セット (風呂用)

モリトー

ポイント

- 浴室で使用し、快適な入浴を実現。取付工事不要。
- 簡単な操作で軽く押すだけで楽に移動が可能。
- この商品につきましては、事前に担当者にお問合せください。

●耐荷重:100kg ●質量:19.8kg ●支柱高さ:185~240cm
●アーム長さ:70・85・95cm ●アームストローク:95.5・116・130cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
つるべ F1セット	ツルベ - F1#	-	00229-000002
レンタル価格	37,000		3,700
¥		¥	

お客様負担額 (1割)



つるべ F2Rセット (風呂用)

モリトー

ポイント

- 脱衣所から浴室への移動と入浴が可能。
- 2関節タイプで狭い場所でも快適に移動が可能。
- トイレでの使用にもおすすめ。
- この商品につきましては、事前に担当者にお問合せください。

●耐荷重:100kg ●質量:29kg ●支柱高さ:185~240cm
●アーム長さ:70・85・95cm ●アームストローク:95.5・116・130cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
つるべ F2Rセット	ツルベ - F2R#	-	00229-000016
レンタル価格	37,000		3,700
¥		¥	

お客様負担額 (1割)



つるべ Y6セット

モリトー

ポイント

- 床走行式リフトが苦手とする旋回を軽くするために開発された新発想リフト。
- 床に寝ている状態からの吊り下げが可能。
- この商品につきましては、事前に担当者にお問い合わせください。

●幅:60~99cm ●奥行:108cm ●高さ:115cm ●耐荷重:120kg ●質量:42kg
●幅(内寸):52~91cm ●脚高さ:6.8cm ●全高:196cm ●体重計寸法(Y6Wセット)12×7×16cm
●吊り上げ高さ:32~170cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
つるべ Y6セット	ツルベ - Y6#	-	00229-000044
つるべ Y6Wセット (体重計付き)	ツルベ - Y6W#	-	00229-000045
レンタル価格	30,000		3,000
¥		¥	
レンタル価格	37,000		3,700
¥		¥	

お客様負担額 (1割)



つるべ Bセット (ベッド用)

モリトー

ポイント

- ベッドに固定するだけの省スペースタイプ。頭側・足側の左右どちらかに設置。
- 支柱を軸に360度回転。広い範囲でベッドからの移乗が可能。
- この商品につきましては、事前に担当者にお問合せください。

●幅:156~176cm ●奥行:180~215cm ●耐荷重:100kg ●質量:42.3kg
●全高:205cm ●支柱高さ:155cm ●アーム長さ:85cm ●体重計寸法(BWセット)12×7×16cm
●アームストローク:116cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
つるべ Bセット	ツルベ - B#	-	00229-000005
つるべ BWセット (体重計付き)	ツルベ - BW#	-	00229-000006
レンタル価格	19,000		1,900
¥		¥	
レンタル価格	29,000		2,900
¥		¥	

お客様負担額 (1割)

スリングシート

モリトー

ポイント ■モリトー製「つるべ」シリーズで使用します (購入品)

エヴァ (脚分離型)

角度調整自在のスタンダードタイプ



パオ (シート型)

着脱の手間がない、誰でも簡単に使えるタイプ



品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	販売価格	お客様負担額 (1割)
スリングエヴァ	フル (中サイズ)	EVE240	-	00229-000014	¥	¥
	フル (小サイズ)	EVE250	-	00229-000013	¥	¥
	ハーフ (中サイズ)	EVE210	-	00229-000012	¥	¥
	ハーフ (小サイズ)	EVE220	-	00229-000011	¥	¥
スリングパオ	フル	PAO120	-	00229-000021	¥	¥
	ハーフ	PAO100	-	00229-000020	¥	¥

税込

テクノリフター


新光産業

ポイント


- 車いすのままでの外出をサポートする据置型の階段昇降機。設置の際、アンカーボルトを打ち込んで固定します。
- 挟み込み防止の4面ジャバラ、誤動作防止のキースイッチ、停電時緊急降下装置が標準装備。
- 上昇時にはスロープが自動的に跳ね上がり、テーブルからの転落を防止。
- 設置場所に合わせて選定してください。またこの商品につきましては、事前に担当者にお問合せください。

品番	乗込方式	最大高さ	最小高さ	最大積載量	本体重量	スロープ	屋内ブリッジ	テーブル寸法	電源
TDK045SS#	直進乗込み	47cm	5.5cm	180kg	90kg	29cm	幅72~82.4×奥行30cm	幅93×奥行100cm	100V・90W
TDK065SS#	直進乗込み / L字乗込み	67cm	5.5cm	180kg	115kg	32cm	幅72~82.4×奥行30cm	幅110×奥行120cm	
TDK085SS#		85cm	6cm	180kg	87kg	34.5cm	幅72~110×奥行31.5cm	幅115×奥行120cm	
TDK100SS#	106.5cm	6.5cm	180kg	155kg	32.1cm	幅72~82.4×奥行30cm	幅115×奥行120cm		


テクノリフター 045SS




テクノリフター 065SS



テクノリフター 085SS



テクノリフター 100SS




品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
テクノリフター 045SS	TDK045SS#	TDK045SS	00447-000012	¥ 25,000	¥ 2,500
テクノリフター 065SS	TDK065SS#	TDK065SS	00447-000013	¥ 28,000	¥ 2,800
テクノリフター 085SS	TDK085SS#	TDK085SS	00447-000019	¥ 35,000	¥ 3,500
テクノリフター 100SS	TDK100SS#	TDK100SS	00447-000014	¥ 47,000	¥ 4,700

いうら UD-320


いうら

ポイント

- 車いすのままでの移動をサポート。使用環境にあわせて直進乗込み式 / L字乗込み式をお選びください。
- この商品につきましては、事前に担当者にお問合せください。



直進乗込み式 (UD-320CS#)



L字乗込み式 (UD-320CL#)



品番	メーカー品番	商品コード	乗込方式	最大高さ	最小高さ	最大積載量	本体重量	スロープ	屋内ブリッジ	テーブル寸法	電源	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
UD-320CS#	UD-320C-S	00084-000093	直進乗込み	65cm	5.5cm	150kg	75kg	27.5cm	幅68.5×奥行27.5cm	幅68×奥行114cm	100V・130W	¥ 23,000	¥ 2,300
UD-320CL#	UD-320C-L	00084-000094	L字乗込み	65cm	5.5cm	150kg	79kg	35cm	幅68.5×奥行27.5cm	幅73.5×奥行114cm	100V・130W	¥ 25,000	¥ 2,500

税込

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。



認知症老人徘徊感知機器

サービスコード 171011
介護予防 671011

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

家族コール シリーズ

テクノスジャパン

ポイント ■ご利用者の身体状況や介護環境に合わせて使用できる徘徊感知器。

センサーを選ぶ

- 床センサー(Aタイプ)**
センサーを踏むと通知する加圧式
- マットセンサー(Bタイプ)**
センサーから離れたと通知する徐圧式
- 超音波・赤外線センサー(Cタイプ)**
センサーを通ると通知するセンサー式

受信方法を選ぶ

別室で受信

固定タイプ
シンプル操作

スマートK
持ち運び向け

家族コール3

距離に制限されずに受信
お手持ちの携帯にメール
外出先 別居先

家族コールワイド

家族コール3

テクノスジャパン

●床センサー + 固定タイプ	【通信距離:100M】	●床センサー + スマートK	【通信距離:80M】
<p>品名 品番 メーカー品番 商品コード</p> <p>家族コール3・Aタイプ HK-3A HK-3A 00318-000146</p> <p>レンタル価格 7,500 税込</p> <p>お客様負担額 750 (1割)</p>		<p>品名 品番 メーカー品番 商品コード</p> <p>家族コール3A・スマート HKSM-3A HKSM-3A 00318-000150</p> <p>レンタル価格 7,300 税込</p> <p>お客様負担額 730 (1割)</p>	
<p>品名 品番 メーカー品番 商品コード</p> <p>家族コール3・Bタイプ HK-3B HK-3B 00318-000147</p> <p>レンタル価格 7,500 税込</p> <p>お客様負担額 750 (1割)</p>		<p>品名 品番 メーカー品番 商品コード</p> <p>家族コール3B・スマート HKSM-3B HKSM-3B 00318-000151</p> <p>レンタル価格 7,300 税込</p> <p>お客様負担額 730 (1割)</p>	
<p>品名 品番 メーカー品番 商品コード</p> <p>家族コール3・Cタイプ HK-3C HK-3C 00318-000148</p> <p>レンタル価格 7,500 税込</p> <p>お客様負担額 750 (1割)</p>		<p>品名 品番 メーカー品番 商品コード</p> <p>家族コール3C・スマート HKSM-3C HKSM-3C 00318-000152</p> <p>レンタル価格 7,300 税込</p> <p>お客様負担額 730 (1割)</p>	

家族コールワイド

テクノスジャパン

ポイント ■お手持ちのスマートフォンや携帯電話を「受信器」として設定可能な徘徊感知機器。遠方のご家族の見守りや外出時の見守りに。
■配信用メールアドレスの設定と専用アプリケーションが必要です。



品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
A 床センサー	HKW-1A	HKW-1A	00318-000171	¥ 8,000	¥ 800
B マットセンサー	HKW-1B	HKW-1B	00318-000172	¥ 8,000	¥ 800
C 超音波・赤外線センサー	HKW-1C	HKW-1C	00318-000173	¥ 7,800	¥ 780

中継器リピーター

テクノスジャパン

ポイント ■家族コールシリーズで使用可能な中継器。
■送信範囲を80m~100m程度延長が可能。



品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
中継器リピーター	RHPHK-1	HPHK-1	00318-000165	¥ 2,100	¥ 210

認知症老人徘徊感知機器

サービスコード 171011
介護予防 671011

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

Care愛

ハカルプラス

ポイント ■ご利用者の身体状況や介護環境に合わせて使用できる徘徊感知器。
■「かんたんモデル」は機能を絞り込み、取り扱いが容易。
■「つながるモデル」はコンセント間通信と無線通信を組み合わせたハイブリッド仕様で確実に通知。
■センサーは非接触型の「超音波センサー」、または極薄・配線不要の「ふむふむセンサー」の2種類から選択。

かんたんモデル

送信機 ペンダント 超音波センサー 在宅向けモデル 使い方が簡単で、老老介護でも安心な在宅向けセンサー

選べるセンサー2種類

●一時停止ボタン2種 ずっと停止 / 5分停止
●かんたん操作 □で止めて ○でリセットするだけ

つながるモデル

親機 子機 ペンダント 超音波センサー 施設向けモデル 独自のハイブリッド通信で最長250m通知する、施設でもつながるセンサー

選べるセンサー2種類

●親機とペンダントのW受信機 ●センサー 20台まで一括受信可能 ●受信履歴など機能が充実

■取付金具(かんたんモデル) ※標準装備

■取付金具(つながるモデル) ※標準装備

三脚 マグネット ベルト マグネット

モデル	種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
かんたんモデル	超音波センサー	CAREAI-L	-	01398-000023	¥ 5,700	¥ 570
	ふむふむセンサー	CAREAI-LF	-	01398-000037	¥ 6,800	¥ 680
つながるモデル	超音波センサー	CAREAI-T	-	01398-000009	¥ 7,000	¥ 700
	ふむふむセンサー	CAREAI-TF	-	01398-000034	¥ 7,000	¥ 700
	超音波センサー+ペンダント	CAREAI-TP2	-	01398-000010	¥ 7,800	¥ 780
	ふむふむセンサー+ペンダント	CAREAI-TP2F	-	01398-000035	¥ 8,000	¥ 800

お散歩コール

テクノスジャパン

ポイント ■お散歩タグを持って外出しようとする、見守りガイドがアラーム音でお知らせ。
■外出後、設定された条件を満たすと、GPSで現在地情報をスマートフォンに通知。
※現在地情報の通知はオプションサービスです。詳しくは担当者にお問い合わせください。

お散歩タグ 見守りガイド

【お散歩タグ(センサー)】 ●横:3.5cm ●縦:6cm ●厚み:2cm ●重量:約38g
【見守りガイド(送受信機)】 ●横:13.5cm ●縦:7.6cm ●厚さ:2.7cm ●重量:約270g
【材質】センサー:ABS樹脂 送受信機:ABS樹脂 税込

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
お散歩コール	OGP-1	OGP-1	00318-000179	¥ 8,400	¥ 840

徘徊わかーる6900

エクセルエンジニアリング

ポイント ■センサーが反応すると音と映像でお知らせ。ご利用者の状況を即座に把握可能。画像は30秒間のみ通知。
■ご利用者が映像に映らないときは、カメラの角度を受信機で操作することが可能。
■センサーは無線式でケーブルを気にせず設置可能。無線の到達距離は約100m(直線見通し)

フロアセンサー

【受信機】 ●幅:12.5cm ●長さ:9cm ●厚さ:2.3cm ●質量:155g
電源:リチウムイオンポリマー充電電池(内蔵)またはACアダプター(付属)
【送信機】 ●幅:9.8cm ●奥行:8.9cm ●高さ:8.5cm ●質量:205g
電源:リチウムイオンポリマー充電電池(内蔵)またはACアダプター(付属)
【フロアセンサー】 ●幅:80cm ●長さ:45cm ●厚さ:0.45cm ●質量:880g 税込

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
徘徊わかーる6900	RSH6900	SH6900	00682-000035	¥ 3,500	¥ 350

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品
床ずれ防止用具・体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台付属品
床ずれ防止用具・体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品



車いす

サービスコード 171001
介護予防 671001

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

車いす・車いす付属品 スペック表

商品名	ページ	品番	メーカー	全高 (cm)	全幅 (cm)	全長 (cm)	座幅 (cm)	前座高 (cm)	前輪 (インチ)	後輪 (インチ)	質量 (kg)	耐荷重 (kg)
NEO-1自走		RNEO-1	日進医療器	90	63	100	40	43	6	22	12.7	100
NEO-2介助		RNEO-2	日進医療器	90	60	97	40	43	6	16	11.9	100
NEO-1自走ワンストップブレーキ		RNEO1-OB	日進医療器	90	63	100	40	43	6	22	13.3	100
NEO-2介助ワンストップブレーキ		RNEO2-OB	日進医療器	90	60	97	40	43	6	16	12.5	100
ウェイビット自走40幅		RWA22-40S	カワムラサイクル	89	56	99	40	44.5	6	22	12.2	100
ウェイビット自走42幅		RWA22-42S	カワムラサイクル	89	58	99	42	44.5	6	22	12.2	100
ウェイビット介助40幅		RWA16-40S	カワムラサイクル	89	52	99	40	44.5	6	16	10.9	100
ウェイビット介助42幅		RWA16-42S	カワムラサイクル	89	54	99	42	44.5	6	16	10.9	100
ウェイビットプラス自走40幅		RWAP22-40S	カワムラサイクル	89	58.5	99	40	44.5	6	22	14.2	100
ウェイビットプラス自走42幅		RWAP22-42S	カワムラサイクル	89	60.5	99	42	44.5	6	22	14.2	100
ウェイビットプラス介助40幅		RWAP16-40S	カワムラサイクル	89	53.5	99	40	44.5	6	16	12.8	100
ウェイビットプラス介助42幅		RWAP16-42S	カワムラサイクル	89	55.5	99	42	44.5	6	16	12.8	100
カルティマ標準自走		RCRT-5	ミキ	88	55	98	40	43.5	6	22	9.9	100
カルティマ標準介助		RCRT-6	ミキ	88	49	98	40	43.5	6	14	9.1	100
カルティマ多機能自走		RCRT-7	ミキ	88	55	98	40	43.5	6	22	11.2	100
カルティマ多機能介助		RCRT-8	ミキ	88	49	98	40	43.5	6	14	10.5	100
ふわりす自走座幅40		RKF22-40SB	カワムラサイクル	89	59.5	95	40	43	6	22	9.6	100
ふわりす自走座幅42		RKF22-42SB	カワムラサイクル	89	61.5	95	42	43	6	22	9.6	100
ふわりす介助座幅40		RKF16-40SB	カワムラサイクル	89	55	94	40	43	6	16	8.9	100
ふわりす介助座幅42		RKF16-42SB	カワムラサイクル	89	57	94	42	43	6	16	8.9	100
ふわりすプラス自走座幅40		RKFP22-40SB	カワムラサイクル	89	59.5	95	40	43	6	22	10.9	100
ふわりすプラス自走座幅42		RKFP22-42SB	カワムラサイクル	89	61.5	95	42	43	6	22	10.9	100
ふわりすプラス介助座幅40		RKFP16-40SB	カワムラサイクル	89	55	94	40	43	6	16	9.9	100
ふわりすプラス介助座幅42		RKFP16-42SB	カワムラサイクル	89	57	94	42	43	6	16	9.9	100
イージールー自走標準		REST-1	ミキ	85	64	99	40	43.5	6	22	13.6	100
ネクストコアアジャスト38自走		RNEXT-51B-38	松永製作所	88-90-92	54	96	38	41-43-45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト40自走		RNEXT-51B-40	松永製作所	88-90-92	56	96	40	41-43-45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト42自走		RNEXT-51B-42	松永製作所	88-90-92	58	96	42	41-43-45	6	22	14.6	100
ネクストコアアジャスト38介助		RNEXT-61B-38	松永製作所	88-90-92	53	95.5	38	41-43-45	6	16	13.6	100
ネクストコアアジャスト40介助		RNEXT-61B-40	松永製作所	88-90-92	55	95.5	40	41-43-45	6	16	13.6	100
ネクストコアアジャスト42介助		RNEXT-61B-42	松永製作所	88-90-92	57	95.5	42	41-43-45	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ自走38幅		RNEXT-50B-38	松永製作所	88	54	94	38	37-39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ自走40幅		RNEXT-50B-40	松永製作所	88	56	94	40	37-39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ自走42幅		RNEXT-50B-42	松永製作所	88	58	94	42	37-39	6	20	14.3	100
ネクストコアミニモ介助38幅		RNEXT-60B-38	松永製作所	88	53	94	38	37-39	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ介助40幅		RNEXT-60B-40	松永製作所	88	55	94	40	37-39	6	16	13.6	100
ネクストコアミニモ介助42幅		RNEXT-60B-42	松永製作所	88	57	94	42	37-39	6	16	13.6	100
ネクストコアくり自走/中床		RNEXT-71B	松永製作所	97.5	58	86	40	43-41	4	22	19	100
ネクストコアくり自走/低床		RNEXT-70B	松永製作所	95	58	86	40	36.5-38.5-40.5	4	20	18.5	100
ネクストコアくり介助/中床		RNEXT-81B	松永製作所	97.5	58	86	40	43	4	16	18	100
ネクストコアくり介助/低床		RNEXT-80B	松永製作所	94.5	58	86	40	36-38-40	4	12	17.2	100
グレイスコア・標準自走式40幅		RGRC-11B	松永製作所	93	56.5	95	40	43	5	22	13.8	100
グレイスコア・標準自走式42幅		RGRC-11B-42	松永製作所	93	56.5	95	42	43	5	22	13.8	100
グレイスコア・標準介助式40幅		RGRC-21B	松永製作所	93	56	95	40	43	5	16	12.4	100
グレイスコア・標準介助式42幅		RGRC-21B-42	松永製作所	93	56	95	42	43	5	16	12.4	100
グレイスコア・マルチ自走式40幅		RGRC-31B	松永製作所	93	56.5	95	40	43	5	22	15.5	100
グレイスコア・マルチ自走式42幅		RGRC-31B-42	松永製作所	93	56.5	95	42	43	5	22	15.5	100
グレイスコア・マルチ介助式40幅		RGRC-41B	松永製作所	93	56	95	40	43	5	16	14.1	100
グレイスコア・マルチ介助式42幅		RGRC-41B-42	松永製作所	93	56	95	42	43	5	16	14.1	100
グレイスコアアジャスト自走40幅		RGRC-51B-40B	松永製作所	93	56.5	95	40	41-43-45	5	22	17.1	100
グレイスコアアジャスト自走42幅		RGRC-51B-42B	松永製作所	93	56.5	95	42	41-43-45	5	22	17.1	100
グレイスコアアジャスト介助40幅		RGRC-61B-40B	松永製作所	93	56	95	40	41-43-45	5	16	15.8	100
グレイスコアアジャスト介助42幅		RGRC-61B-42B	松永製作所	93	56	95	42	41-43-45	5	16	15.8	100
ネクストコアワイド自走		RNEXT-52B	松永製作所	96	62	101	46	45-47	6	24	16.6	130
ネクストコアワイド介助		RNEXT-62B	松永製作所	96	60	98.5	46	45-47	6	16	15.6	130
ビッグサイズ車いすKJP-5		RKJP-5	ミキ	96-98-100	66-68-70	115.5	48-50-52	48-50-52	8	24	21	130
MEF軽量モジュール自走 標準		RMEF-22	ミキ	86-88-90	58-60-62	106	40-42-44	40-42-44	6	22	15.5	100
MEF軽量モジュール自走 低床		RMEF-20	ミキ	85-85.5-87.5	58-60-62	106	40-42-44	37.5-39.5-41.5	5	20	15.2	100
MEF軽量モジュール介助 標準		RMEF-16	ミキ	86-88-90	54-56-58	106	40-42-44	40-42-44	6	16	14.2	100
MEF軽量モジュール介助 低床		RMEF-14	ミキ	83.5-85.5-87.5	54-56-58	106	40-42-44	37.5-39.5-41.5	5	14	14	100
とまっティ軽量自走		RCRT-1LOB	ミキ	82	55	96	40	37.5	5	20	12.3	100
とまっティ多機能自走/ミキ		RSKT-400B	ミキ	88.5	53	100	40	43.5	6	22	18.1	100
とまっティ多機能介助/ミキ		RSKT-200B	ミキ	88.5	48	100	40	43.5	6	14	16.6	100
スキッププラスABS		RSKT-PLUSABS	ミキ	104~126	55	108	44	43.5	6	14	20.9	100
スキップ7介助ミキ/ティルト		RSKT-7	ミキ	94~121	48	99	40	43.5	6	14	19	100
セルフリクライニング車いすシート		RSEATUS	ミキ	98.5~125.5	61.5	105	40	40	4	22	24.2	100
ネクストローラー SP2		RNR-SP2	ミキ	82~121.5	60	114~141.5	42	49~63	6	16	24	100
オアシス・ポジティブ自走		ROS-11TRSP	松永製作所	102.5	61.5	92.5	40	39	5	18	23.5	75
オアシス・ポジティブ介助		ROS-12TRSP	松永製作所	106.5	53	90.5	40	43	6	12	22.7	75
マイチルト・コンパクト-3D介助型		RMH-CR3D	松永製作所	108.5	53	99.5~108	40	43-45	6	12	24.5	100
ぴったりフィットくるーん		RKPFK-12	カワムラサイクル	120	56.5	98	42	40	6	12	21.5	100
マイチルト・ミニ-3D介助型		RMH-SRL	松永製作所	101	53	89	40	41	5	12	27	100
カルティマ ティルトリクライニング超軽量		RCRT-WR	ミキ	122	55	104-104.5-105	40	47	6	14	16.8	100
マイチルト・グラン3D		RMH-GRL	松永製作所	111.5	62	103	44	47	6	16	29.5	100
モテラート II		RCA-4310	ランダコーポレーション	121	58	104	42	43	6	14	23.9	100
アシストホイールライト		RNAV-16FSDLT	ナブテスコ	85.5	56	106	40	42.5	6	16	19	75
タウンジョイXプラス		RTJXP-R/RTJXP-L	ヤマハ発動機	88	59.5	101.5	41	43	6	16	29.4	75
JWアクティブプラス		RJWAP-R/RJWAP-L	ヤマハ発動機	87	63	103.5	39	44	7	22	31.6	100
折りたたみ式電動車いすラズレル		RRASREL2	カシダス	91	64.5	85.5	42	51	7	10	21.6	115
WHILL CKタイプ		RWHL-CK	WHILL	74~94	55	98.5	40	40.5-42.5-44.5-46.5	10	10.5	52	115
遊歩フジ		FUJII#	セリオ	110	65	119.5	40	40.5	26cm	30cm	101	100
遊歩スマイルα		SMILE-A#	セリオ	110	65	119.5	42.5	40.5	26cm	30cm	98	100
遊歩スキップα		SKIP-A#	セリオ	108	56	109	42.5	42	26cm	26cm	90	75

※質量にはバッテリーを含みます

車いす

サービスコード 171001
介護予防 671001

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

車いす・車いす付属品 車いす付属品組み合わせ表

商品名	ページ	品番	どこでもテーブル	延長ブレーキカワムラ用	延長ブレーキミキ用	延長ブレーキ日進用	延長ブレーキ松永用
NEO-1自走		RNEO-1	●	—	—	●	—
NEO-2介助		RNEO-2	●	—	—	●	—
NEO-1自走ワンストップブレーキ		RNEO1-OB	●	—	—	●	—
NEO-2介助ワンストップブレーキ		RNEO2-OB	●	—	—	●	—
ウェイビット自走40幅		RWA22-40S	●	●	—	—	—
ウェイビット自走42幅		RWA22-42S	●	●	—	—	—
ウェイビット介助40幅		RWA16-40S	●	●	—	—	—
ウェイビット介助42幅		RWA16-42S	●	●	—	—	—
ウェイビットプラス自走40幅		RWAP22-40S	●	●	—	—	—
ウェイビットプラス自走42幅		RWAP22-42S	●	●	—	—	—
ウェイビットプラス介助40幅		RWAP16-40S	●	●	—	—	—
ウェイビットプラス介助42幅		RWAP16-42S	●	●	—	—	—
カルティマ標準自走		RCRT-5	●	—	スライドグリップ	—	—
カルティマ標準介助		RCRT-6	●	—	スライドグリップ	—	—
カルティマ多機能自走		RCRT-7	●	—	スライドグリップ	—	—
カルティマ多機能介助		RCRT-8	●	—	スライドグリップ	—	—
ふわりす自走座幅40		RKF22-40SB	●	●	—	—	—
ふわりす自走座幅42		RKF22-42SB	●	●	—	—	—
ふわりす介助座幅40		RKF16-40SB	●	●	—	—	—
ふわりす介助座幅42		RKF16-42SB	●	●	—	—	—
ふわりすプラス自走座幅40		RKFP22-40SB	●	▲	—	—	—
ふわりすプラス自走座幅42		RKFP22-42SB	●	▲	—	—	—
ふわりすプラス介助座幅40		RKFP16-40SB	●	●	—	—	—
ふわりすプラス介助座幅42		RKFP16-42SB	●	●	—	—	—
イージールー自走標準		REST-1	●	—	●	—	—
ネクストコアアジャスト38自走		RNEXT-51B-38	●	—	—	—	●
ネクストコアアジャスト40自走		RNEXT-51B-40	●	—	—	—	●
ネクストコアアジャスト42自走		RNEXT-51B-42	●	—	—	—	●
ネクストコアアジャスト38介助		RNEXT-61B-38	●	—	—	—	●
ネクストコアアジャスト40介助		RNEXT-61B-40	●	—	—	—	●
ネクストコアアジャスト42介助		RNEXT-61B-42	●	—	—	—	●
ネクストコアミニモ自走38幅		RNEXT-50B-38	●	—	—	—	●
ネクストコアミニモ自走40幅		RNEXT-50B-40	●	—	—	—	●
ネクストコアミニモ自走42幅		RNEXT-50B-42	●	—	—</		



車いす


サービスコード 171001
介護予防 671001

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

自走 NEO-1 介助 NEO-2

日進医療器

ポイント ■ノーパンクタイヤを採用した、使いやすい標準タイプの車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.7kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:11.9kg 非課税


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNEO-1	NEO-1	00175-000322
介助	RNEO-2	NEO-2	00175-000323

種類	品番	メーカー品番	商品コード	お客様負担額
自走				3,000
介助				300
レンタル価格				3,000
自走				300
介助				300

自走 NEO-1 ワンストップブレーキ 介助 NEO-2 ワンストップブレーキ

日進医療器

ポイント ■片手で両輪にブレーキがかけられる、標準タイプの車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13.3kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.5kg 非課税


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNEO1-OB	—	00175-000354
介助	RNEO2-OB	—	00175-000368

種類	品番	メーカー品番	商品コード	お客様負担額
自走				3,100
介助				310
レンタル価格				3,100
自走				310
介助				310

自走 ウェイビット 介助 ウェイビットプラス

カワムラサイクル

ポイント ■身体のラインに沿った曲線フレームが、快適な座り心地を実現。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.2kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:10.9kg 非課税


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RWA22-40S	WA22-40S	00160-000237
自走 座幅42cm	RWA22-42S	WA22-42S	
介助 座幅40cm	RWA16-40S	WA16-40S	00160-000238
介助 座幅42cm	RWA16-42S	WA16-42S	

種類	品番	メーカー品番	商品コード	お客様負担額
自走				4,600
介助				460
レンタル価格				4,600
自走				460
介助				460

自走 ウェイビットプラス 介助 ウェイビットプラス

カワムラサイクル

ポイント ■介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデル。身体のラインに沿った曲線フレームを搭載。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.2kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.8kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RWAP22-40S	WAP22-40S	00160-000242
自走 座幅42cm	RWAP22-42S	WAP22-42S	
介助 座幅40cm	RWAP16-40S	WAP16-40S	00160-000243
介助 座幅42cm	RWAP16-42S	WAP16-42S	

種類	品番	メーカー品番	商品コード	お客様負担額
自走				5,800
介助				580
レンタル価格				5,800
自走				580
介助				580

車いす


サービスコード 171001
介護予防 671001

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

自走 カルティマ標準 介助 カルティマ標準

ミキ

ポイント ■軽量・コンパクトタイプで、片手で両輪のブレーキをかけることができる「ワンハンドブレーキ」を搭載。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.9kg
●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.1kg 非課税


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RCRT-5	CRT-5	00122-000568
介助	RCRT-6	CRT-6	00122-000570

種類	品番	メーカー品番	商品コード	お客様負担額
自走				5,100
介助				510
レンタル価格				5,100
自走				510
介助				510

自走 カルティマ多機能 介助 カルティマ多機能

ミキ

ポイント ■軽量・コンパクト・ワンハンドブレーキに加え、肘はね上げ・足スイングアウト機能が追加。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:11.2kg
●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:10.5kg 非課税


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RCRT-7	CRT-7	00122-000572
介助	RCRT-8	CRT-8	00122-000574

種類	品番	メーカー品番	商品コード	お客様負担額
自走				6,100
介助				610
レンタル価格				6,100
自走				610
介助				610

自走 ふわりす 介助 ふわりす

カワムラサイクル

ポイント ■軽くて丈夫なため、持ち運びなど取り扱いのしやすい車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.6kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:8.9kg 非課税


種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RKF22-40SB	KF22-40SB	00160-000241
自走 座幅42cm	RKF22-42SB	KF22-42SB	
介助 座幅40cm	RKF16-40SB	KF16-40SB	00160-000240
介助 座幅42cm	RKF16-42SB	KF16-42SB	

種類	品番	メーカー品番	商品コード	お客様負担額
自走				5,000
介助				500
レンタル価格				5,000
自走				500
介助				500

自走 ふわりすプラス 介助 ふわりすプラス

カワムラサイクル

ポイント ■軽くて丈夫な車いすに、肘はね上げ・足スイングアウト機能が追加。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:10.9kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:9.9kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅40cm	RKFP22-40SB	KFP22-40SB	00160-000249
自走 座幅42cm	RKFP22-42SB	KFP22-42SB	
介助 座幅40cm	RKFP16-40SB	KFP16-40SB	00160-000248
介助 座幅42cm	RKFP16-42SB	KFP16-42SB	

種類	品番	メーカー品番	商品コード	お客様負担額
自走				6,000
介助				600
レンタル価格				6,000
自走				600
介助				600

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品



特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品





車いす


サービスコード 171001
介護予防 671001

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

自走 イージースルー標準

ミキ

ポイント 段差へのつまづきや、立ち上がり転倒などのヒヤリハットを防止。
独自の6輪構造により、スロープへの乗り上げ衝撃を軽減。



スロープ上でのつまづきを軽減
踏切を渡るときにも安心


●前輪:6インチ ●後輪:22インチ
●耐荷重:100kg ●質量:13.6kg 非課税

品番	メーカー品番	商品コード
REST-1	EST-1	00122-000621
レンタル価格	3,500	350
お客様負担額		1割

自走 ネクストコア アジャスト

松永製作所

ポイント 左右独立の張り調整で3つの方向から姿勢をサポートする、立体スリングシートを搭載。




()は折りたたみ時 単位:cm
●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.6kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13.6kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅38cm	RNEXT-51B-38	NEXT-51B	00066-000320
自走 座幅40cm	RNEXT-51B-40		
自走 座幅42cm	RNEXT-51B-42		
介助 座幅38cm	RNEXT-61B-38	NEXT-61B	00066-000321
介助 座幅40cm	RNEXT-61B-40		
介助 座幅42cm	RNEXT-61B-42		
レンタル価格 自走	6,100	610	お客様負担額 1割
レンタル価格 介助	6,100	610	お客様負担額 1割

自走 ネクストコア ミニモ

松永製作所

ポイント 前座高を37・39cmに設定可能なネクストコア アジャストの低床モデル。




()は折りたたみ時 単位:cm
●前輪:6インチ ●後輪:20インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.3kg
●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13.6kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 座幅38cm	RNEXT-50B-38	NEXT-50B	00066-000328
自走 座幅40cm	RNEXT-50B-40		
自走 座幅42cm	RNEXT-50B-42		
介助 座幅38cm	RNEXT-60B-38	NEXT-60B	00066-000329
介助 座幅40cm	RNEXT-60B-40		
介助 座幅42cm	RNEXT-60B-42		
レンタル価格 自走	6,500	650	お客様負担額 1割
レンタル価格 介助	6,500	650	お客様負担額 1割

自走 ネクストコア くるり

松永製作所

ポイント 最小回転半径48cmの超コンパクト6輪車いす。



()は折りたたみ時 【 】は低床 単位:cm
[中床] ●前輪:4インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:19kg
[低床] ●前輪:4インチ ●後輪:20インチ ●耐荷重:100kg ●質量:18.5kg
[中床] ●前輪:4インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:18kg
[低床] ●前輪:4インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:17.2kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 中床	RNEXT-71B	NEXT-71B	00066-000333
自走 低床	RNEXT-70B	NEXT-70B	00066-000335
介助 中床	RNEXT-81B	NEXT-81B	00066-000334
介助 低床	RNEXT-80B	NEXT-80B	00066-000336
レンタル価格 自走 中床	7,600	760	お客様負担額 1割
レンタル価格 自走 低床	7,600	760	お客様負担額 1割
レンタル価格 介助 中床	7,600	760	お客様負担額 1割
レンタル価格 介助 低床	7,600	760	お客様負担額 1割

車いす


サービスコード 171001
介護予防 671001

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

自走 グレイスコア標準・マルチ

松永製作所

ポイント 56cmのバックサポートを搭載。より広い面で背中を支えることで、座面の圧を軽減。
三角パッド入りの背カバーシートにより、脊柱をしっかり支える為、肩関節も動かしやすい。
マルチはひじはね上げ・スイングアウトを搭載した多機能モデル。




●自走・標準:前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:13.8kg
●自走・マルチ:前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:15.5kg
●介助・標準:前輪:5インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.4kg
●介助・マルチ:前輪:5インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:14.1kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
標準 自走 座幅40cm	RGRC-11B	GRC-11BHB	00066-000399	5,400	540
標準 自走 座幅42cm	RGRC-11B-42				
標準 介助 座幅40cm	RGRC-21B	GRC-21BHB	00066-000400	5,400	540
標準 介助 座幅42cm	RGRC-21B-42				
マルチ 自走 座幅40cm	RGRC-31B	GRC-31BHB	00066-000401	6,300	630
マルチ 自走 座幅42cm	RGRC-31B-42				
マルチ 介助 座幅40cm	RGRC-41B	GRC-41BHB	00066-000402	6,300	630
マルチ 介助 座幅42cm	RGRC-41B-42				

自走 グレイスコア アジャスト NEW

松永製作所

ポイント ひじ掛け・座面の調整機能で姿勢をサポートする、グレイスコアのモジュールタイプ。
マルチタイプのひじはね上げ・スイングアウトに加えて2Wayアームサポートを搭載。
使用状況に合わせてひじパッドを入れ替え可能。



●自走:前輪:5インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:17.1kg
●介助:前輪:5インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:15.8kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
自走 座幅40cm	RGRC-51B-40B	GRC-51B	00066-000409	7,000	700
自走 座幅42cm	RGRC-51B-42B				
介助 座幅40cm	RGRC-61B-40B	GRC-61B	00066-000408	7,000	700
介助 座幅42cm	RGRC-61B-42B				

グレイスコアシリーズの座位調整・安定機能

① 背張り調整
グレイスコアの背張りベルト

② 臀部サポートベルト
臀部サポートベルトのイメージ

③ フットサポート直下構造
グレイスコア [従来の車椅子]

除間の少ない背張りベルトにより、よりピッタリ合わせることが出来ます。
骨盤後方の隙間を埋め、臀部全体を支えることで座骨部への圧を軽減可能。また、骨盤が後傾するリスクを抑えます。
いすのように足を引いた姿勢を取れるため、座位が安定しやすい車いすです。

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品



車いす


サービスコード 171001
介護予防 671001

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

自走 ネクストコアワイド

松永製作所

ポイント ■多機能型モジュール ネクストコアシリーズのワイド版。前座高を45cm・47cmから選択可能。




●前輪:6インチ ●後輪:24インチ ●耐荷重:130kg ●質量:16.6kg ●クッション厚さ:前4cm / 後2cm

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RNEXT-52B	NEXT-52B-HB-F2	00066-000394
介助	RNEXT-62B	NEXT-62B-HB-F2	00066-000395
レンタル価格	7,300	730	お客様負担額 (1割)
自走			
レンタル価格	7,300	730	お客様負担額 (1割)

自走 MEF軽量モジュール

ミキ

ポイント ■工具一本で、簡単に調整ができるモジュール型車いす。



●前輪:6インチ(標準)/5インチ(低床) ●後輪:22インチ(標準)/20インチ(低床) ●耐荷重:100kg ●質量:14.2kg(標準)/15.2kg(低床)

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走 標準	RMEF-22	MEF-22	00122-000582
自走 低床	RMEF-20	MEF-20	00122-000581
介助 標準	RMEF-16	MEF-16	00122-000580
介助 低床	RMEF-14	MEF-14	00122-000579
レンタル価格	7,000	700	お客様負担額 (1割)
自走 標準			
レンタル価格	7,000	700	お客様負担額 (1割)
自走 低床			
レンタル価格	7,000	700	お客様負担額 (1割)
介助 標準			
レンタル価格	7,000	700	お客様負担額 (1割)
介助 低床			
レンタル価格	7,000	700	お客様負担額 (1割)

自走 ビッグサイズ車いすKJP-5

ミキ

ポイント ■耐加重130kgまで対応できる、大柄の方でも使用できる車いす。座面高・シート幅を調節できるモジュールタイプ。



前・後ろどちらからでもブレーキがかけられます。



品番	メーカー品番	商品コード
RKJP-5	KJP-5	00122-000617
レンタル価格	9,000	900
		お客様負担額 (1割)

自走 とまっティ軽量自走

ミキ

ポイント ■軽量タイプの車いすに、車いすの後方移動を抑えるノンバックブレーキシステムを搭載。



自動ブレーキ


●前輪:5インチ ●後輪:20インチ ●耐荷重:100kg ●質量:12.3kg ●クッション厚さ:4cm

品番	メーカー品番	商品コード
RCRT-1LOB	CRT-1LOB	00122-000611
レンタル価格	6,200	620
		お客様負担額 (1割)

自走 とまっティ多機能

ミキ

ポイント ■駐車ブレーキかけ忘れ防止のため、車いすの後方移動を抑えるノンバックブレーキシステムを搭載。



●前輪:6インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:18.1kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
自走	RSKT-400B	SKT-400B	00122-000531
介助	RSKT-200B	SKT-200B	00122-000532
レンタル価格	7,000	700	お客様負担額 (1割)
自走			
レンタル価格	7,000	700	お客様負担額 (1割)
介助			
レンタル価格	7,000	700	お客様負担額 (1割)

車いす

サービスコード 171001
介護予防 671001


①要介護2～5の方がレンタル対象です。

ティルト

介助 スキットプラスABS

ミキ

ポイント ■複雑な調整が一切いらぬティルト車いす。
■伸縮性の背・座面ベルトにより最適な姿勢を支援。



●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:20.9kg ●ティルト角度:0°~20°


品番	メーカー品番	商品コード
RSKT-PLUSABS	SKT_PlusABS	00122-000521
レンタル価格	8,200	820
		お客様負担額 (1割)

リクライニング

自走 セルフリクライニング車いすシータス

ミキ

ポイント ■搭乗者自身が操作レバーを握り、背中を後方へ押すことでリクライニングが可能。



●前輪:4インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg ●質量:24.2kg ●ティルト角度:0°~15° ●リクライニング:100°~117°


品番	メーカー品番	商品コード
RSEATUS	STS-1	00122-000548
レンタル価格	9,800	980
		お客様負担額 (1割)

ティルト

介助 スキット7介助ミキ/ティルト

ミキ

ポイント ■狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れる車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:19kg ●ティルト角度:0°~30°


品番	メーカー品番	商品コード
RSKT-7	SKT-7	00122-000433
レンタル価格	8,200	820
		お客様負担額 (1割)

リクライニング

介助 ネクストローラー SP2

ミキ

ポイント ■リクライニング操作と連動して座面が15cm上昇しフラットになる車いす。



●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:24kg ●リクライニング:100°~170°

品番	メーカー品番	商品コード
RNR-SP2	NEXTROLLER_spII	00122-000491
レンタル価格	11,000	1,100
		お客様負担額 (1割)

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 徘徊感知機器
- 車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品

- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 徘徊感知機器
- 車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品



車いす付属品

サービスコード	171001	171002
介護予防	671001	671002


①要介護2～5の方がレンタル対象です。

ティルト・リクライニング

自走 介助 **オアシス・ポジティブ** 松永製作所

ポイント ■背シートが前折れして角度を調整できるため、円背のご利用者様でも楽な姿勢を維持可能。

■バックサポートの上部が前方に折れ曲がり、身体全体を面で受けることで、姿勢の安定性、体圧分散性が格段にアップ。



()は介助 ●前輪:5(6)インチ ●後輪:18(12)インチ ●耐荷重:75kg ●質量:23.5(22.7)kg ●ティルト角度:0°~25°(骨盤のみ)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
オアシス・ポジティブ自走	ROS-11TRSP	OS-11TRSP	00066-000295
レンタル価格	9,300	930	お客様負担額 (1割)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
オアシス・ポジティブ介助	ROS-12TRSP	OS-12TRSP	00066-000296
レンタル価格	9,500	950	お客様負担額 (1割)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアクト&エレベーターユニット (2本組)	RMAA4-0003	MAA4-0003	00066-000297
レンタル価格	1,600	160	お客様負担額 (1割)

USAKO・ヘッドサポート

松永製作所

ポイント ■後頭部～頸部～胸椎上部のS字カーブを立体的にサポートする摂食嚥下用ヘッドレスト。
■利用者の状態に合わせて、前後・左右角度調整が可能。



●幅29.5×高さ31×厚さ10.5cm
●質量:2.2kg
■オアシスポジティブ、マイチルト・コンパクト3D、マイチルト・ミニ3D、マイチルト・グラン3Dに取付可能

品番	メーカー品番	商品コード
RISN4-0001	ISN4-0001	00066-000337
レンタル価格	2,500	250

ティルト・リクライニング

介助 **マイチルト・コンパクト3D** 松永製作所

ポイント ■背シートの上下左右異なる調整ができるため、側弯の方も身体の形に合わせて安定した座位姿勢が可能。

■身長およそ155～175cmの方におすすめ。



●前輪:6インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:24.5kg
●リクライニング角度:90°~125° ●ティルト角度:0°~30°


品名	品番	メーカー品番	商品コード
マイチルト・コンパクト3D介助型	RMH-CR3D	MH-CR3D	00066-000307
レンタル価格	9,600	960	お客様負担額 (1割)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアクト&エレベーターユニット (2本組)	RMAA4-0004	MAA4-0004	00066-000297
レンタル価格	1,600	160	お客様負担額 (1割)

ティルト・リクライニング

介助 **ぴったりフィットくるん** カワムラサイクル

ポイント ■ティルトとリクライニングがひとつになった“ぴったりフィット”のコンパクトタイプ。大型ビーズ入りのすきまレスピローを搭載。



●前輪:6インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:21.5kg
●リクライニング:90°~120°

品名	品番	メーカー品番	商品コード
ぴったりフィットくるん	RKPFK-12	KPFK-12	00160-000250
レンタル価格	9,200	920	お客様負担額 (1割)

車いす付属品

サービスコード	171001	171002
介護予防	671001	671002

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

ティルト・リクライニング

介助 **マイチルト・ミニ3D** (リフトUP機能付き) 松永製作所

ポイント ■背シートの上下左右異なる調整ができるため、側弯の方も身体の形に合わせて安定した座位姿勢が可能。

■身長およそ140～160cmの方におすすめ。
■リフトアップ機能を使うと、真横移動やその場旋回が可能。



●前輪:5インチ ●後輪:12インチ ●耐荷重:100kg ●質量:27kg

品名	品番	メーカー品番	商品コード
マイチルト・ミニ3D (リフトUP機能付き)	RMH-SRL	MH-SRL	00066-000351
レンタル価格	9,800	980	お客様負担額 (1割)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアクト&エレベーターユニット (2本組)	RMAA4-0009	MAA4-0009	00066-000353
レンタル価格	1,500	150	お客様負担額 (1割)

ティルト・リクライニング

介助 **マイチルト・グラン3D** (リフトUP機能付き) 松永製作所

ポイント ■背シートの上下左右異なる調整ができるため、側弯の方も身体の形に合わせて安定した座位姿勢が可能。

■身長およそ170～185cmの方におすすめ。
■リフトアップ機能を使うと、真横移動やその場旋回が可能。



●前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:100kg ●質量:29.5kg
●クッション厚さ:前6.5cm/後4cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
マイチルト・グラン3D (リフトUP機能付き)	RMH-GRL	MH-GRL-F2	00066-000392
レンタル価格	10,000	1,000	お客様負担額 (1割)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
スイングアクト&エレベーターユニット (2本組)	RMAA4-00010	MAA4-00010	00066-000396
レンタル価格	1,500	150	お客様負担額 (1割)

ティルト・リクライニング

介助 **カルティマ ティルト・リクライニング超軽量** ミキ

ポイント ■業界最軽量クラスの16.8kgを実現。自動車への積み込みが容易。
■標準クッションに独自のエアクッションを採用。



●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:16.8kg
●クッション厚さ:3.5cm(エアバルブ調整)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
カルティマ ティルト・リクライニング超軽量	RCRT-WR	CRT-WR	00122-000620
レンタル価格	9,200	920	お客様負担額 (1割)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
マルチエゴエレベーターユニット	RMKK4-0001	MKK4-0001	00122-000436
レンタル価格	2,000	200	お客様負担額 (1割)

ティルト・リクライニング

介助 **モデラートII** ランダルクポーレーション

ポイント ■リクライニングするのに合わせて座面が傾く「オートレスト機構」で、ずっと姿勢を防止。
■レバー1本で簡単にティルトとリクライニング操作が可能。



●エレベーターサイズ:幅30×長さ40～49cm ●質量:3.9kg
●前輪:6インチ ●後輪:14インチ ●耐荷重:100kg ●質量:23.9kg
●オートレスト角度:95°~130°(背座角) ●クッション厚さ:6cm

品名	品番	メーカー品番	商品コード
モデラートII	RCA-4310	CA-4310	00496-000323
レンタル価格	9,800	980	お客様負担額 (1割)

品名	品番	メーカー品番	商品コード
エレベーターユニット (2本1組)	RCA-4301	CA-4301	00496-000302
レンタル価格	1,700	170	お客様負担額 (1割)

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
「※非課税」…当社の非課税の車いすと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品



特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品



車いす

サービスコード 171001
介護予防 671001

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品

車いす付属品

サービスコード 171001 171002
介護予防 671001 671002

①要介護2~5の方がレンタル対象です。



特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・体位変換器

移動用リフト

認知症老人徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品

電動アシスト式 介助式

アシストホイールライト


在庫限り

ナブテスコ



ポイント ■ 介助者の負担を軽減する介助用パワーアシスト型の電動車いす。

- 独自のセンサ内蔵グリップで車いすを押す力を検知するので、電源ONであれば手動車いすと同じ操作。
- 電動モーターの働きで、上り坂ではらくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキがかなり安心して走行可能。



- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:75kg
- 質量:19kg[バッテリー]1.6kg ●連続走行距離:7km
- 実用登坂角度:10°

品番	メーカー品番	商品コード
RNAW-16FSDLT	NAW-16F-SD-LT	00025-000023
レンタル価格	15,000	1,500


電動式

タウニジョイXプラス

ヤマハ発動機



ポイント ■ 16インチのタイヤに電動ユニットを搭載した車いす。介助操作部付き。



- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ ●耐荷重:75kg
- 質量:29.4kg[バッテリー]2.9kg ●連続走行距離:約16km
- 速度:前進1.6~4.6km/h 後進0.9~2.3km/h ●実用登坂角度:6°

種類	品番	メーカー品番	商品コード
右操作部	RTJXP-R	OP-Ni	00233-000094
左操作部	RTJXP-L		
レンタル価格	29,000	2,900	


電動式

JWアクティブプラス

ヤマハ発動機



ポイント ■ 22インチの自走式タイヤに電動ユニットを搭載した車いす。介助操作部付き。



- 前輪:7インチ ●後輪:22インチ ●耐荷重:100kg
- 質量:31.6kg[バッテリー]2.9kg ●連続走行距離:約15km
- 速度:前進1.7~4.5km/h 後進0.9~2.3km/h ●実用登坂角度:6°

種類	品番	メーカー品番	商品コード
右操作部	RJWAP-R	P-OP-Ni	00233-000097
左操作部	RJWAP-L		
レンタル価格	30,000	3,000	


電動式

折りたたみ式電動車いす ラスレル

カシダス



ポイント ■ 軽量・コンパクトな電動車いす。シンプルなスティック操作で操作が簡単。
■ ワンタッチで折りたたむので自動車への積み込みもらくらく。



- 前輪:7インチ ●後輪:10インチ ●耐荷重:115kg
- 質量:21.6kg ●走行範囲:約13km ●最大勾配:10°
- 動力:リチウムイオン電池 ●充電時間:4時間

品番	メーカー品番	商品コード
RRASREL2	RASREL2-BK	01388-000007
レンタル価格	19,000	1,900



電動式

WHILL CKタイプ


WHILL



ポイント ■ 外出時の利便性を高めた、「ご利用者の暮らしを豊かにする」誰にでも簡単・安全に使える電動車いす。
■ 力を入れず操作できるコントローラー、フットプレートの上に立っても転倒しないデザイン。
■ 横にも動くオムニホイールを採用。最小回転半径76cm、最大5cmの段差を乗り越え可能。



カラーバリエーションは8色展開



杖ホルダー



力を入れずに操作できるコントローラー



3ステップで簡単に分解して持ち運びが可能

- ※ご購入時は、カラーと操作部(右手側または左手側)をご指定の上、ご注文ください。
- 前輪:10インチ ●後輪:10.5インチ ●耐荷重:115kg ●質量:52kg[バッテリー]2.8kg
- 連続走行距離:約16km ●速度:前進1.0~6.0km/h ●実用登坂角度:10°

種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
本体	RWHL-CK	WHL-CK01	01520-000005	28,000	2,800


種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
杖ホルダー	RCK-C11	WHL-CK11	01520-000008	750	75

電動カート

遊歩フジ

セリオ

ポイント ■ スタイリッシュなデザインと安全な操作性を両立した電動カート。
■ 「初めて電動カートに乗る方」「近所の買い物に利用したい」という方におすすめ。
■ この商品につきましては、事前に担当者にお問い合わせください。



- 前輪:26cm ●後輪:30cm

- 耐荷重:100kg □速度:前進0.5~6.0km/h 無段階
- 質量:101kg(バッテリー含む) 後進0.5~2.0km/h 無段階
- 連続走行距離:約28km □実用登坂角度:10°
- カラー:ホワイトマイカ

品名	品番	メーカー品番	商品コード
遊歩フジ	FUJI#	K504	00020-000048
レンタル価格	23,500	2,350	

<電動カート スペック一覧表>

機種名	遊歩フジ	遊歩スマイルα	遊歩スキップα
こんな方におすすめ	○初めて電動カートに乗る ○近所の買い物に利用したい	○長距離の移動がしたい ○買い物に利用したい	○自宅周辺に狭い場所が多い ○保管場所が狭い
連続走行距離	28km	30km	24km
速度(前進)	0.5~6.0km/h	0.5~6.0km/h	0.5~6.0km/h
実用登坂角度	10度	10度	10度
使用者最大体重(積載物を含む)	100kg	100kg	75kg
寸法(全長×全幅×全高)	119.5×65×110cm	119.5×65×110cm	109×56×108cm
最小回転半径(機体最外側)	145cm	146cm	125cm

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。
「※非課税」…当社の非課税の車いすと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。



車いす付属品

サービスコード	171001	171002
介護予防	671001	671002


①要介護2~5の方がレンタル対象です。

電動カート

遊歩スマイルα **NEW**

セリオ

- ポイント**
- 大型の前カゴを装備した、最大連続走行距離30kmの電動カート。
 - 「買い物に利用したい」「長距離の移動をしたい」という方におすすめ。
 - この商品につきましては、事前に担当者にお問い合わせください。



- 耐荷重: 100kg □速度: 前進0.5~6.0km/h 無段階
- 質量: 98kg(バッテリー含む) 後進0.5~2.0km/h 無段階
- 連続走行距離: 約30km □実用登坂角度: 10°
- カラー: ナチュラルベージュ 非課税


品名	品番	メーカー品番	商品コード
遊歩スマイルα	SMILE-A#	SH10	00020-000053
レンタル価格	25,000	2,500	お客様負担額 (1割)

電動カート

遊歩スキップα **NEW**

セリオ

- ポイント**
- スマート&コンパクトな電動カート。折り返しのあるスロープやスーパーでも使いやすい。
 - 「使う場所で狭い道が多い」「保管場所が狭い」という方におすすめ。
 - この商品につきましては、事前に担当者にお問い合わせください。



- 耐荷重: 75kg □速度: 前進0.5~6.0km/h 無段階
- 質量: 90kg(バッテリー含む) 後進0.5~2.0km/h 無段階
- 連続走行距離: 約24km □実用登坂角度: 10°
- カラー: ライトパール 非課税

品名	品番	メーカー品番	商品コード
遊歩スキップα	SKIP-A#	SH03	00020-000054
レンタル価格	22,000	2,200	お客様負担額 (1割)

付属品

品名	品番	メーカー品番	商品コード	遊歩フジ	遊歩スマイルα	遊歩スキップα	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
遊歩フジ ステッキホルダー (左側)	FUJI-SH#	410978	00020-000049	○	-	-	1,000	100
遊歩フジ ステッキホルダー (右側)		410979		¥	¥			
遊歩フジ 多点杖ホルダー (左側)	FUJI-TH#	410985	00020-000052	○	-	-	1,000	100
遊歩フジ 多点杖ホルダー (右側)		410986		¥	¥			
遊歩フジ 大型フロントバスケット	FUJI-FB#	410980	00020-000050	○	-	-	1,000	100
ステッキホルダー	ステッキホルダー #	410318	00228-000017	-	○	○	1,000	100
多点杖ホルダー	クワンツェホルダー #	410984	00020-000051	-	○	○	1,000	100
リアバック	リアバック#	490094	00228-000015	-	○	-	1,400	140
リアバスケット	リアバスケット#	410295	00020-000041	-	○ (要申請)	-	1,300	130
松葉杖ラック	マツバヅ エラック#	410321	00228-000019	-	○ (要申請)	-	1,700	170
酸素ボンベキャリーラック	クワンツェ ソバ ラック#	410326	00020-000040	-	○ (要申請)	-	2,000	200
バックミラー	バックミラー #	490956	00228-000021	-	-	○	800	80
大型フロントバスケット	フロントバスケット#	410714	00020-000037	-	-	○	1,300	130

安全・安心サポート実施中! ~電動カートには安全・安心サポートが付いています。~

① 目的地まで試乗・安全運転指導

安全ルート提案、交通ルールの確認、狭小スペースでの走行、駐車方法指導。

② 定期メンテナンス

消耗・故障の事前把握と対策、利用状況の確認をします。

③ 安心保険付き

傷害保険、身体・財物賠償責任保険など、方が一の保険に加入しています。
※購入時は1年間無料、2年目以降は任意となります。

○ 道路交通法施行規則のご理解、ご協力をお願いします。

リヤバスケット・松葉杖ラック・酸素ボンベキャリーラックを装着する際は、長さ120cm/幅70cm/高さ109cmを超えるため、管轄の警察署に届出・許可が必要です。(遊歩スマイルα)

! 以下の方は電動四輪車をご利用できません。

- 安全や危険の判断ができない
- 商品を使い方が理解できない
- 上肢左右ともに力が入らない
- 充電するための場所がない
- 首や体幹が維持できない
- 交通ルールが理解できない
- 視覚、聴覚に障害をお持ちで、周囲の状況が判断できない
- ※ご自身で運転可否の判断が難しい場合は、ケアマネジャー・医師などにご相談ください。

損害保険等に必ずご加入ください。

公道を走行される場合、人身事故の可能性もありますので必ず損害保険等にご加入ください。

車いす付属品


サービスコード	171002
介護予防	671002

①要介護2~5の方がレンタル対象です。

アルファプラダクション (撥水・防水カバー)

タイヤ

- ポイント**
- 独自の4層構造「ラジアルキャッチ」で前ずれ防止と体圧分散力を両立。



- 幅40cm×奥行40cm×厚さ: 7.5cm ●質量: 0.6kg
- 材質/表地: ポリエステル/ポリウレタン 中身/ポリウレタン ※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RFWC-4040	FWC-4040	00563-000124
レンタル価格	2,200	220

アルファプラダクション

タイヤ

- ポイント**
- 3層ゲルサンド構造がおしりをしっかりと包み込み、安定感のある座り心地を実現。



- 幅40cm×奥行40cm×厚さ6cm ●質量: 0.6kg
- 表地: ポリエステル ●裏地: ポリウレタン
- 底面: ポリエステル・メタクリル樹脂
- 中身: シリコーンゲル/ウレタンフォーム ※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RKC-WP4040	KC-WP4040	00563-000017
レンタル価格	2,200	220

シーボス

モルテン

- ポイント**
- ゲルとウレタンフォームの2層構造により、坐骨部周辺にかかる圧迫力を低減。



- 幅40cm×奥行40cm×厚さ5cm(最厚部7cm)
- 質量: 1.3kg
- カバー: ポリエステル100%
- 中身: ポリスチレンゲル・ウレタンフォーム ※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RMSPBL	MSPBL	00054-000030
レンタル価格	2,100	210

アウルREHAレギュラー

加地

- ポイント**
- クッション使用による高さの影響が少なく、足こぎされる方に最適。



- 幅40cm×奥行40cm×厚さ4cm ●質量: 1.2kg
- 幅43cm×奥行40cm×厚さ4cm ●質量: 1.3kg
- 幅46cm×奥行40cm×厚さ4cm ●質量: 1.4kg
- 材質/エクステル・ウレタンフォーム ※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
40幅	ROWL21	OWL21-BK1-4040	00540-000028
43幅	ROWL21-43	OWL21W-BK1-4340	00540-000064
46幅	ROWL21-46	OWL21W-BK1-4640	
レンタル価格	2,100	210	お客様負担額 (1割)
43幅、46幅	2,000	200	お客様負担額 (1割)

アウルREHAミドル

加地

- ポイント**
- 適度に沈み込む厚さで、体圧分散力と座位安定性の両立を求める方に最適。



- 幅40cm×奥行40cm×厚さ6cm ●質量: 1.3kg
- 幅43cm×奥行40cm×厚さ6cm ●質量: 1.4kg
- 幅46cm×奥行40cm×厚さ6cm ●質量: 1.6kg
- 材質/エクステル・ウレタンフォーム ※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
40幅	ROWL26	OWL26-BK1-4040	00540-000057
43幅	ROWL26-43	OWL26W-BK1-4340	00540-000066
46幅	ROWL26-46	OWL26W-BK1-4640	
レンタル価格	2,100	210	お客様負担額 (1割)
43幅、46幅	2,100	210	お客様負担額 (1割)

アウルREHA 3Dジャスト

加地

- ポイント**
- 3D形状により効果的に座位を保持し前ズレを抑制。



- 幅40cm×奥行40cm×厚さ3.5~8cm
- 質量: 1.5kg
- 材質: エクステル・ウレタンフォーム ※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ROWL25	OWL25-BK1-4040	00540-000055
レンタル価格	2,300	230

アウルサポート シートクッション

加地

- ポイント**
- 座位バランスの向上を目指した姿勢保持用クッション。



- 幅40cm×奥行40cm×厚さ5~7cm ●質量: 1.2kg
- 本体: エクステル・ウレタンフォーム・クロロブレンゴム・ナイロン
- カバー: ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム・ナイロン ※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ROWLS-S01	OWLS-S01	00540-000016
レンタル価格	2,000	200

アウルサポート バッククッション

加地

- ポイント**
- 衝撃吸収に優れたエクステルが背中をやさしく支え、姿勢保持を支援。



- 幅48cm×奥行12cm×厚さ36.5cm ●質量: 1.4kg
- 本体: エクステル・ウレタンフォーム・ウレタン合成皮革・ナイロン・発泡ポリエチレン
- カバー: ポリエステル・ウレタンフォーム ※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
ROWLS-B01	OWLS-B01	00540-000015
レンタル価格	1,800	180

エアールクッション

ミキ

- ポイント**
- 空気圧による調整で自然とご利用者の身体に合わせた形へ調整可能。空気圧調整はバルブをひねるだけの簡単操作。



- 幅38cm/40cm×奥行38cm/40cm×厚さ3.5cm
- 質量: 0.3kg/0.33kg ※非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
38幅	RALC-35-38	ALC-35-38	00122-000626
40幅	RALC-35-40	ALC-35-40	00122-000627
レンタル価格	1,800	180	お客様負担額 (1割)
40幅	1,600	160	お客様負担額 (1割)

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。「※非課税」…当社の非課税の車いすと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。

- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品

- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品



車いす付属品

サービスコード 171002
介護予防 671002

①要介護2～5の方がレンタル対象です。

スロープ

サービスコード 171008
介護予防 671008

②軽度者(要支援1～2、要介護1)、および要介護2～5の方がレンタル対象です。



リフレックス ユーキトレーディング

ポイント ■エアとウレタンのハイブリッド構造で、エアの除圧とウレタンの安定した座り心地を両立。



●幅40cm×奥行40cm×厚さ8cm
●質量:0.7kg
●材質:ポリウレタン・ポリエステル

品番	メーカー品番	商品コード
R735001	735001-16162	00468-000034

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
R735001	735001-16162	00468-000034

レンタル価格 ¥2,300 お客様負担額(1割) ¥230

メリディアン ユーキトレーディング

ポイント ■空気圧の調整でおしりの前ずれを防ぎ、ずっこけ座りを防止。



●幅40cm×奥行40cm×厚さ10cm
●質量:0.85kg ●本体:IFDフォーム
●カバー:ポリエステル・ナイロン

品番	メーカー品番	商品コード
R72000216161	720002-1616-1	00468-000031

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
R72000216161	720002-1616-1	00468-000031

レンタル価格 ¥4,000 お客様負担額(1割) ¥400

ソロストレータス ユーキトレーディング

ポイント ■空気圧の調整でおしりの前ずれを防ぎ、ずっこけ座りを防止。



●幅40cm×奥行40cm×厚さ7.5cm
●質量:0.7kg ●側地:特殊ストレッチ生地
●中身:ウレタンフォーム、ナイロン、エアフィルター

品番	メーカー品番	商品コード
R56640	56630	00468-000002

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
R56640	56630	00468-000002

レンタル価格 ¥2,800 お客様負担額(1割) ¥280

ジェルセルクッション タカノ

ポイント ■ジェルとエアのハイブリッドタイプクッション。全面的な空気量を調整。



●幅40cm×奥行40cm×厚さ5cm
●質量:1.5kg
●本体:ポリウレタンフィルム・シリコンジェル

品番	メーカー品番	商品コード
RTC-GC1-40	TC-GC1-40	00297-000079

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RTC-GC1-40	TC-GC1-40	00297-000079

レンタル価格 ¥3,000 お客様負担額(1割) ¥300

ジェルセルG2 タカノ

ポイント ■ジェルとエアのハイブリッドタイプクッション。左右それぞれ空気量を調整可能。



●幅40cm×奥行40cm×厚さ4cm
●質量:1.5kg
●本体:ポリウレタンフィルム・シリコンジェル

品番	メーカー品番	商品コード
RTC-GC2-40	TC-GC2-40	00297-000080

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RTC-GC2-40	TC-GC2-40	00297-000080

レンタル価格 ¥3,500 お客様負担額(1割) ¥350

どこでもテーブル ニシウラ

ポイント ■ひじをしっかりと置けるテーブルサイズのため、安定した食事姿勢で誤嚥予防にも効果。



●幅60cm×奥行71cm×厚さ2cm
●質量:3kg

品番	メーカー品番	商品コード
RNSU4-0002	nishiura T-D	01272-000007

※非課税

品番	メーカー品番	商品コード
RNSU4-0002	nishiura T-D	01272-000007

レンタル価格 ¥2,100 お客様負担額(1割) ¥210

延長ブレーキ

ポイント ■車いすの手元ブレーキレバーの長さを延長することができます。ご利用の車いすのメーカーに合わせて選定してください。



メーカー	品番	メーカー品番	サイズ	商品コード	※非課税
カワムラサイクル	RKY50590	-	+10cm	00160-000170	
松永製作所	RPO-03B	-	+10cm	00066-000298	
日進医療器	RNSS4-0002	-	+8cm	00175-000285	
ミキ	RMS-131	MS-131	+10cm	00122-000426	
レンタル価格	カワムラ製			550	お客様負担額(1割) ¥55
レンタル価格	松永製			550	お客様負担額(1割) ¥55
レンタル価格	日進製			600	お客様負担額(1割) ¥60
レンタル価格	ミキ製			550	お客様負担額(1割) ¥55

「※非課税」…当社の非課税の車いすと一体となって購入または貸与される場合は非課税となります。

ダイヤスロープ

シンエイテクノ

ポイント ■小さな段差を解消するスロープ。生活環境に合わせてお選びください。
■通常タイプ、勾配を低くした「ダイヤスロープ10」、外でも使える「屋外用」からお選びください。




品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	勾配	質量	レンタル価格	お客様負担額(1割)
ダイヤスロープ	高さ0.5cm	RDS76-05	DS76-05	01115-000040	76cm	3.5cm	7度	0.12kg	550	55
	高さ1cm	RDS76-10	DS76-10	01115-000018		3.5cm	0.23kg	600	60	
	高さ1.5cm	RDS76-15	DS76-15	01115-000005		5.5cm	0.42kg	600	60	
	高さ2cm	RDS76-20	DS76-20	01115-000006		7.5cm	0.67kg	600	60	
	高さ2.5cm	RDS76-25	DS76-25	01115-000007		9.5cm	0.95kg	600	60	
	高さ3cm	RDS76-30	DS76-30	01115-000008		11.5cm	1.3kg	650	65	
	高さ3.5cm	RDS76-35	DS76-35	01115-000009		13.5cm	1.58kg	650	65	
	高さ4cm	RDS76-40	DS76-40	01115-000010		15.5cm	1.88kg	700	70	
	高さ4.5cm	RDS76-45	DS76-45	01115-000011		17.5cm	2.35kg	700	70	
	高さ5cm	RDS76-50	DS76-50	01115-000012		20cm	2.87kg	800	80	
	高さ5.5cm	RDS76-55	DS76-55	01115-000016		20cm	15.5度	3.40kg	1,000	100
	高さ6cm	RDS76-60	DS76-60	01115-000017		20cm	17度	3.55kg	1,000	100
ダイヤスロープ10	高さ2cm	RDS10-80-20	DS10-80-20	01115-000042	80cm	10.6cm	10度	0.7kg	600	60
	高さ3cm	RDS10-80-30	DS10-80-30	01115-000044		16.3cm		1.85kg	650	65
	高さ4cm	RDS10-80-40	DS10-80-40	01115-000055		22cm		3.1kg	900	90
	高さ5cm	RDS10-80-50	DS10-80-50	01115-000057		27.8cm		5kg	1,300	130
屋外用ダイヤスロープ	高さ2cm	RDS076-20	DS076-20	01115-000061	76cm	7.5cm	14度	0.67kg	750	75
	高さ3cm	RDS076-30	DS076-30	01115-000063		11.5cm		1.3kg	750	75
	高さ4cm	RDS076-40	DS076-40	01115-000065		15.5cm		1.88kg	1,000	100
	高さ5cm	RDS076-50	DS076-50	01115-000067		20cm		2.87kg	1,000	100
	高さ6cm	RDS076-60	DS076-60	01115-000069		20cm		17度	3.55kg	1,000

※目安高さは垂直の最大寸法となります。

ダイヤスロープFRP

シンエイテクノ

ポイント ■屋内外用の据え置き型スロープ。
■玄関先や上がりかまちの段差を解消。
■高さ調節用のアジャスターで微調整が可能。



●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック、走行面:ゴム(EPDM)、アジャスター:ステンレス
●耐荷重:200kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード	幅	奥行	勾配	質量	レンタル価格	お客様負担額(1割)
高さ9.5～10cm	RDSF70-95	DSF70-95-100	01115-000101	70cm	40cm	13.5度	4.3kg	4,800	480
高さ10.5～11cm	RDSF70-105	DSF70-105-110	01115-000102		44cm		4.7kg	4,000	400
高さ11.5～12cm	RDSF70-115	DSF70-115-120	01115-000103		48cm		5.1kg	4,300	430
高さ12.5～13cm	RDSF70-125	DSF70-125-130	01115-000104		52cm		5.5kg	4,400	440
高さ13.5～14cm	RDSF70-135	DSF70-135-140	01115-000105		56cm		5.9kg	4,500	450
高さ14.5～15cm	RDSF70-145	DSF70-145-150	01115-000106		60cm		6.3kg	4,600	460

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

ケアスロープ/ケアスロープJ

ケアメディックス

ポイント ■コンパクトな幅70cmサイズ。組み合わせて高い段差に対応可能。

耐荷重 300kg

- 使用時全幅:70cm
- 折りたたみ時全幅:35cm
- エッジ:2.5cm
- 素材:繊維強化プラスチックアルミ



ケアスロープJ



ケアスロープJ専用ジョイント台



税込

品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	質量	全長	下端スロープ	上端スロープ	自走	介助	レンタル価格	お客様負担額(1割)	
ケアスロープ	65cm	RCS-65	CS-65	00093-000015	3kg	65cm	-	-	-	5cm未満	9cm未満	¥4,300	¥430
	100cm	RCS-100	CS-100	00093-000016	5kg	100cm	-	-	-	8cm未満	13cm未満	¥5,000	¥500
	120cm	RCS-120	CS-120	00093-000017	6kg	120cm	-	-	-	10cm未満	16cm未満	¥6,000	¥600
	150cm	RCS-150	CS-150	00093-000018	8kg	150cm	-	-	-	13cm未満	20cm未満	¥6,300	¥630
	175cm	RCS-175	CS-175	00093-000019	9kg	175cm	-	-	-	15cm未満	24cm未満	¥6,800	¥680
	200cm	RCS-200	CS-200	00093-000020	10kg	200cm	-	-	-	17cm未満	27cm未満	¥7,000	¥700
	240cm	RCS-240C	CS-240C	00093-000021	12kg	240cm	-	-	-	20cm未満	33cm未満	¥9,200	¥920
	300cm	CSJ-300	CSJ-300	00093-000022	28kg	313cm	RCS-150	RCS-150	-	38cm未満	-	¥13,000	¥1,300
	325cm	CSJ-325	CSJ-325	00093-000023	29kg	338cm	RCS-175	RCS-150	-	38cm未満	-	¥15,000	¥1,500
	350cm	CSJ-350	CSJ-350	00093-000024	30kg	363cm	RCS-150	RCS-175	-	41cm未満	-	¥16,000	¥1,600
ケアスロープJ	350cm	CSJ-350W	CSJ-350W	00093-000044	30kg	363cm	RCS-200	RCS-150	-	38cm未満	-	¥16,000	¥1,600
	375cm	CSJ-375	CSJ-375	00093-000045	31kg	388cm	RCS-150	RCS-175	-	41cm未満	-	¥17,000	¥1,700
	390cm	CSJ-390	CSJ-390	00093-000025	32kg	403cm	RCS-175	RCS-200	-	44cm未満	-	¥18,000	¥1,800
	400cm	CSJ-400	CSJ-400	00093-000048	32kg	413cm	RCS-240C	RCS-150	-	50cm未満	-	¥18,000	¥1,800
	415cm	CSJ-415	CSJ-415	00093-000046	33kg	428cm	RCS-200	RCS-175	-	41cm未満	-	¥18,000	¥1,800
	440cm	CSJ-440	CSJ-440	00093-000049	34kg	453cm	RCS-175	RCS-240C	-	50cm未満	-	¥19,000	¥1,900
	480cm	CSJ-480	CSJ-480	00093-000051	36kg	493cm	RCS-240C	RCS-240C	-	50cm未満	-	¥20,000	¥2,000
	ジョイント台	RCS-J	CS-J	-	12kg	-	-	-	-	-	-	¥3,000	¥300


Lスロープ FK

シコク

ポイント ■設置角度を選べるため、今まで設置の難しかった斜めのかまちや階段にも設置できるスロープ。
■下端部が細かく分かれて可動するため、坂道の傾斜に沿って設置可能。

■自走はしないでください。必ず介助者同伴で使用してください。

- 材質:アルミ、FRP、樹脂
- 勾配:坂道:5度、平地:10度
- 耐荷重:250kg
- 設置可能角度:30°・60°・90°(左右選択可能)
- 設置可能スペース:
幅110cm以上
奥行:110cm(スロープ長さ)以上
間口:73cm以上(設置角度90°の場合)



税込

品名	種類	品番	メーカー品番	商品コード	質量	段差(坂道)	段差(平地)	レンタル価格	お客様負担額(1割)
LスロープFK	100cm	643-210	643-210	01235-000173	25kg	9cm	17cm	¥11,500	¥1,150
	125cm	643-212	643-212	01235-000174	26.5kg	11cm	22cm	¥12,500	¥1,250
	150cm	643-215	643-215	01235-000175	28kg	13cm	26cm	¥13,500	¥1,350
	175cm	643-217	643-217	01235-000176	29.5kg	15cm	30cm	¥14,500	¥1,450
	200cm	643-220	643-220	01235-000177	31kg	17cm	34cm	¥14,800	¥1,480

□設置段差と付属品設定

段差(cm)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
対応サイズ	643-210 (100cm)																											
	643-212 (125cm)																											
	643-215 (150cm)																											
	643-217 (175cm)																											
	643-220 (200cm)																											
脚ブロック	1段(7cm)			2段(14cm)			3段(21cm)			4段(28cm)																		
アジャスター	0cm	1cm	2cm	3cm	0cm	1cm	2cm	3cm	0cm	1cm	2cm	3cm	0cm	1cm	2cm	3cm	0cm	1cm	2cm	3cm								

※90°で設置した場合、脚ブロックは1段につき8個使用します。4段で設置する場合は32個使用します。

歩行器・歩行車

スペック表

商品名	ページ	品番	メーカー	質量(kg)	耐荷重(kg)	幅(cm)	奥行(cm)	押し手高さ(cm)	幅(cm)	奥行(cm)	押し手高さ(cm)	前輪(φ)	後輪(φ)	座面高(cm)	肘受型	トイレ付	歩行調整	杖ホルダ
シンフォニー-EVO		RSMA4-0036	島製作所	5.9	75	55	61	81~93	55	37	88	18	18	43	-	-	-	○
レッツフライ		R118100	竹虎	7.6	130	57.5	66	79~91.5	23	66	79	24.5	20	60	-	-	-	○
ハンディーウォークS		RKZ-C21001	バラマウントベッド	6.5	125	55.5	65	65~76	23	65	65	20	20	48.5	-	-	-	-
ハンディーウォークL		RKZ-C21002	バラマウントベッド	7.1	150	60	65	78~100	23	65	78	20	20	62	-	-	-	-
アイルウォーク-アルファ	48	RILW-A	アイルリンク	6.4	75	51.5	62	79.5~88.5	51.5	38	85	18.5	18.5	43	-	-	-	○
ハッピー-III		R117005	竹虎	7.7	100	55.5	62	78~87	55.5	43.5	78	19	19	50	-	-	-	-
ハッピー-ミニ		R117003	竹虎	6.5	80	50	57.5	70~79	50	39.5	70	18	18	43	-	-	-	-
テイクプロトル		RHS05	幸和製作所	5	75	52	64	65~83	52	40	73	18	15	50	-	-	-	○
ミケーレ		RWAG01	幸和製作所	5.9	80	53.5	60.5	79~95	23.5	64.5	79	20	13	50	-	-	-	○
リトルターン ロータイプ		R532-316	アロン化成	6.4	100	48	65	67~74.5	26	65	67	20	20	47	-	-	-	○
リトルターン ハイタイプ		R532-315	アロン化成	6.5	100	48	65	74~86	26	65	74	20	20	47	-	-	-	○
リトルターン トール103タイプ		R532-327	アロン化成	7.1	100	54	65	88.5~103.5	26	65	88.5	20	20	53	-	-	-	○
コンパル		RCONPAL	ナプテスコ	8.9	100	54	70.5	78~100	26	70.5	78	20	20	48	-	-	-	○
テイクプロトルR	49	RHS05R	幸和製作所	7.8	75	53.5	66.5	65~92	53.5	39.5	73.5	18	20	52.5	-	-	-	○
ザ・フィット		RTF-0438	ユーバ産業	7.5	80	52	60.5	70~90	52	34	77	15.2	17.8	42~46.50	-	-	-	○
サンティノ		RWAG02	幸和製作所	4.9	80	50	63.5	80~95	21	30	89.5	13	13	-	-	-	-	○
イコットエア		R532-330	アロン化成	3.9	100	51	63.5	80~92.5	51	44	80	20	15	51.5	-	-	-	○
①ヘルシーワンドライト ターコイズブルー ②ヘルシーワンドライト 花柄ブルー		①RH1L-TB ②RH1L-HNB	ウイズワン	①3.55 ②3.65	75	48	52	79~88	21	30	83	14.5	14.5	-	-	-	-	○
①シンフォニー-SPスリム 花柄紺 ②シンフォニー-SPスリム ダマスクピンク		①RSMA4-0040F ②RSMA4-0040	島製作所	4.9	75	48	60	77.5~86.5	48	33	69	14.5	14.5	44	-	-	-	○
テイクプロトルスリム		RWAW04	幸和製作所	4.5	75	47	58	64~91	47	35	72	15	15	48	-	-	-	○
①ピコプレストナム ネイビー ②ピコプレストナム 花柄		①RPPM-BPN ②RPPM-BOF	ウイズワン	5.2	75	50	62	81.5~89	27	62	82	14.5	14.5	43	-	-	-	○
RT2	50	RRT2-01	RTワークス	9	100	55	74	72.5~85	26	74	72.5	19.4	15	52	-	-	-	○
ショッピングターン		R532-325	アロン化成	6.1	100	53	73	72.5~90	28	73	72.5	20	20	47	-	-	-	-
シンフォニーバスケット花柄		RSMA4-0044F	島製作所	7.2	75	51	66	81~92.5	51	41	87	14.5	14.5	47	-	-	-	-
シンフォニーバスケットブラック		RSMA4-0044B	島製作所	7.2	75	51	66	81~92.5	51	41	87	14.5	14.5	47	-	-	-	-
テイクプロトルワゴン		RWAW07FW	幸和製作所	7	75	49.5	60	67~91	49.5	42.5	74	15	15	48	-	-	-	○
テイクプロトルワゴンミニ		RWAW21	幸和製作所	4.9	75	45	59.5	67~91	45	41.5	72	13	13	-	-	-	-	○
テイクプロトルポンペ		RWAW06	幸和製作所	5.6	75	52	64	74~92	52	42.5	81.5	15	15	50	-	-	-	○
四輪歩行器		RKW20-G	カワムラサイクル	6.9	-	57	65.5	74.5~85.5	57	46~48	80	15	15	47.5	-	-	-	-
レッツゴーミニ	51	R117502	竹虎	6.2	80	50.5	57	74~81.5	50.5	24	74	15	15	-	-	-	-	○
テイクプロトルホームF		RWAW18	幸和製作所	7.8	75	47.5	65	84~111	47.5	45	85	15	15	-	-	-	-	○
アームフィット 屋外用		RAR-458E	ユーバ産業	8.5	100	55	60	75~100	55	33	76	20	15	47	○	-	-	-
テイクプロトルRF		RWAW02	幸和製作所	9.7	75	54.5	67	85.5~112.5	54.5	45	86	18	20	52.5	○	-	-	○
シトレア		RWAW23	幸和製作所	7.9	75	48	64.5	84~112	48	40	83.5	20	15	48	○	-	-	-
シトレアR		RWAW25	幸和製作所	8.8	75	48	64.5	84~112	48	40	83.5	20	15	48	○	-	-	○
リハモ		RNR-8A-TA02	ナプテスコ	9.4	100	54	65	82~110	54	40	85	20	20	47.5	○	-	-	-
コンパルリハモ		RNCR-8A-TA03	ナプテスコ	10.9	100	54.5	65	82~110	54.5	40	85	20	20	47.5	○	-	-	○
トレウォークスリム		RNSS4-0005	日進医療器	12.1	75	55	62	85~105										



歩行器・歩行車

サービスコード 171009
介護予防 671009

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

シンフォニー EVO 標準

島製作所

ポイント ■ハンドル高さを81cmから93cmまで調整可能なハイタイプで、コンパクト仕様の歩行車。

●質量:5.9kg
●耐荷重:75kg
●前輪径:18cm
●後輪径:18cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	RSMA4-0036	税込
メーカー品番	SMA4-0036	
商品コード	00576-000036	
レンタル価格	¥ 3,100	お客様負担額 1割
価格	¥ 310	

レッツフライ 標準

竹虎

ポイント ■スポーティーでスタイリッシュなデザインが特徴の歩行車。直径24.5cmの前輪タイヤを採用しており、大きな段差も楽に乗り越え可能。

●質量:7.6kg
●耐荷重:130kg
●前輪径:24.5cm
●後輪径:20cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	R118100	税込
メーカー品番	118100	
商品コード	00110-000125	
レンタル価格	¥ 4,100	お客様負担額 1割
価格	¥ 410	

ハンディーウォーク 標準

パラマウントベッド

ポイント ■身長に合わせてハンドルの高さを調整可能。

[RKZ-C21001]
●質量:6.5kg
●耐荷重:125kg
●前輪径:20cm
●後輪径:20cm
●キャスター種類:ソリッド

[RKZ-C21002]
●質量:7.1kg
●耐荷重:150kg
●前輪径:20cm
●後輪径:20cm
●キャスター種類:ソリッド

種類	Sサイズ	Lサイズ	[RKZ-C21001]	税込
品番	RKZ-C21001	RKZ-C21002		
メーカー品番	KZ-C21001	KZ-C21002		
商品コード	00170-000606	00170-000607		
レンタル価格	¥ 3,500	¥ 350	お客様負担額 1割	
価格	¥ 3,500	¥ 350		

アイルウォーク・アルファ 標準

アイルリンク

ポイント ■座面をおろした時や折りたたみ時に自動的にブレーキがかかり、座面を上げるとブレーキが解除される安心設計。

●質量:6.4kg
●耐荷重:75kg
●前輪径:18.5cm
●後輪径:18.5cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	RILW-A	税込
メーカー品番	-	
商品コード	01446-000001	
レンタル価格	¥ 3,200	お客様負担額 1割
価格	¥ 320	

ハッピーIINB 標準

竹虎

ポイント ■シンプルかつ安全性が高いスタンダードタイプの歩行車。

●質量:7.7kg
●耐荷重:100kg
●前輪径:19cm
●後輪径:19cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	R117005	税込
メーカー品番	117005	
商品コード	00110-000112	
レンタル価格	¥ 3,200	お客様負担額 1割
価格	¥ 320	

ハッピーミニ 標準

竹虎

ポイント ■外出用歩行器のスタンダードで小さいタイプ。

●質量:6.5kg
●耐荷重:80kg
●前輪径:18cm
●後輪径:18cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	R117003	税込
メーカー品番	117003	
商品コード	00110-000103	
レンタル価格	¥ 3,100	お客様負担額 1割
価格	¥ 310	

テイコブリトル 標準

幸和製作所

ポイント ■押し手高さが幅広く、ワンタッチで調整できるので、背の高い方から低い方で負担がなく使用可能。

●質量:5kg
●耐荷重:75kg
●前輪径:18cm
●後輪径:15cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	RHS05	税込
メーカー品番	HS05	
商品コード	00030-000099	
レンタル価格	¥ 3,100	お客様負担額 1割
価格	¥ 310	

ミケーレ 標準

幸和製作所

ポイント ■イタリア紳士を想起させる、クラシカルなデザインの歩行車。

●質量:5.9kg
●耐荷重:80kg
●前輪径:20cm
●後輪径:13cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	RWAG01	税込
メーカー品番	WAG01	
商品コード	00030-000175	
レンタル価格	¥ 3,300	お客様負担額 1割
価格	¥ 330	

歩行器・歩行車

サービスコード 171009
介護予防 671009

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

リトルターン 標準

アロン化成

ポイント ■小さく回れて小さくしまえる、コンパクトタイプの歩行車。

種類	品番	メーカー品番	商品コード	税込
ロータイプ	R532-316	532-316	00221-000457	
ハイタイプ	R532-315	532-315	00221-000456	
トル103タイプ	R532-327	532-327	00221-000549	
レンタル価格	3,200			お客様負担額 1割
ロータイプ				
レンタル価格	3,200			お客様負担額 1割
ハイタイプ				
レンタル価格	3,200			お客様負担額 1割
トル103タイプ				

[ロータイプ/ハイタイプ]
●質量:6.5kg
(ロータイプは6.4kg、トル103タイプは7.1kg)
●耐荷重:100kg ●前輪径:20cm ●後輪径:20cm ●キャスター種類:ソリッド

コンパル 標準・抑速付 在庫限り

ナブテスコ

ポイント ■急加速時にブレーキがかかる抑速ブレーキを搭載。転倒防止に役立ち安心して歩行が可能。

●質量:8.9kg
●耐荷重:100kg
●前輪径:20cm
●後輪径:20cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	RCONPAL	非課税
メーカー品番	NCR-8A-MA	
商品コード	00025-000022	
レンタル価格	¥ 3,800	お客様負担額 1割
価格	¥ 380	

テイコブリトルR 標準・抑速付

幸和製作所

ポイント ■急加速時にブレーキがかかる抑速ブレーキを搭載したコンパクトタイプの歩行車。

●質量:7.8kg
●耐荷重:75kg
●前輪径:18cm
●後輪径:20cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	RHS05R	税込
メーカー品番	HS05R	
商品コード	00030-000144	
レンタル価格	¥ 4,200	お客様負担額 1割
価格	¥ 420	

ザ・フィット 標準・抑速付

ユーバ産業

ポイント ■身長に合わせて座面の高さを3段階調節可能。

●質量:7.5kg
●耐荷重:80kg
●前輪径:15.2cm
●後輪径:17.8cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	RTF-0438	非課税
メーカー品番	TF-0438	
商品コード	01096-000046	
レンタル価格	¥ 3,200	お客様負担額 1割
価格	¥ 320	

サンティノ 軽量

幸和製作所

ポイント ■コンパクトに折りたたみ、かつ安定感のある歩行器。また、軽量のためバスや電車などの公共交通機関へ持込しやすい。

●質量:4.9kg
●耐荷重:80kg
●前輪径:13cm
●後輪径:13cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	RWAG02	税込
メーカー品番	WAG02	
商品コード	00030-000189	
レンタル価格	¥ 3,200	お客様負担額 1割
価格	¥ 320	

イコットエア 軽量

アロン化成

ポイント ■行きたい場所へ思いのままに。世界が広がる最軽量歩行車。玄関階段の昇降など、持ち上げがらくらく。

●質量:3.9kg
●耐荷重:100kg (積載荷重6kg)
●前輪径:20cm
●後輪径:15cm
●キャスター種類:ソリッド

品番	R532-330	税込
メーカー品番	532-330	
商品コード	00221-000552	
レンタル価格	¥ 3,200	お客様負担額 1割
価格	¥ 320	

ヘルシーワンライト 軽量

ウィズワン

ポイント ■軽量・コンパクトなため、交通機関利用の移動時に便利。

●質量:3.55kg (カラフルは3.65kg)
●耐荷重:75kg
●前輪径:14.5cm
●後輪径:14.5cm
●キャスター種類:ソリッド

種類	[RH1L-TB]	税込
品番	ターコイズブルー	
メーカー品番	カラフル花柄ブルー	
商品コード	RH1L-TB	
レンタル価格	¥ 2,500	お客様負担額 1割
価格	¥ 250	
種類	[RH1L-HNB]	税込
品番	H1L-TB	
メーカー品番	H1LC-FBL	
商品コード	00063-000031	
レンタル価格	¥ 2,500	お客様負担額 1割
価格	¥ 250	

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品



歩行器・歩行車

サービスコード 171009
介護予防 671009

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

シンフォニー SPスリム 軽量

島製作所

ポイント ■軽量、コンパクトな歩行車。収納しやすい大きいバッグ付き。ブレーキ操作で両後輪の制御可能。

●質量: 4.9kg
●耐荷重: 75kg (積載荷重5kg)
●前輪径: 14.5cm
●後輪径: 14.5cm
●キャスター種類: ソリッド

種別	花柄紺	ダマスクピンク
品番	RSMA4-0040F	RSMA4-0040
メーカー品番	SMA4-0040F	SMA4-0040
商品コード	00576-000039	
レンタル価格	¥2,800	¥280
お客様負担額		1割

テイコブリトルスリム 軽量

幸和製作所

ポイント ■幅47cmで小回りが利くため、通院や交通機関を利用される方におすすめ。

●質量: 4.5kg
●耐荷重: 75kg
●前輪径: 15cm
●後輪径: 15cm
●キャスター種類: ソリッド

品番	RWAW04
メーカー品番	WAW04
商品コード	00030-000163
レンタル価格	¥3,200
お客様負担額	1割

ピウプレストママ 軽量

ウィズワン

ポイント ■座面付きの軽量モデルの歩行車。電車やバスにも安心して乗れるサポートタイプカー。

●質量: 5.2kg
●耐荷重: 75kg
●前輪径: 14.5cm
●後輪径: 14.5cm
●キャスター種類: ソリッド

種別	ネイビー	花柄
品番	RPPM-BPN	RPPM-BOF
メーカー品番	PPM-BPN	PPM-BOF
商品コード	00063-000037	
レンタル価格	¥3,400	¥340
お客様負担額		1割

RT2 電動アシスト付

RT.ワークス

ポイント ■上り坂ではアシスト、下り坂では自動減速。お出かけをサポートする電動アシスト機能付き歩行車。

●質量: 9kg
●耐荷重: 100kg
●前輪径: 19.4cm
●後輪径: 15cm
●キャスター種類: ソリッド

品番	RRT2-01
メーカー品番	RT2-01RD
商品コード	01560-000003
レンタル価格	¥7,600
お客様負担額	1割

ショッピングターン 積載に便利

アロン化成

ポイント ■買い物カゴが載せられて、そのまま買い物ができる歩行車。

●質量: 6.1kg
●耐荷重: 100kg
●前輪径: 20cm
●後輪径: 20cm
●キャスター種類: ソリッド

品番	R532-325
メーカー品番	532-325
商品コード	00221-000507
レンタル価格	¥3,100
お客様負担額	1割

シンフォニーバスケット 積載に便利 NEW

島製作所

ポイント ■業界初、前にも後ろにも座れる快適な歩行車。フタ・カゴ受け付きで買い物や荷物も安心。

●質量: 7.2kg
●耐荷重: 75kg (バスケット積載荷重10kg)
●前輪径: 14.5cm
●後輪径: 14.5cm
●キャスター種類: ソリッド

品名	シンフォニーバスケット花柄	シンフォニーバスケットブラック
品番	RSMA4-0044F	RSMA4-0044B
メーカー品番	SMA4-0044CGNB	SMA4-0044CCGBK
商品コード	00576-000046	
レンタル価格	¥3,200	¥320
お客様負担額		1割

歩行器・歩行車

サービスコード 171009
介護予防 671009

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

テイコブリトルワゴン 積載に便利

幸和製作所

ポイント ■大容量のアルミフレームボックスを搭載し、買い物カゴも載せられるためお買い物に便利。

●質量: 7kg
●耐荷重: 75kg (積載荷重8kg)
●前輪径: 15cm
●後輪径: 15cm

品番	RWAW07FW
メーカー品番	WAW07
商品コード	00030-000171
レンタル価格	¥3,500
お客様負担額	1割

テイコブリトルワゴンミニ 積載に便利

幸和製作所

ポイント ■アルミフレームボックスを搭載したコンパクトなカゴ寄せ機能付き歩行車。車体幅は業界最小クラス45cm。

●質量: 4.9kg
●耐荷重: 75kg (積載荷重6kg)
●前輪径: 13cm
●後輪径: 13cm
●キャスター種類: ソリッド

品番	RWAW21
メーカー品番	WAW21NV
商品コード	00030-000190
レンタル価格	¥3,500
お客様負担額	1割

テイコブリトルボンベ 積載に便利

幸和製作所

ポイント ■酸素ボンベを載せて外出できる歩行車。

●質量: 5.6kg
●耐荷重: 75kg
●前輪径: 15cm
●後輪径: 15cm
●キャスター種類: ソリッド

品番	RWAW06
メーカー品番	WAW06
商品コード	00030-000165
レンタル価格	¥4,700
お客様負担額	1割

四輪歩行器 積載に便利

カワムラサイクル

ポイント ■駐車ブレーキ付きで座って休むこともでき、長時間の外出でも安心。

●質量: 6.9kg
●前輪径: 15cm
●後輪径: 15cm
●キャスター種類: クッション

品番	RKW20-G
メーカー品番	KW20
商品コード	00160-000119
レンタル価格	¥3,100
お客様負担額	1割

レッツゴーミニ 積載に便利

竹虎

ポイント ■物運ぶのに便利なバスケットやトレイを標準装備したコンパクトタイプの歩行車。

●質量: 6.2kg
●耐荷重: 80kg
●前輪径: 15cm
●後輪径: 15cm
●キャスター種類: ソリッド

品番	R117502
メーカー品番	117502
商品コード	00110-000106
レンタル価格	¥3,100
お客様負担額	1割

テイコブリトルホームF 前腕支持型・積載に便利

幸和製作所

ポイント ■屋内での使用に特化した馬蹄形の歩行車。食事などを運ぶことができるトレイ、洗濯物などを入れて運ぶことができるメッシュ袋付き。

●質量: 7.8kg
●耐荷重: 75kg
●前輪径: 15cm
●後輪径: 15cm
●キャスター種類: ソリッド

品番	RWAW18
メーカー品番	WAW18
商品コード	00030-000187
レンタル価格	¥4,300
お客様負担額	1割

アームフィット 屋外用 前腕支持型兼用

ユーバ産業

ポイント ■歩行速度調整機能付きで安全な歩行をサポート。ひじ掛け付きで身体を預けての使用も可能。

●質量: 8.5kg
●耐荷重: 100kg
●前輪径: 20cm
●後輪径: 15cm
●肘掛け高さ: 75~100cm
●キャスター種類: ソリッド

品番	RAR-458E
メーカー品番	AR-458E
商品コード	01096-000039
レンタル価格	¥3,800
お客様負担額	1割

テイコブリトルRF 前腕支持型兼用・抑速付

幸和製作所

ポイント ■通常歩行にはグリップ型、前腕を預けて安定歩行には馬蹄型と身体状況に合わせて歩行を支援。

●質量: 9.7kg
●耐荷重: 75kg
●前輪径: 18cm
●後輪径: 20cm
●キャスター種類: ソリッド

品番	RWAW02
メーカー品番	WAW02
商品コード	00030-000158
レンタル価格	¥5,300
お客様負担額	1割

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品

体位変換器

移動用リフト

徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品

生活支援用品



特殊寝台付属品

体位変換器

移動用リフト

徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

自動排泄処理装置

生活支援用品

生活支援用品



歩行器・歩行車

サービスコード 171009
介護予防 671009

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

シトレア 前腕支持型・シトレアR 前腕支持型・抑速付 **NEW**

幸和製作所

ポイント ■軽量コンパクト設計で、屋内外問わず扱いやすい歩行車。
■シトレアR：抑速ブレーキ内蔵後輪「pallu/パルル」を搭載。



●質量：シトレア 7.9kg / シトレアR 8.8kg ●耐荷重：75kg(積載荷重5kg未満)
●前輪径：20cm ●後輪径：15cm ●肘掛け高さ：77~105cm
●キャスター種類：ソリッド

品名	品番	メーカー品番	商品コード
シトレア	RWAW23	WAW23	00030-000226
シトレアR	RWAW25	WAW25	00030-000231

シトレア	4,100	410	お客様負担額 (1割)
シトレアR	5,300	530	お客様負担額 (1割)

リハモ 前腕支持型・コンパルリハモ 前腕支持型・抑速付 **在庫限り**

ナブテスコ

ポイント ■安心して体を預けられる大型パッドを採用。
■アーチ型ハンドルは、症状に合わせてどこを握ってもフィット。
■コンパルリハモ：抑速ブレーキ搭載。




●質量：リハモ9.4kg / コンパルリハモ10.9kg ●耐荷重：100kg
●前輪径：20cm ●後輪径：20cm ●肘掛け高さ：77~105cm
●キャスター種類：ソリッド

品名	品番	メーカー品番	商品コード
リハモ	RNR-8A-TA02	NR-8A-TA	00025-000025
コンパルリハモ	RNCR-8A-TA03	NCR-8A-TA	00025-000024

リハモ	4,000	400	お客様負担額 (1割)
コンパルリハモ	4,900	490	お客様負担額 (1割)


トレウォークスリム 馬てい型 日進医療器

ポイント ■ワンタッチレバー式で簡単に高さ調整ができる歩行訓練向け歩行車。




さくらウォーカー 馬てい型 日建片桐リース

ポイント ■あたたかい春をイメージした、歩くことが楽しくなる歩行車。



アルコー 1S 馬てい型 **NEW** 星光医療器製作所

ポイント ■幅78cmの廊下幅でも回転出来るコンパクト設計。コンパクトに折りたたみ出来るため、保管するときに便利。



アルコー 1G-T 馬てい型 星光医療器製作所

ポイント ■ひじずれ落ち防止パッドを取付けた安心タイプの歩行器。前後輪自在回転式、抵抗器付き。




歩行器・歩行車

サービスコード 171009
介護予防 671009

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。


アルコー 13型B 馬てい型 星光医療器製作所

ポイント ■直径18cmの大型キャスター使用。多少の段差は気にせず乗り越え可能。




アルコー SK型α 馬てい型 星光医療器製作所

ポイント ■屋内の敷居など、小さな段差を乗り越えられる前腕支持型歩行器。




アイルムーブ・アルファ 馬てい型 アイルリンク

ポイント ■しっかりと腕をのせて安定した歩行姿勢を保てるH型パッドの歩行器。




Rec01 歩行訓練向け イーアス

ポイント ■座面を活用することで、「移動」した先での「行動」も支援できるピックアップ型歩行器。




伸縮歩行器スライドフィット 歩行訓練向け **在庫限り** ユーバ産業

ポイント ■幅は4段階、高さは8段階(キャスター付は5段階)の調整が可能。



MgウォーカーⅢ 歩行訓練向け 田辺プレス

ポイント ■マグネシウム合金製の超軽量歩行器。身体への負担がかからない軽さが最大の魅力。



サイドウォーカー 歩行訓練向け カワムラサイクル

ポイント ■足の動きに合わせて、歩行練習が可能。



セーフティアーム Vタイプウォーカー 歩行訓練向け イーストアイ

ポイント ■2段グリップ付きで床からの立ち上がりが便利。



※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品
床ずれ防止用具・体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台付属品
床ずれ防止用具・体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品



歩行補助つえ

サービスコード 171010
介護予防 671010

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

四点可動式オン・オフさん

島製作所

ポイント ■状況に応じて可動・固定の切り替えが可能なヘッド部分を搭載。



●高さ:63.5~89cm(2.55cmピッチ11段階)
●質量:0.43kg
●材質/本体:カーボン グリップ:カーボン(カバー:TPE) 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
桜エンジ	R77MC-C5	77-MC-C5	00576-000043
ストライプB	R77MC-S4	77-MC-S4	

レンタル価格
¥ **1,200** ¥ **120** (お客様負担額 1割)

カーボン四点可動式スモールタイプ

島製作所

ポイント ■ベースが可動するため杖の斜め突き防止や、坂道でも身体を支えやすい構造。



●高さ:62.5~88cm(11段階 ピッチ2.55cm)
●質量:0.44kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
グレー	R74MC-3	74MC-3	00576-000033
花柄	R74MC-F2	74MC-F2	

レンタル価格
¥ **1,200** ¥ **120** (お客様負担額 1割)

アルミ製 松葉杖(1本)

日進医療器

ポイント ■片足に体重がかからないなど、足の力が衰えた方におすすり。

高さ	身長目安	脇あて~握り
小 98.5~113.5cm	150cmくらいまで	25~40cm
中 109~129cm	170cmくらいまで	32.7~47.7cm
大 123~143cm	180cmくらいまで	35.2~53.9cm



種類	品番	メーカー品番	商品コード
小	RTY156S	TY156M	00175-000256
中	RTY156M	TY156L	
大	RTY156L	TY156L	

質量
0.82kg 0.91kg 0.99kg

レンタル価格
¥ **1,300** ¥ **130** (お客様負担額 1割)

あゆめるMgW

ウェルファン

ポイント ■片手でも大きく支持基底面を確保でき、歩行が安定。

●材質/フレーム:マグネシウム合金 最大荷重:100kg

サイズ	グリップ高	幅	奥行	質量
Sサイズ 62~74cm(13段階、ピッチ1cm)	32cm	41.5cm	1.2kg	
Mサイズ 72~84cm(13段階、ピッチ1cm)	32cm	41.5cm	1.3kg	



種類	品番	メーカー品番	商品コード
Sサイズ	R9930S	9930M	00082-000041
Mサイズ	R9930M	9930M	

質量
0.82kg 0.91kg 0.99kg

レンタル価格
¥ **2,000** ¥ **200** (お客様負担額 1割)

つえたった

JT-Senior

ポイント ■多点つえの安定感と、1本つえの使いやすさ両方を兼ね備えたつえ。



●高さ:65~88cm
●質量:0.53kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
つえたった(右)	RJTS-1-R	JTS-1-R	01543-000001
つえたった(左)	RJTS-1-L	JTS-1-L	

レンタル価格
¥ **1,250** ¥ **125** (お客様負担額 1割)

オールカーボンクオッドケイン四点式

島製作所

ポイント ■オールカーボン製で軽量のため、手首やひじに負担がかかりにくいつえ。



●高さ:60.5~86cm(11段階 ピッチ2.55cm)
●質量:0.4kg 非課税

種類	品番	メーカー品番	商品コード
カーボン柄	R70C-4CB	70C-4	00576-000031
花柄	R70C-4F	70C-F4	

レンタル価格
¥ **1,250** ¥ **125** (お客様負担額 1割)

ロフトランドクラッチ

日進医療器

ポイント ■うでとひじの部分に力を分散させるので、握力と腕力の弱い方でも体重を支えることが可能。



高さ	握り手~上部	握り手~下部
小 70.5~86.5cm	19~23cm(ピッチ2cm)	51.5~63.5cm(ピッチ2cm)
中 85.5~118cm	21.5~29cm(ピッチ2.5cm)	64~89cm(ピッチ2.5cm)
大 96~128.5cm	21.5~29cm(ピッチ2.5cm)	74.5~99.5cm(ピッチ2.5cm)

種類	品番	メーカー品番	商品コード
小	RTY132BS	TY130	00175-000271
中	RTY130	TY130	
大	RTY134	TY134	00175-Z00026

質量
0.49kg 0.64kg 0.72kg

レンタル価格
¥ **1,400** ¥ **140** (お客様負担額 1割)

テトラケイン ラージベース

田辺プレス

ポイント ■立ち上がる時の支えとして、手を掛けやすい2段式グリップ。



●高さ:73~83cm
●幅:33cm
●奥行:23cm
●質量:0.8kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
	RTNP4-0002M	-	01105-000010

質量
0.8kg

レンタル価格
¥ **2,000** ¥ **200** (お客様負担額 1割)

手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

バスポジ-e基本セット/オプション品

ホクメイ

ポイント ■天井に当て、ロックレバーを下げるだけで簡単に設置できる縦型手すり。
■さまざまなオプションと組み合わせて、移動・移乗・立位をサポート。
■丸型耐水ベース仕様は、屋外や水回りでも使用可能。(浴室での使用は不可)



[共通] ●メインポール:直径4.5×高さ190~270cm(無段階調整)
[丸型天井ベース] ●丸型ベース:直径20×厚み11.5cm ●質量:4.3kg
[丸型天井ベース 耐水ベース付] ●質量:4.4kg
[T型天井ベース] ●ベース:縦12×横60×厚さ12.8cm ●質量:4.3kg
[T型天井ベース 耐水ベース付] ●質量:4.5kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード
丸型天井ベース	RBPE-100-11	BPE-100-11	00254-000052
丸型天井・耐水ベース	RBPE-100-81	BPE-100-81	00254-000053
T字型天井ベース	RBPE-100-11+RBPE-400-20	BPE-100-10	00254-000051
T字型天井・耐水ベース	RBPE-100-81+RBPE-400-20	BPE-100-80	00254-000066

レンタル価格
丸型天井ベース ¥ **3,300** (お客様負担額 1割) **330**
丸型天井・耐水ベース ¥ **3,700** **370**
T字型天井ベース ¥ **3,500** **350**
T字型天井・耐水ベース ¥ **3,800** **380**

ウェーブ型アームロング

●幅14.5×高さ64.8cm ●直径3.5cm 税込

品番	メーカー品番	商品コード
RBPE-300-40	BPE-300-40	00254-000133


レンタル価格
¥ **1,000** ¥ **100** (お客様負担額 1割)

バスポジ-e横手すり

ホクメイ

ポイント ■基本バーをつなげる横型の手すり。プラケットを組み換えることで3本以上の「バスポジ-e」を連結することも可能。

■伸縮・固定:最短距離の動線を確認し、安全に移動が可能。
■伸縮・曲げ:玄関や階段など段差のある場所で使用。
■跳ね上げ:片側はね上げ式で、行動範囲の制限を解消。



●直径3.4×長さ60~90cm・90~120cm 税込

種類	長さ	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
伸縮・固定	60-90cm	RSBR-30-609	SBR-30-609	00254-000169	¥ 1,600	¥ 160
	90-120cm	RSBR-30-912	SBR-30-912	00254-000170	¥ 1,600	¥ 160
伸縮・曲げ	60-90cm	RSBR-40-609	SBR-40-609	00254-000171	¥ 1,500	¥ 150
	90-120cm	RSBR-40-912	SBR-40-912	00254-000172	¥ 1,500	¥ 150
跳ね上げ	60cm	RSBR-70-060	SBR-70-060	00254-000115	¥ 1,500	¥ 150
	90cm	RSBR-70-090	SBR-70-090	00254-000064	¥ 1,800	¥ 180
	120cm	RSBR-70-120	SBR-70-120	00254-000119	¥ 1,600	¥ 160

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品



手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。

手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。



歩行サポート手すり スムーディ 〈屋内用〉 **NEW** パナソニック

ポイント ■廊下や居室などの長い動線でも常に手すりを持って移動出来る据置手すり。
■設置イメージ・組み合わせ例も参考に選定をお願いします。

設置イメージ



Point. 1 両足が乗るひろびろベース

60cmのベースは廊下幅にぴったり

同居人などの車いす(60cm)の通行も可能な使い勝手の良さ

Point. 2 端から端までつかみやすく安定

やさしい端部だからどこでもつかみやすい

回転連結支柱の上部にもぎれるから、手すりから常に手を離すことなくにぎり続けられる

Point. 3 なだらかな傾斜でつまづきにくい

厚さ1.1cmの薄いベースでつまづきにくい

ベースの縁ゴムはなだらかなので、すり足でもつまづきにくく安心して移動できる

組み合わせ例

※四捨五入している都合上、各サブセットの寸法の和(足し算)と全長が1cm程度異なる場合があります。

例	構成	商品コード	品名	品番	商品コード	質量	手すり長さ	レンタル価格	お客様負担額(1割)
例1	D×1 + F×1	00367-000255	1010タイプ	① XPN-L81801	② 00367-000255	101cm	156cm	6,200	620
例2	D×1 + E×1	00367-000256	1320タイプ	① XPN-L81802	② 00367-000256	132cm	140cm	6,300	630
例3	A×1 + F×1	00367-000257	1730タイプ	① XPN-L81803	② 00367-000257	173cm	181cm	8,100	810
例4	A×1 + E×1	00367-000258	2040タイプ	① XPN-L81804	② 00367-000258	204cm	212cm	8,200	820
例5	D×1 + F×1 + H×1	00367-000259	2230タイプ	① XPN-L81805	② 00367-000259	223cm	231cm	10,400	1,040
例6	D×1 + E×1 + H×1	00367-000260	2540タイプ	① XPN-L81806	② 00367-000260	254cm	262cm	10,500	1,050
例7	A×1 + F×1 + H×1	00367-000261	2950タイプ	① XPN-L81807	② 00367-000261	295cm	303cm	12,300	1,230
例8	B×2 + G×1	なし	4480タイプ	① XPN-L81808	② 00367-000262	448cm	456cm	13,800	1,380
例9	A×1 + E×1 + H×2	00367-000262	4480タイプ	① XPN-L81808	② 00367-000262	448cm	456cm	16,600	1,660
例10	K×1 + B×1	00980-000404	面手すり2520タイプ	① XPN-L80818	② 00980-000404	252cm	259cm	9,500	950

セット構成

※単位はcm
※手すりの高さは、全て70cm~85cmです
※ベースの厚みは、全て1.1cmです

スムーディ 〈屋内用〉

単位:cm

質量:22kg
屋内用1530タイプ
質量:38.5kg

標準ベースと支柱2本のセット 基本タイプとしておすすめ

A 屋内用930タイプ XPN-L80803 (長さ:93cm)

B 屋内用930タイプ+930 XPN-L80804 (長さ:186cm)

C 屋内用930タイプ+620 XPN-L80805 (長さ:155cm)

ミドルベースと端支柱のセット 全体長さを収める必要がある時に使用

D 屋内用210 XPN-L80806 (長さ:21cm)

E 屋内用210+930 XPN-L80808 (長さ:114cm)

F 屋内用210+620 XPN-L80809 (長さ:83cm)

コーナーにも設置可能な回転連結支柱のセット 長さが足りない時に間に挟んで使用

G 屋内用回転手すり330 XPN-L80807 (長さ:33cm)

H 屋内用回転手すり330+930 XPN-L80810 (長さ:126cm)

I 屋内用回転手すり330+620 XPN-L80811 (長さ:95cm)

面手すりと連結用のアームのセット

J 屋内用面手すり540タイプ XPN-L80812 (長さ:54cm)

K 屋内用面手すり540タイプ片側アーム XPN-L80813 (長さ:69cm)

L 屋内用面手すり540タイプ両側アーム XPN-L80814 (長さ:85cm)

【材質】 ●ベース・下支柱:スチール ●手すり被覆部・ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂 ●ジョイント・手すり芯材・上支柱:アルミニウム ●カーペット:合成繊維 ●支柱カバー・被覆部(回転連結支柱):エラストマー ●支柱カラー・ネジカバー:ポリプロピレン

品名	品番	メーカー品番	商品コード	質量	手すり長さ	レンタル価格	お客様負担額(1割)
スムーディ 〈屋内用〉	XPN-L80801	XPN-L80801	00980-000363	22kg	81cm	4,200	420
屋内用1530タイプ	XPN-L80802	XPN-L80802	00980-000373	38.5kg	153cm	7,400	740
A サブセットA 930タイプ	XPN-L80803	XPN-L80803	00980-000374	22.5kg	93cm	4,400	440
B サブセットB 930+930タイプ	XPN-L80804	XPN-L80804	00980-000375	23.5kg	186cm	5,000	500
C サブセットC 930+620タイプ	XPN-L80805	XPN-L80805	00980-000376	23.3kg	155cm	5,000	500
D サブセットD 210タイプ	XPN-L80806	XPN-L80806	00980-000377	15.5kg	21cm	2,500	250
E サブセットE 210+930タイプ	XPN-L80808	XPN-L80808	00980-000378	16.5kg	114cm	3,800	380
F サブセットF 210+620タイプ	XPN-L80809	XPN-L80809	00980-000379	16.3kg	83cm	3,700	370
G サブセットG 330タイプ	XPN-L80807	XPN-L80807	00980-000380	16kg	33cm	3,800	380
H サブセットH 330+930タイプ	XPN-L80810	XPN-L80810	00980-000381	17kg	126cm	4,200	420
I サブセットI 330+620タイプ	XPN-L80811	XPN-L80811	00980-000382	16.8kg	95cm	4,200	420
J サブセットJ 面手すり	XPN-L80812	XPN-L80812	00980-000398	21.1kg	54cm	4,500	450
K サブセットK 面手すり片側アーム	XPN-L80813	XPN-L80813	00980-000399	21.5kg	69cm	4,500	450
L サブセットL 面手すり両側アーム	XPN-L80814	XPN-L80814	00980-000400	21.9kg	85cm	4,500	450

手すりを設置・使用する際は

- 手すりの角度は上下45°、左右90°以内に収まるように設置する
- 手すりはベース路面がある側から使用する(転倒によるけがの原因)

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。





手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

水廻り用自在手すり ツインディ

パナソニック

- ポイント**
- 洗い場や脱衣場など、水廻りで使える据え置き型手すり。
 - 2つの手すりそれぞれを30度刻みで変えることが可能。
 - ベースの真ん中・端のどちらかを選んで設置可能。



- 手すり幅:56cm ●手すり高さ:70~80cm(6段階) ●質量:17kg
- ベース寸法:幅58cm×奥行58cm×厚さ1.2cm
- 材質/ベース・支柱:ステンレス、グリップ:エラストマー、ベースマット:合成ゴム

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
水廻り用自在手すり ツインディ	RPN-L80701	PN-L80701	00980-000364	6,300	630
水廻り用自在手すり ツインディ フロテクター付	RPN-L80701 +RPN-L80711	PN-L80711	00980-000365	7,000	700

ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい

サテライト

- ポイント**
- ステンレスとゴムを使用し、水回りへの導入に適した置き型手すり。壁面や浴槽に手すりを設置できない場合や、動線が正しく確保できない場合に、水回りでの安全を確保。



- 手すり高さ(共通):70・75・80cm(3段階)
- 材質/手すり・支柱・ベースプレート:ステンレスSUS304、被膜:PVC樹脂
- 滑り止めマット・手すり巻付ゴム:合成ゴム

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
水回りにもってこい ベース60cm	RFKB-12-60-I	FKB-12-60-I	01255-000013	6,400	640
水回りにもってこい ベース90cm	RFKB-12-90-I	FKB-12-90-I	01255-000014	6,800	680
水回りにもってこい ベース60cm 突っ張り棒つき	RFKB-12-60-I +RFKB-12-P-A1	FKB-12-60-IT	01255-000017	6,700	670
水回りにもってこい ベース90cm 突っ張り棒つき	RFKB-12-90-I +RFKB-12-P-A1	FKB-12-90-IT	01255-000018	6,800	680

室内用自在手すり ツインディ

パナソニック

- ポイント**
- 力が入りやすい角度に60度~300度まで30度ピッチで可変できる手すり。利用者のニーズに幅広く対応可能。



- 質量:21.5kg
- 幅:63cm
- 奥行:78cm
- 手すり高さ:70~85cm(ピッチ3cm 6段階)

品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
RPN-L80101	PN-L80101	00980-000203	2,900	290

たちあっぷⅡ ひざたっち

矢崎化工

- ポイント**
- 前受け手すりと膝当てを活用することで、スムーズにベッドから移乗できる手すり。スライディングボードと併用も可能。
 - 立位を安定させて脱衣介助にも使用可能。



- ベース:66x66cm
- 質量:23.3kg
- 高さ:73・78・83・88cm(4段階調節)
- 手すり間口:46.2x46.2cm

品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
RCKI-22	CKI-22	00055-000209	3,800	380

アームサポート手すりメンディ

パナソニック

- ポイント**
- 握らなくても使える、手・腕・肘で支えやすい手すり。



- 質量:22kg ●幅:63cm ●奥行:78cm
- ベース:63x78cm
- 手すり高さ:49~70cm(ピッチ3cmx8段階)

品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
RPN-L80301	PN-L80301	00980-000258	3,200	320

面手すり スタンディ

パナソニック

- ポイント**
- 折りたたみ式の面手すりと棒状手すりを組み合わせることで、より様々な状態で身体を支えることが可能。



- 質量:22.5kg ●幅:63cm ●奥行:78cm
- ベース:63x78cm
- 手すり高さ:70~85cm(ピッチ3cm 6段階)
- 平面部高さ:35~50cm

品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
RPN-L80401	PN-L80401	00980-000315	3,400	340

すっきり手すり クリンディ

パナソニック

- ポイント**
- コンパクトタイプの置き型手すり。手すり位置をサイドとセンターに変更可能。



- ベース:46x78cm ●手すり高さ:70~80cm(2.5cmピッチ5段階)
- 手すり間口:25cm ●質量:18kg

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
すっきり手すり クリンディ	RPN-L80501B	PN-L80501	00980-000326	2,800	280
すっきり手すり クリンディ ベッド用アーム付	RPN-L80501B+ RPN-L80511	PN-L80501+ PN-L80511	00980-000328	3,500	350

手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

たちあっぷ

矢崎化工

- ポイント**
- 立ち上がり・起き上がり・歩行・姿勢保持など、用途に応じてお選びください。マット付き。
 - 必要に応じて付属品とセットでご使用ください。



種類	品番	メーカー品番	商品コード	寸法			レンタル価格	お客様負担額(1割)	
				ベース	高さ	手すり間口			
1型スタンダード	RCKA-01-1P	CKA-01-1P	01331-000001	50x60cm	70・75・80cm (3段階)	33.8cm	11.7kg	2,300	230
2型幅広	RCKA-02-1P	CKA-02-1P	01331-000002	50x90cm		33.8cm	15.4kg	2,300	230
3型コの字	RCKA-03P	CKA-03P	01331-000003	50x60cm		35.2x26.5cm	15.8kg	3,000	300
4型ロング	RCKA-04P	CKA-04P	01331-000004	50x90cm		77.8cm	15.9kg	2,600	260
L型	RCKA-07P	CKA-07P	01331-000013	50x90cm		33.8x33.8cm	17.6kg	3,200	320

たちあっぷ 付属品

矢崎化工

かいじょくん

- ベッドそばのたちあっぷに取り付けて立ち上がり、移乗座位保持をサポート。
- 45度間隔で5段階の調整が可能。
- 必ず「ベッドでとまるくん」を取付けて使用してください。




●高さ:19.2cm×長さ33.8cm
●質量:1.4kg

品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
RCKA-K	CKA-K	00055-000145	800	80

つながるくん

- たちあっぷを連結して動線を確保。
- 連結金具はツマミで自由な角度に固定可能。
- 必ず「ベッドでとまるくん」か「おもしろくん」を取付けて使用してください。



[RCKA-E60] ●ベース:19x73cm ●質量:2.7kg
[RCKA-E90] ●ベース:19x103cm ●質量:3.3kg
[RCKA-E120] ●ベース:19x133cm ●質量:3.8kg

種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
60cm	RCKA-E60	CKA-E60	00055-000099	1,500	150
90cm	RCKA-E90	CKA-E90	00055-000100	1,600	160
120cm	RCKA-E120	CKA-E120	00055-000101	1,600	160

伸縮つながるくん

- たちあっぷを連結して動線を確保。無段階調整可能。
- 必ず「ベッドでとまるくん」か「おもしろくん」を取付けて使用してください。



●手すり長さ:64~95cm(無段階調整) ●手すり材質:プラスチック被膜スチール

品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
RCKE-D	CKE-D	00055-000157	1,800	180

ベッドでとまるくん・おもしろくん

- たちあっぷを安定させるために使用。
- 【とまるくん】ベッド下端と床の間に差し込んで固定。(5.5cm~25cm対応)可動式のベッドでは使用不可。



[おもしろくん]●質量:5kg

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
ベッドでとまるくん	RCKA-CK	CKA-CK	00055-000211	550	55
おもしろくん	RCKA-J	CKA-J	00055-000104	600	60

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。



手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。

うすおきフラット **NEW**

シクロケア

- ポイント**
- つまずきリスクを軽減し、低いベッドにも差込みやすい業界最薄ベースの置き型手すり。
 - 抗菌・防カビ・抗ウイルス、3つの効果を備えた置き型手すり。
 - 床との段差が小さい為、歩幅が小さい方、すり足ぎみの方にも安心してご使用頂けます。



うすおきアーム
ベッド横に設置する際、本体を安定させるために使用。

●ベース:幅50.6×長さ90.6×厚さ0.9cm ●手すり:高さ70・75・80cm(3段階調整)
●材質/ベース・パイプ:スチール ●質量:20.2kg ●最大使用者体重/100kg

品名	品番	メーカー品番	商品コード	税込
うすおきフラット (マット付)	RSCT-02	SCT-02 (SCT-M)	00148-000027	
うすおきフラット (マット・アーム付)	RSCT-02+RSCT-A	SCT-02 (SCT-A+SCT-M)	00148-000028	
レンタル価格 マット付	1,600		160	お客様負担額 (1割)
¥				
レンタル価格 マット・アーム付	1,700		170	お客様負担額 (1割)
¥				

たちあっぷⅡ (内外兼用)

矢崎化工

- ポイント**
- 手すりをサイドに取付できるので動線が確保しやすいコンパクトタイプ

- ステンレス製のため、ベランダなどの屋外でも設置が可能。



●ベース:66×66cm
●質量:18.5kg
●高さ:70・75・80・85cm(4段階調整)
●手すり間口:46.4cm

品番	メーカー品番	商品コード	税込
RCKH-21	CKH-21	00055-000204	
レンタル価格	5,500		お客様負担額 (1割)
¥			550

つながるくんXP

矢崎化工

- ポイント**
- たちあっぷを連結して無段階伸縮による動線を確保。左右・上下角度の調整も可能。
 - CKHシリーズを連結可能。



[通常タイプ]●手すり長さ:64~95cm(無段階調整) ●質量1.8kg
[ロングタイプ]●手すり長さ:95~129cm(無段階調整) ●質量2.1kg
●材質/手すり:プラスチック被膜ステンレス カバー:発泡ポリエチレン


種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
つながるくんXP	RCKH-D90	CKH-D90	00055-000285	2,300	230
つながるくんXPロング	RCKH-D125	CKH-D125	00055-000286	2,400	240

たちあっぷ540

矢崎化工

- ポイント**
- サビに強く耐久性のよいステンレス製で、屋内・屋外どちらでも使用可能。

適応段差
なし:3~18cm
ロー:12~36cm
ハイ:24~54cm



[寸法]●ベース:78×74.5cm ●手すり高さ:(下部)77~102cm(上部)104~139cm

種類	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
両手すり	CKH-01	CKH-01	34.7kg	00055-000127	10,000	1,000
片手すり	CKH-02	CKH-02	28.6kg	00055-000128	8,000	800
ステップ台ロータイプ	RCKH-BL	CKH-BL	6kg	00055-Z00004	1,200	120
ステップ台ハイタイプ	RCKH-BH	CKH-BH	9.6kg	00055-Z00007	1,300	130

手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。

あがりかまち用たちあっぷミニ

矢崎化工

- ポイント**
- 適用段差:4~18cm。団地やアパートなど、狭い玄関でも設置可能。
 - スライドベースは玄関のスペースを確保するために使用。



[共通]●手すり高さ:80~85cm ●あがりかまち高さ:4~18cm
[CKG-01]●ベース:44~54×70cm ●質量:33.7kg
[CKG-02]●ベース:44~54×70cm ●質量:28.2kg
[CKG-03]●ベース:44×70cm ●質量:26.4kg
[CKG-04]●ベース:44×70cm ●質量:20.9kg
[RCKG-B]●質量:7.3kg ●幅:50cm ●奥行:44~54cm ●高さ:9cm



スライドベースの使用法
狭小住宅の玄関では、ベースをスライドさせることで、手すり設置後もそのまの玄関スペースを確保できます

種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
両手すり スライドベース付	CKG-01	CKG-01	00055-000123	6,200	620
片手すり スライドベース付	CKG-02	CKG-02	00055-000124	5,100	510
両手すり スライドベース無	CKG-03	CKG-03	00055-000125	5,200	520
片手すり スライドベース無	CKG-04	CKG-04	00055-000126	4,200	420
スライドベース	RCKG-B	CKG-B	-		

あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

- ポイント**
- あがりかま치의昇降をサポート。かまちの高さに応じて選択してください。



かまち高さ:18~36cmで使用



かまちステップ台



かまち高さ:4~18cmで使用

[寸法]●ベース:56×78cm ●手すり高さ:80~85cm ●かまちステップ台高さ:12・14・16・18cm(4段階調整)

適用段差	種類	品番	メーカー品番	質量	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
18~36cm	両手すり ステップ台あり	CKE-01	CKE-01	26.9kg	00055-000105	5,800	580
	両手すり ステップ台なし	CKE-01-1	CKE-01-1	32.8kg	00055-000109	5,600	560
	片手すり ステップ台あり	CKE-02	CKE-02	33.8kg	00055-000106	5,000	500
	片手すり ステップ台なし	CKE-02-1	CKE-02-1	32.8kg	00055-000110	4,800	480
	かまちステップ台	RCKE-B	CKE-B	6.9kg	00055-Z00008		
4~18cm	両手すり	CKE-03	CKE-03	31.8kg	00055-000107	5,100	510
	片手すり	CKE-04	CKE-04	26.4kg	00055-000108	4,100	410

玄関用ツインディ

パナソニック

- ポイント**
- 上がりかまちの下側・上側でそれぞれ高さ調整ができる玄関用手すり。
 - 縦手すりは握りやすい丸型、横手すりは体重をかけやすい平型手すり。

[共通]●ベース:72.5×76.5cm
●手すり高さ:(玄関側)72.5~82.5cm(上がり側)72.5~82.5cm
●あがりかまち高さ:16~36cm
[踏み台]●寸法:51×30cm
●高さ:10.8~18cm(1.8cm×5段階)
[XPN-80201]●質量:43.5kg
[XPN-80202]●質量:34.9kg
[XPN-80203]●質量:35.8kg
[XPN-80204]●質量:27.3kg





種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額 (1割)
両手すり踏み台付	XPN-80201	XPN-L80201	00980-000204	6,100	610
両手すり踏み台無	XPN-80202	XPN-L80202	00980-000205	5,100	510
片手すり踏み台付	XPN-80203	XPN-L80203	00980-000206	4,700	470
片手すり踏み台無	XPN-80204	XPN-L80204	00980-000207	3,800	380

アットグリップ

アロン化成

- ポイント**
- 適用段差:15~35cm(無段階調整可)
 - 上がりかまちを挟み込むだけの簡単設置。



項目	取り付け可能寸法
A (高さ)	15~35cm
B (せい)	9~15cm
C (蹴込み)	1.5cm以上
D (床から蹴込み)	2cm以上
E (玄関幅)	30cm以上



●質量:9.5kg ●幅:24cm ●奥行:33cm
●あがりかまち高さ:15~35cm(無段階) ●高さ:86~117cm(6段階調整)

品番	メーカー品番	商品コード	税込
RAT-E-200	531-089	00221-000454	
レンタル価格	3,500		お客様負担額 (1割)
¥			350

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品

特殊寝台付属品
体位変換器
移動用リフト
認知症老人徘徊感知機器
車いす付属品
スロープ
歩行補助つえ
手すり
自動排泄処理装置
生活支援用品



手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

歩行サポート手すり スムーディ

パナソニック

- ポイント**
- 最大4連結が可能な屋外用置き型手すり。
 - 2種類のベースを組み合わせる事により、踏面にもベース設置が可能。
 - ベースの中央に手すり設置が可能な為、行き・帰りの往復路にも一台で対応。


標準タイプ 玄関先の段差におすすめ
つかみやすく安心して上り下りが可能。



ステップタイプ 階段の踏面に置けるタイプ
玄関先がすぐに公道の家や門扉がある家に設置可能。



ロングタイプ 玄関先の長いアプローチ、段数の多い場所にも
玄関先に車庫のある家や階段が長い家に設置可能。



種類	仕様	品番	設置寸法	質量	手すり長さ	共通	材質
標準タイプ	片手すり	XPN-L80601	80×167cm	37kg	135cm	標準ベース寸法：45×85cm ステップベース寸法：30×96cm 手すり高さ：70～85cm (7段階調整) 径：3.5cm 最大使用者体重：100kg	手すり：塩化ビニル樹脂(被覆部) アルミニウム(芯材) ベース：ステンレス ベースマット：塩化ビニル 支柱カバー：エストラマー 支柱：アルミニウム、 ステンレス (フランジ部、ジョイント：アルミニウム)
	両手すり	XPN-L80602	80×167cm	43kg			
標準伸縮タイプ	片手すり	XPN-L80611	80×162～172cm	37.5kg	130～140cm		
	両手すり	XPN-L80612	80×162～172cm	44kg			
ステップタイプ	片手すり	XPN-L80603	96×125cm	33kg	100cm		
	両手すり	XPN-L80604	96×125cm	39kg			
ステップ伸縮タイプ	片手すり	XPN-L80613	96×120～130cm	33.5kg	95～105cm		
	両手すり	XPN-L80614	96×120～130cm	39.5kg			
ステップ980タイプ	片手すり	XPN-L80621	96×160cm	33kg	135cm		
	両手すり	XPN-L80622	96×160cm	39kg			
ステップ980伸縮タイプ	片手すり	XPN-L80625	96×155～165cm	33.5kg	130～140cm		
	両手すり	XPN-L80626	96×155～165cm	40kg			
ロングタイプ1700	片手すり	XPN-L80623	96×196cm	48kg	170cm		
	両手すり	XPN-L80624	96×196cm	57kg			
ロングタイプ1700伸縮	片手すり	XPN-L80627	96×180～206cm	48.5kg	160～180cm		
	両手すり	XPN-L80628	96×180～206cm	58kg			
ロングタイプ2050	片手すり	XPN-L80605	96×239cm	52kg	205cm		
	両手すり	XPN-L80606	96×239cm	61kg			
ロングタイプ2050伸縮	片手すり	XPN-L80615	96×229～249cm	52.5kg	195～215cm		
	両手すり	XPN-L80616	96×229～249cm	62.5kg			
ロングタイプ2400	片手すり	XPN-L80607	96×274cm	52kg	240cm		
	両手すり	XPN-L80608	96×274cm	62kg			
ロングタイプ2400伸縮	片手すり	XPN-L80617	96×264～284cm	53kg	230～250cm		
	両手すり	XPN-L80618	96×264～284cm	64kg			
ロングタイプ3460	片手すり	XPN-L80609	96×380cm	67kg	346cm		
	両手すり	XPN-L80610	96×380cm	81kg			
ロングタイプ3460伸縮	片手すり	XPN-L80619	96×365～395cm	68.5kg	331～361cm		
	両手すり	XPN-L80620	96×365～395cm	83.5kg			

手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、
および要介護2~5の方がレンタル対象です。

特長1
やさしい端部

つかみやすく、袖口が引っかかりにくいです

特長2
支柱中央固定

支柱はベースの中央にも固定できるから、行きも帰りも健側で支えます

特長3
フレキシブルジョイント

上下左右を調整して置けます
上下左右 45度

「スムーディ」設置簡易診断サイト

玄関先の段差やスペースに設置できるのか簡易診断ができます。

提供：パナソニック エイジフリー株式会社様

種類	仕様	品番	メーカー品番	商品コード	目安段差	目安高さ	レンタル価格	お客様負担額(1割)
標準タイプ	片手すり	XPN-L80601	XPN-L80601	00980-000334	3段	45cm	¥ 9,900	¥ 990
	両手すり	XPN-L80602	XPN-L80602	00980-000335			¥ 12,500	¥ 1,250
標準伸縮タイプ	片手すり	XPN-L80611	XPN-L80611	00980-000345	3段	45cm	¥ 9,900	¥ 990
	両手すり	XPN-L80612	XPN-L80612	00980-000346			¥ 13,000	¥ 1,300
ステップタイプ	片手すり	XPN-L80603	XPN-L80603	00980-000336	2段	30cm	¥ 10,000	¥ 1,000
	両手すり	XPN-L80604	XPN-L80604	00980-000337			¥ 14,000	¥ 1,400
ステップ伸縮タイプ	片手すり	XPN-L80613	XPN-L80613	00980-000347	2段	30cm	¥ 9,900	¥ 990
	両手すり	XPN-L80614	XPN-L80614	00980-000348			¥ 13,000	¥ 1,300
ステップ980タイプ	片手すり	XPN-L80621	XPN-L80621	00980-000355	3段	45cm	¥ 9,800	¥ 980
	両手すり	XPN-L80622	XPN-L80622	00980-000356			¥ 13,000	¥ 1,300
ステップ980伸縮タイプ	片手すり	XPN-L80625	XPN-L80625	00980-000359	3段	45cm	¥ 9,900	¥ 990
	両手すり	XPN-L80626	XPN-L80626	00980-000360			¥ 13,000	¥ 1,300
ロングタイプ1700	片手すり	XPN-L80623	XPN-L80623	00980-000357	4段	60cm	¥ 14,800	¥ 1,480
	両手すり	XPN-L80624	XPN-L80624	00980-000358			¥ 19,500	¥ 1,950
ロングタイプ1700伸縮	片手すり	XPN-L80627	XPN-L80627	00980-000361	4段	60cm	¥ 14,800	¥ 1,480
	両手すり	XPN-L80628	XPN-L80628	00980-000362			¥ 20,000	¥ 2,000
ロングタイプ2050	片手すり	XPN-L80605	XPN-L80605	00980-000338	5段	75cm	¥ 15,000	¥ 1,500
	両手すり	XPN-L80606	XPN-L80606	00980-000339			¥ 19,000	¥ 1,900
ロングタイプ2050伸縮	片手すり	XPN-L80615	XPN-L80615	00980-000349	5段	75cm	¥ 15,000	¥ 1,500
	両手すり	XPN-L80616	XPN-L80616	00980-000350			¥ 19,000	¥ 1,900
ロングタイプ2400	片手すり	XPN-L80607	XPN-L80607	00980-000340	6段	90cm	¥ 15,000	¥ 1,500
	両手すり	XPN-L80608	XPN-L80608	00980-000341			¥ 19,000	¥ 1,900
ロングタイプ2400伸縮	片手すり	XPN-L80617	XPN-L80617	00980-000351	6段	90cm	¥ 15,000	¥ 1,500
	両手すり	XPN-L80618	XPN-L80618	00980-000352			¥ 20,000	¥ 2,000
ロングタイプ3460	片手すり	XPN-L80609	XPN-L80609	00980-000342	9段	135cm	¥ 19,000	¥ 1,900
	両手すり	XPN-L80610	XPN-L80610	00980-000343			¥ 28,000	¥ 2,800
ロングタイプ3460伸縮	片手すり	XPN-L80619	XPN-L80619	00980-000353	9段	135cm	¥ 19,500	¥ 1,950
	両手すり	XPN-L80620	XPN-L80620	00980-000354			¥ 28,000	¥ 2,800

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具・体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす・車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品

- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具・体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす・車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品



手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。

アットグリップ 外用

アロン化成

- ポイント**
- 玄関の外ポーチやあがりかまちに設置できる手すり。
 - 左右への首振り機能があるため、柱などの障害物にも対応可能。




アットグリップ1050



[共通] ●ベースプレート(1枚):80×45cm ●手すり高さ:75・80・85cm(3段階)
●材質/手すり:硬質樹脂・アルミニウム、ベースプレート:ステンレス


●平坦な場所に設置する場合
※斜面に設置しないでください。

ベースプレートとの距離寸法
(630/630T)42cm目安
(930/930T)73cm目安
(E1050/E1050T)60~85cm目安



●段差のある場所に設置する場合

ベースプレートとの距離寸法
(630/630T)段差高さ30cmの場合:42cm目安
(930/930T)段差高さ45cmの場合:73cm目安
(E1050/E1050T)段差高さ45cmの場合:60~85cm目安



●手すりの角度は45°以内に納まるように設置してください。
●2枚のベースプレートは平行になるように設置してください。


品名	仕様	品番	メーカー品番	商品コード	設置寸法	手すり高さ	質量	目安段差	目安高さ	レンタル価格	お客様負担額(1割)
アットグリップ 630	片手すり	870-142	870-142	00221-000544	80×132cm	111cm	39kg	2段	30cm	¥11,000	¥1,100
	両手すり	870-143	870-143	00221-000545						¥14,000	¥1,400
アットグリップ 930	片手すり	870-130	870-130	00221-000500	80×163cm	141cm	39kg	3段	45cm	¥11,000	¥1,100
	両手すり	870-131	870-131	00221-000501						¥15,000	¥1,500
アットグリップ 1050	片手すり	870-150	870-150	00221-000553	80×150~175cm	128~153cm (無段階調整可)	39kg	3段	45cm	¥12,000	¥1,200
	両手すり	870-151	870-151	00221-000554						¥17,000	¥1,700

アットグリップ トイレサポート NEW

アロン化成

- ポイント**
- 便器の締め付けの必要が無いため柔軟に設置可能なトイレ手すり。
 - 手すり支柱を前後左右に調整・取り外しできる為、トイレ環境に応じて調整可能。

<トイレ環境に応じた柔軟な調整が可能>



- 材質:木製ひじ掛け:ラバーウッド無垢材 支柱・ベースプレート:スチール 支柱カバー:PE 専用マット:ポリエステル・ポリウレタン
- ベース:66×47cm ●高さ:56・59・62・65cm(4段階)
- 質量:両手すり14.6kg/片手すり11.8kg

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
トイレサポート (H-S) 片手すりタイプ	870-087	870-087	00221-000577	¥3,000	¥300
トイレサポート (H-T) 両手すりタイプ	870-088	870-088	00221-000578	¥3,800	¥380



56~65cmの4段階調整。はね上げも可能。

手すり

サービスコード 171007
介護予防 671007

②軽度者(要支援1~2、要介護1)、および要介護2~5の方がレンタル対象です。

ルーツ スモールタイプ

モルテン

- ポイント**
- トイレなどの狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート。

■手すり全体に"つなぎ目"がなく、尿や便が飛散し付着しても簡単に拭き取り可能。



●幅46cm×奥行66cm ●質量:12kg ●高さ:60・65・70cm(3段階)

品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
RMNTPT1	MNTPT1	00054-000216	¥3,100	¥310

洋式トイレ用スライド手すり

パナソニック

- ポイント**
- 横に移乗しやすいスライド式。ひじ掛けと脚部形状の洋式トイレ用手すり。

■ひじ掛けは内側にあるボタンを押しながら前後に動かさず(後方3cmピッチ9cmまで)。
■ひじ掛けは床から58~74cmの範囲で調整可能。



- 幅65cm×奥行45cm ●内寸法:52.5cm
- 質量:8.5kg ●高さ:58~74cm(2cmピッチ9段階)
- 便器の形状によっては取り付けられない場合あり。(便器は別)

品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
RPN-L53001	PN-L53001	00980-000191	¥3,300	¥330

自動排泄処理装置

サービスコード 171013
介護予防 671013

販売品 ①要介護2~5の方がレンタル対象です。



スカットクリーン

パラマウントベッド

- ポイント**
- トイレに移動・移乗できない方の、より自立した排尿を支援。
 - レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引。寝たままでも使用でき、持ち運びもできる。ご利用者様の状態や介護環境に合った使い方が可能。

商品サイズ [スカットクリーン(本体)] ●幅:23.3cm ●長さ:37.8cm ●高さ:27.3cm ●質量:5kg
[男性用レシーバーセット] ●質量:0.4kg ●ホース長さ:200cm ●尿タンク容量:3L
[女性用レシーバーセット] ●質量:0.5kg ●ホース長さ:200cm ●尿タンク容量:3L

品名	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
スカットクリーン(本体)	RKW-65H	KW-65H	00170-000707	¥10,000	¥1,000
男性用レシーバーセット ※介護保険対象購入	KW-65MRT	KW-65MRT	00170-000708		
女性用レシーバーセット ※介護保険対象購入	KW-65WRT	KW-65WRT	00170-000709		

生活支援用品

介護保険レンタルの対象ではありません。

移動支援機器Qピット

ホームケア渡部建築

- ポイント**
- 視覚刺激と聴覚刺激を脳に与えることで、パーキンソン病等によって発生する「すくみ足」を改善。視覚刺激:LED光をライン状に映し出すこと 聴覚刺激:メトロノームの様に一定のリズム音を鳴らすこと
 - ご使用前に、医師や理学療法士などにご相談ください。



- 本体:縦5×横12×奥行3cm ●ベルト:長さ100cm
- 材質:Qピット本体:ABS樹脂、ベルト:織ゴム

品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額(1割)
RHCQ-001	HCCQ-001	-	¥4,000	¥400

※お客様負担額の割合は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問い合わせください。

- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具・体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品

- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具・体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 車いす付属品
- スロープ
- 歩行補助つえ
- 手すり
- 自動排泄処理装置
- 生活支援用品

介護保険の利用にあたって

■介護保険サービスの種類

居宅サービス	地域密着型サービス	施設サービス
訪問介護(ホームヘルプ) 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション(デイケア) 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護(ショートステイ) 特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 住宅改修 居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 複合型サービス	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設(老人保健施設) 介護療養型医療施設(療養型病床群など)

※2015年4月の介護保険法改正内容として、介護予防訪問介護・通所介護は、市区町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化特別養護老人ホームの新規入所者を、原則要介護3以上に限定(但し既入所者は除く、要介護1・2でも例外的に入所可能な場合あり)

■介護保険特定福祉用具販売対象商品

現金で購入後、市区町村へ申請し、購入金額の9割が返金(償還払い)されます。
利用限度額は、年間で10万円(消費税込み)です。

種目	機能または構造等
腰掛便座	次のいずれかに該当するもの ①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ②洋式便器の上に置いて高さを補うもの ③電動またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ④ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの) ⑤便座の底上げ部材 ⑥水洗ポータブルトイレ(給排水ユニット取付費を除く)
自動排泄処理装置の交換可能部品	レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、居宅要介護者等またはその介護を行う方が容易に交換できるもの
入浴補助用具	入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの ①入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するもの) ②浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの) ③浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるもの) ④入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの) ⑤浴室すのこ(浴室に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの) ⑥浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの) ⑦入浴用介助ベルト(身体に巻きつけて使用するもので、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)
簡易浴槽	空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの 上記の「空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また居室において必要があれば入浴が可能なもの
移動用リフトのつり具部分	身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること

■介護保険対象住宅改修

現金にて支払後、住宅改修費用の9割が返金(償還払い)されます。
利用限度額は、原則1回限りの20万円(消費税込み)です。

対象項目	1 手すりの取付け
	2 段差の解消(通路等の傾斜の解消、転落防止柵の設置を含む)
	3 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
	4 引き戸等への扉の取替え、新設、撤去
	5 洋式便器等への便器の取替え(便器の位置・向きの変更を含む)
	6 その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※2018年8月以降、介護保険第1号被保険者のうち所得等の条件により1割負担が2割または3割負担に変更になる場合があります。詳しくは当該市区町村窓口までお問合せください。

介護保険制度について


■介護保険制度の運営主体(保険者)

介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市区町村です。


加入者	第1号被保険者	第2号被保険者
	65歳以上の方	40歳から65歳未満までの医療保険に加入している方
対象者	①寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態の方(要介護状態) ②常時の介護まで必要ないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態の方(要支援状態)	初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の特定期疾患(病気)により、要介護状態や要支援状態となった方
保険料の支払い	原則として年齢・退職年金からの天引き	加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入

■利用手続き

●要介護(要支援)認定までの流れ



●介護サービス利用までの流れ



※2018年8月以降、介護保険第1号被保険者のうち所得等の条件により1割負担が2割または3割負担に変更になる場合があります。詳しくは当該市区町村窓口までお問合せください。

介護給付費早見表 2021年4月改正版(抜粋)

作成：2021年4月時点

● 区分支給限度基準額 (単位)

要支援1	5,032	要支援2	10,531
要介護1	16,765	要介護2	19,705
要介護3	27,048	要介護4	30,938
要介護5	36,217		

● 訪問介護

(単位/回、人件費割合:70%)

身体介護	20分未満	167	生活援助	20~45分未満	183
	20~30分未満	250		45分以上	225
	30~1時間未満	396	通院等のための乗降車加算 99		
	1時間以上	579単位30分ごとに84単位加算			
加算	初回加算	200単位/月			
	生活機能向上連携加算	(I)100単位/月	(II)200単位/月		
	認知症専門ケア加算	(I)3単位/日	(II)4単位/日		

● 訪問入浴介護

(単位/回、人件費割合:70%)

	訪問入浴介護	介護予防訪問入浴介護
訪問入浴介護	1,260単位	852単位
清拭または部分浴	1,134単位	767単位
加算	認知症専門ケア加算	(I)3単位/日 (II)4単位/日

● (介護予防) 訪問リハビリテーション

(単位/回、人件費割合:55%)

1回につき(介護予防含む)	307単位/回	
加算	移行支援加算	17単位/日
	リハビリテーション マネジメント加算	(A)イ 180単位/月 (A)ロ 213単位/月 (B)イ 450単位/月 (B)ロ 483単位/月

● (介護予防) 訪問看護

(単位/回、人件費割合:70%)

所要時間	訪問看護ステーション(予防)	病院・診療所(予防)		
20分未満	313	302	265	255
30分未満	470	450	398	381
30分以上~1時間未満	821	792	573	552
1時間以上~1.5時間未満	1,125	1,087	842	812
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の訪問(20分/回)	293	283	-	-
定期巡回・随時対応型訪問看護事業所との連携	2,954単位/月			

加算

加算	緊急時訪問看護加算(予防含む)	訪問看護ステーション	574単位/月
		病院・診療所	315単位/月
	ターミナルケア加算		2,000単位/月
	看護・介護職員連携強化加算		250単位/月
	看護体制強化加算	(I)550単位/月 (II)200単位/月 (予防)100単位/月	
初日加算		300単位/月	
退院時共同指導加算		600単位/月	

● 通所介護

(単位/回、人件費割合:45%)

		3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満	8~9 時間未満
地域密着型	要介護1	415	435	655	676	750	780
	要介護2	476	499	773	798	887	922
	要介護3	538	564	893	922	1,028	1,068
	要介護4	598	627	1,010	1,045	1,168	1,216
	要介護5	661	693	1,130	1,168	1,308	1,360
通常規模型	要介護1	368	386	567	581	655	666
	要介護2	421	442	670	686	773	787
	要介護3	477	500	773	792	896	911
	要介護4	530	557	876	897	1,018	1,036
	要介護5	585	614	979	1,003	1,142	1,162
大規模型I	要介護1	356	374	541	561	626	644
	要介護2	407	428	640	664	740	761
	要介護3	460	484	739	766	857	881
	要介護4	511	538	836	867	975	1,002
	要介護5	565	594	935	969	1,092	1,122

療養通所介護費 12,691単位/月

入浴介助加算	(I)40単位/日 (II)55単位/月
中重度者ケア体制加算	45単位/日
個別機能訓練加算	(I)イ 56単位/日 ロ 85単位/日 (II)20単位/月
生活機能向上連携加算	(I)100単位/回(3ヶ月に1回限度) (II)200単位/月
認知症加算	60単位/日
若年性認知症利用者受入加算	60単位/日
栄養改善加算(3ヶ月以内で月2回限度)	200単位/回
口腔栄養スクリーニング加算(6ヶ月以内で1回限度)	(I)20単位/回 (II)5単位/回
口腔機能向上加算(3ヶ月以内で月2回限度)	(I)150単位/回 (II)160単位/回

※地域密着型：定員が18人以下(前年度の月平均利用延人数に因らず) ※通常規模型：前年度の月平均利用延人数が300人超 ※大規模型I：前年度の月平均利用延人数が750人超

● 夜間対応型訪問介護

(単位、人件費割合:70%)

夜間対応型訪問介護費(I)	基本夜間対応型訪問介護費	1,025単位/月
	定期巡回サービス費	386単位/回
	随時訪問サービス費 (I)	588単位/回
	随時訪問サービス費 (II)	792単位/回
夜間対応型訪問介護費(II)		2,800単位/月
加算	基本報酬Iの場合	認知症専門ケア加算I・II (I)イ 3単位/日 (I)ロ 90単位/月
加算	基本報酬IIの場合	認知症専門ケア加算I・II (II)イ 4単位/日 (II)ロ 120単位/月

● 通所リハビリテーション

(単位/回、人件費割合:55%)

		1~2 時間未満	2~3 時間未満	3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満	
通常規模型	要介護1	366	380	483	549	618	710	757	
	要介護2	395	436	561	637	733	844	897	
	要介護3	426	494	638	725	846	974	1,039	
	要介護4	455	551	738	838	980	1,129	1,206	
	要介護5	487	608	836	950	1,112	1,281	1,369	
大規模型I	要介護1	361	375	477	540	599	694	734	
	要介護2	392	431	554	626	709	824	868	
	要介護3	421	488	630	711	819	953	1,006	
	要介護4	450	544	727	821	950	1,102	1,166	
	要介護5	481	601	824	932	1,077	1,252	1,325	
加算	リハビリテーション マネジメント加算II(A)	6ヶ月以内	イ	560単位	ロ	593単位			
		6ヶ月超	イ	240単位	ロ	273単位			
	リハビリテーション マネジメント加算III(B)	6ヶ月以内	イ	830単位	ロ	863単位			
		6ヶ月超	イ	510単位	ロ	543単位			
	短期集中個別リハビリテーション実施加算(3ヶ月以内)							110単位/日	
	認知症短期集中リハビリテーション実施加算 I							240単位/日 (週2日限度)	
	認知症短期集中リハビリテーション実施加算 II							1,920単位/月	
	生活行為向上リハビリテーション実施加算 (同意日の月から3ヶ月以内)							1,250単位/月	
	若年性認知症利用者受入加算							60単位/日	
	栄養アセスメント加算							50単位/月	
栄養改善加算(予防含む)							200単位/回		
口腔機能向上加算(予防含む)			(I)150単位/回	(II)160単位/回					
重度療養管理加算(要介護3~5かつ2時間未満の算定せず)							100単位/日		
入浴介助加算							(I)40単位/日 (II)60単位/日		
中重度者ケア体制加算							20単位/日		
移行支援加算							12単位/日		

● 介護予防通所リハビリテーション(月ごと)

要支援1	2,053単位/月	要支援2	3,999単位/月
加算	生活行為向上リハビリテーション実施加算(3ヶ月以内)	562単位/月	
	若年性認知症利用者受入加算	240単位/月	
	運動器機能向上加算	225単位/月	
	事業所評価加算	120単位/月	

※通常規模型：前年度の月平均利用者延人数が300人超

※大規模型I：前年度の月平均利用者延人数が750人超

● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(単位/月、人件費割合:70%) ※要介護1以上の方

	定期巡回・随時対応型訪問介護看護費I(一体型)	定期巡回・随時対応型訪問介護看護費II(連携型)
	訪問看護を行う場合	訪問看護を行わない場合
要介護1	8,312単位	5,697単位
要介護2	12,985単位	10,168単位
要介護3	19,821単位	16,883単位
要介護4	24,434単位	21,357単位
要介護5	29,601単位	25,829単位
加算	サービス提供体制強化加算	(I)750単位 (II)640単位 (III)350単位
	総合マネジメント体制強化加算	1,000単位
	緊急時訪問看護加算	315単位
	生活機能向上連携加算	(I)100単位 (II)200単位
	認知症専門ケア加算	(I)90単位/月 (II)120単位/月

● (介護予防) 認知症対応型通所介護

(単位/回、人件費割合:55%)

		3~4 時間未満	4~5 時間未満	5~6 時間未満	6~7 時間未満	7~8 時間未満	8~9 時間未満
認知症対応型通所介護費(I)(i)単独型	要支援1	474	496	740	759	859	886
	要支援2	525	550	826	849	959	989
	要介護1	542	568	856	878	992	1,024
	要介護2	596	625	948	972	1,100	1,135
	要介護3	652	683	1,038	1,064	1,208	1,246
認知症対応型通所介護費(I)(ii)併設型	要介護4	707	740	1,130	1,159	1,316	1,359
	要介護5	761	797	1,223	1,254	1,424	1,469
	要支援1	428	448	666	683	771	796
	要支援2	475	497	742	761	862	889
	要介護1	490	514	769	788	892	920
加算	要介護2	540	565	852	874	987	1,018
	要介護3	588	617	934	958	1,084	1,118
	要介護4	638	668	1,014	1,040	1,181	1,219
	要介護5	687	719	1,097	1,125	1,276	1,318
	入浴介助加算						
個別機能訓練加算							(I)27単位/月 (II)55単位/日
生活機能向上連携加算							(I)100単位/日 (II)200単位/日
若年性認知症利用者受入加算							60単位/日
栄養アセスメント加算							50単位/月
栄養改善加算(3ヶ月以内で月2回限度)							200単位/回
栄養改善加算(介護予防)							200単位/回
口腔機能向上加算(3ヶ月以内で月2回限度)			(I)150単位/回	(II)160単位/回			
口腔機能向上加算(介護予防)			(I)150単位/回	(II)160単位/回			
ADL維持等加算							(I)30単位/月 (II)60単位/月

● 居宅介護支援

(単位/月、人件費割合:70%)

居宅介護支援費(I)	40件未満の部分	要介護1・2	1,076単位	要介護3・4・5	1,398単位
居宅介護支援費(II)	40~60件未満の部分		539単位		698単位
居宅介護支援費(III)	60件以上の部分		323単位		418単位


加算	初回加算	300単位/月	
	入院時情報連携加算	(I)200単位	(II)100単位
	通院時情報連携加算	50単位	
	退院・退所加算	(I)イ 450単位 (I)ロ 600単位 (II)イ 600単位 (II)ロ 750単位	(III)900単位
	ターミナルケアマネジメント加算	400単位/月	
	特定事業所加算(I)	505単位/月	
	特定事業所加算(II)	407単位/月	
	特定事業所加算(III)	309単位/月	
	特定事業所加算(A)	100単位/月	
	特定事業所医療介護連携加算	125単位/月	

● 介護予防支援

加算	初回加算	300単位/月
加算	委託連携加算	300単位/月

MEMO

Lined writing area for page 70.



Lined writing area for page 71.