

# バケツ洗浄がいらぬ工夫のされたトイレたち!!

## ● 本ページ(P63) ①②③

- 今流行りの自動ラップ式!
- バケツを使わず、排泄物を臭いと一緒に完全密封!
- 電源だけは必要

## ● 右ページ(P64) ①②

- 前ページで紹介の排泄物処理袋を使用する専用タイプ!
- 処理は縛って捨てるだけ! 電源なしでどこでも使えます
- 思いやり優花Sは使用しない時に袋が閉じる臭い対策機能つき

## ● 右ページ(P64) ③④

- これが究極!? ベッドの横に水洗トイレ
- 流してしまえば臭いも、プライバシーもバッチリ!!
- 工事は1日あれば終わります
- お値段高め

### ① 安寿 家具調トイレ セレクトR 自動ラップタイプ



累計販売台数15万台突破の家具調トイレセレクトシリーズに自動ラップタイプが登場!

**バケツ洗浄不要**  
ワンタッチ操作で汚物をラップします。

**臭わない!**  
防臭効果のあるフィルムで排泄物をラップするのでラップした後は臭いません。



消耗品  
専用フィルムカセット  
**402548**  
2,200円  
税抜2,000円

専用凝固剤  
**402547**  
1,100円  
税抜1,000円

- 尿こぼれを防止する長穴便座と先端R形状
- 汚れやすい部品はプラスチックで防御
- 立ち上がりやすい足引きスペース

タイプ	標準便座	ソフト便座	暖房便座
ノーマルタイプ <b>402545</b>	<b>140,800円</b> 税抜128,000円 ■約19.5kg	<b>147,400円</b> 税抜134,000円 ■約19.6kg	<b>157,850円</b> 税抜143,500円 ■約20.2kg
はねあげタイプ <b>402546</b>	<b>162,800円</b> 税抜148,000円 ■約22.6kg	<b>169,400円</b> 税抜154,000円 ■約22.7kg	<b>179,850円</b> 税抜163,500円 ■約23.4kg

組立 両タイプキャスター付 ※消耗品は付属しません。

### ② 介護用自動ラップ式トイレ ラップポン・ブリオ



- 電源/ AC100V 50-60Hz、またはDC12V
- 材質/ 本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)、便座:発泡ポリエチレン、ポリプロピレン樹脂(やわらか便座)、PP(普通便座) 座面:木材・PVC・発泡ポリウレタン
- 重量/ 約21kg
- TAISコード 00942-000012(やわらか便座)、00942-000016(普通便座)

組立 ※消耗品は付属しません。

### ③ 介護用自動ラップ式トイレ ラップポン・エール2



■ カラー/グリーン、ベージュ、ダークブラウン、ピンク

<b>469054</b> 普通便座 <b>140,800円</b> 税抜128,000円 ■TAISコード 00942-000013	やわらか便座 <b>146,300円</b> 税抜133,000円 ■TAISコード 00942-000014	暖房便座 <b>157,300円</b> 税抜143,000円 ■TAISコード 00942-000015
--	---	---

組立 ※消耗品は付属しません。

### ④ フィルムカセットタイプ3 カタメルサーT3 フィルムカセットBOSタイプ



<b>469047</b> 2,200円 税抜2,000円 (60回分)	<b>469048</b> 1,100円 税抜1,000円 (60回分)	<b>469063</b> 4,400円 税抜4,000円 (50回分)
--	--	--

- プリオ、エール共通です。
- 初回ご注文時必要です。



### ① 思いやり優花S

洗わない、臭わない、捨てるだけ



組立 キャスター付

3160 79,200円  
税抜72,000円

■重量/約16kg

介保 在

●思いやり優花Sはバケツ洗いが要らないトイレです  
毎回15分以上かかっていたバケツ洗いが不要です


●おもいやり優花Sは臭いの悩みもしっかり解決します  
優花Sゴムパッキンによる密封効果で、使わない時の臭いを抑えます。



※優花S用パックは(30枚入り)1パックを付属しています。

●優花S用パックは廃棄が簡単です

おもいやり優花Sから優花パックを取り出し、ゴミ箱にポイと捨てるだけ



切り取った紐で袋を縛って、ゴミ箱へポイ!

優花用パック ※紙オムツと同じ方法で廃棄処理できます。



●ウェルファン

### 優花S用パック(30枚入)

3161

4,180円  
税抜3,800円

■吸収量/約1,000cc  
■樹脂製止め具にはさみ込む(6ヶ所)だけで簡単に取り付けられます。  
●消臭機能つき。 ●1~2日に1度のお取替えでOK。

在

### 追加ポリマーシート(100枚入)

390

1,980円  
税抜1,800円

■吸収量/約200cc  
●1枚で約200cc吸収量を増やせます。

在

### ② 木製さらく片付け簡単トイレ 肘掛跳ね上げ

排泄物処理袋対応の片付け簡単トイレ



組立



●バケツも使用できます。

●ラクリーナップN 426465を汚水受けにはめ込んで使用すると、排泄物の処理が簡単・衛生的に行えます。

426464

普通便座  
(19224)  
79,200円  
税抜72,000円

■TAISコード 00426-000124

やわらか便座  
(19225)  
84,700円  
税抜77,000円

■TAISコード 00426-000125

暖房便座  
(19226)  
96,800円  
税抜88,000円

■TAISコード 00426-000126

■重量/普通:16.2kg、やわらか:16.4kg、暖房:17.4kg



●リッチェル



426465

ラクリーナップN  
20枚入り  
3,520円  
税抜3,200円

介保 在

### ③ 水洗式ポータブルトイレ 流せるポータくん3号


電動ポンプで給排水。ポータブルトイレでお困りの「臭い」と「後始末」を解決



組立

●電動ポンプ内蔵型圧送式水洗トイレ

電動ポンプ内蔵式なので障害物があってもスムーズに排水できます



●壁面への設置例



832110

通常便座タイプ  
327,800円  
税抜298,000円

■TAISコード 00994-000012

洗浄便座タイプ  
382,800円  
税抜348,000円

■TAISコード 00994-000013

※工事・取付費は別途



●アム

介保 直

### ④ ベッドサイド 水洗トイレ(EWRS320S)

水洗トイレなので、使用後の後始末が簡単



組立 シャワー 脱臭 暖房

排泄にまつわる5つの困りごと

1. 家族への気遣い、自尊心、臭気等
2. バケツによる汚物処理の大変さ
3. 転倒事故発生の問題
4. オムツによるADLの低下
5. オムツ交換の介助負担



422625

466,730円  
税抜424,300円

■TAISコード 00187-000232  
■重量/約66kg

※工事・取付費は別途

●セット内容

- 本体、アームレスト、ペーパーホルダー、リモコンスイッチ、給排水ホース(カバー付)、給水継手、排水継手

- ベッドに隣接設置可能
- 介助負担と転倒事故が低減し、ADL低下を防止できます。
- 短期間で工事完了(ほぼ1日で工事が完了)
- 片麻痺対応

介保 直



●TOTO

リニューアル

住環境・症状・体格・そして機能で選べる！

あなたにぴったりのトイレが見つかります



①コンパクトタイプ



②ひじかけノーマルタイプ



③ひじかけはねあげタイプ

ひじかけ	ノーマルタイプ		ノーマルタイプ		はねあげタイプ	
	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド
幅サイズ	48cm	56cm	50cm	56cm	54cm	60cm
申込番号	402385		402383		402384	
商品名	①コンパクトタイプ		②ひじかけノーマルタイプ		③ひじかけはねあげタイプ	
ひじ掛け	ノーマル		ノーマル		はねあげ	
本体幅	標準	ワイド	標準	ワイド	標準	ワイド
便座種類	標準	533-880	533-850	533-856	533-865	533-871
		39,600円 税抜36,000円	56,100円 税抜51,000円	61,600円 税抜56,000円	69,300円 税抜63,000円	74,800円 税抜68,000円
	ソフト	533-881	533-851	533-857	533-866	533-872
		46,200円 税抜42,000円	62,700円 税抜57,000円	68,200円 税抜62,000円	75,900円 税抜69,000円	81,400円 税抜74,000円
	暖房	533-882	533-852	533-858	533-867	533-873
		56,650円 税抜51,500円	73,150円 税抜66,500円	78,650円 税抜71,500円	86,350円 税抜78,500円	91,850円 税抜83,500円
	標準 快適脱臭	533-883	533-853	533-859	533-868	533-874
		64,900円 税抜59,000円	81,400円 税抜74,000円	86,900円 税抜79,000円	94,600円 税抜86,000円	100,100円 税抜91,000円
	ソフト 快適脱臭	533-884	533-854	533-860	533-869	533-875
		71,500円 税抜65,000円	88,000円 税抜80,000円	93,500円 税抜85,000円	101,200円 税抜92,000円	106,700円 税抜97,000円
暖房 快適脱臭	533-885	533-855	533-861	533-870	533-876	
	81,400円 税抜74,000円	97,900円 税抜89,000円	103,400円 税抜94,000円	111,100円 税抜101,000円	116,600円 税抜106,000円	

脱臭機能付も選択可能

強力吸引 & 強力脱臭 で 臭い99%カット

便座が選択可能

標準  
ソフト  
暖房

さらに

排泄物の後始末を楽にする、「自動ラップ」タイプもラインナップ

▶ 詳細は▶P57頁①をご覧ください。


ポータブルトイレは「お手入れ」で選ばれる時代です

尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ！

すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます



尿のこぼれガード付き



汚れやすい部分はプラスチックに

尿がついても染み込まずに拭き取れます



組立

介保 在





用途にあわせてお勧めしやすい

従来よりもコンパクトに!

①ひじ掛けはね上げ

介助しやすいようにスペースが確保できる!



②コンパクト

本体幅49cmの省スペース!



③ベーシック

標準機能を装備した固定ひじ掛けタイプ!



④ひじ掛け昇降

ご利用者がひとりで移りやすい自立支援タイプ!




パナソニックは  
**脱臭力**

ニオイを「吸着」+「分解」するW脱臭構造

わずか1分! 光触媒と活性炭で、気になるニオイを強力脱臭!

全機種 長穴便座!  
尿もれしにくい  
ふき取りしやすい



すすぎがラクな、  
まあーいバケツ。



便座のタイプが選べます

標準

ソフト

あたたか

申込番号	タイプ	便座タイプ					
		プラスチック	ソフト	あたたか	脱臭プラスチック	脱臭ソフト	脱臭あたたか
451541	①ひじ掛けはねあげ ダークブラウン ミディアムブラウン(MB)	PN-L23406 (MB)	PN-L23407 (MB)	PN-L23408 (MB)	PN-L23416 (MB)	PN-L23417 (MB)	PN-L23418 (MB)
		69,300円 税抜63,000円	73,700円 税抜67,000円	82,500円 税抜75,000円	94,600円 税抜86,000円	99,000円 税抜90,000円	107,800円 税抜98,000円
451539	②コンパクト	PN-L23206	PN-L23207	PN-L23208	PN-L23216	PN-L23217	PN-L23218
		39,600円 税抜36,000円	44,000円 税抜40,000円	52,800円 税抜48,000円	64,900円 税抜59,000円	69,300円 税抜63,000円	78,100円 税抜71,000円
451540	③ベーシック	PN-L23306	PN-L23307	PN-L23308	PN-L23316	PN-L23317	PN-L23318
		58,300円 税抜53,000円	62,700円 税抜57,000円	71,500円 税抜65,000円	83,600円 税抜76,000円	88,000円 税抜80,000円	96,800円 税抜88,000円
451542	④ひじ掛け昇降	PN-L23706	PN-L23707	PN-L23708	PN-L23716	PN-L23717	PN-L23718
		77,000円 税抜70,000円	81,400円 税抜74,000円	90,200円 税抜82,000円	102,300円 税抜93,000円	106,700円 税抜97,000円	108,900円 税抜99,000円

組済

介保 在

在...在庫 直...直送 直...直送 送料実費 介保...保険対象(購入) 組要...組立必要 組済...組立済



### ①安寿 家具調トイレ AR-SA1 シャウピタ

シャワーノズルの位置を調整できる



●アロン化成



#### 「シャワーピタ」機能なら

前後・左右に洗浄ノズルを調整できます。  
洗浄ノズルの位置を前後・左右に調節できるので、おしりにシャワーがピッタリ合います!



ひじ掛けはねあげタイプ (L) (533-814) (H) (533-816)  
**402221 162,800円**  
税抜148,000円  
●重量 / (L)約28.4kg (H)約29.2kg



●リモコン操作でノズル位置や水勢の調整ができます。

●水勢は5段階 (0.5ℓ/分～1.1ℓ/分)  
●水温は3段階 (35℃ / 38℃ / 40℃) 調節ができます。  
■快適シャワー

### 安寿 家具調トイレAR-SA1 ライト シャウピタ ノーマル (533-818)

コンパクト&軽量  
**402332 118,800円**  
税抜108,000円  
●重量 / 約20kg



組済 シャワー 脱臭 暖房 温風乾燥

介保 在

### ②家具調トイレ〈座楽〉シャウポット

●ベーシックタイプ (PN-L21515) 肘掛固定の標準タイプ

●ひじ掛け昇降タイプ (PN-L21525) 移乗が楽な肘掛昇降型



●パナソニック Panasonic



**412663**  
ベーシックタイプ  
**140,800円**  
税抜128,000円  
●重量 / 23kg

ひじ掛け昇降タイプ  
**151,800円**  
税抜138,000円  
●重量 / 26kg



シャウポットシリーズ共通仕様			
おしりポカポカ暖房便座	オート脱臭機能	おしりさらさら温風乾燥	
多彩な水流のおしり洗浄機能			
おしり洗浄機能 スパイラル洗浄	ビデ洗浄機能 ビデ洗浄	おしり・ビデ洗浄共通機能 ムーブ洗浄	おしり洗浄機能 リズム洗浄

組済 キャスター付 シャワー 脱臭 暖房 温風乾燥


介保 在

### ③安寿 家具調スマートトイレNEOはねあげタイプ

低価格で組立済!  
肘掛はねあげタイプ



●アロン化成



**402702**  
標準便座 (533-685)  
**51,150円**  
税抜46,500円

ソフト便座 (533-686)  
**52,800円**  
税抜48,000円  
●重量 / 約17kg

組済 キャスター付



●工具不要! 簡単高さ調節

●らくらく移動! キャスター付

介保 在

### ④安寿 家具調トイレ コンパクト

幅48cm超コンパクト



●アロン化成



**402162**  
標準便座 (533-670)  
**35,200円**  
税抜32,000円  
●重量 / 約13.5kg

組済 キャスター付



●アーチ型支柱で足を広げやすい。



●ひじ掛け支柱が後方にあるので、足を広げやすく、排泄後の後始末が容易。また、ベッドから足を下ろす時にじまになりません。

介保 在

### ⑤家具調トイレトワレットチェア (533-062)

デザイン重視のポータブルトイレ



●アロン化成



**402243 47,300円**  
税抜43,000円  
●重量 / 11.5kg  
●ポータブルトイレとしてもイスとしても使用できます。

介保 在



### ① さわやかチェアPT

移乗時の隙間を無くす  
スペーサー付き



**416130** 肘掛け自在タイプ  
■TAISコード 00129-000138

**416131** 肘掛けはね上げタイプ  
■TAISコード 00129-000073

**53,350円**  
税抜48,500円 ■重量/約18kg

**416132** ホット便座肘掛け自在タイプ  
■TAISコード 00129-000139

**416133** ホット便座肘掛けはね上げタイプ  
■TAISコード 00129-000140

**66,550円**  
税抜60,500円 ■重量/約19kg

組済 キャスター付 二重パケツ付

暖房 介保直

### ② さわやかチェアPTセーフティロック

排泄時の前傾姿勢、前方への転倒防止をサポート



**416452** ホット便座  
■TAISコード 00129-000222

**56,650円**  
税抜51,500円 ■重量/約18kg

**416453** ホット便座  
■TAISコード 00129-000223

**69,850円**  
税抜63,500円 ■重量/約19kg

組済

暖房 介保直

### ③ さわやかチェアPTN

狭い場所でも置ける  
コンパクトタイプ



**416488** 肘掛けはね上げタイプ  
■TAISコード 00129-000249

**54,450円**  
税抜49,500円 ■重量/約17kg

**416489** ホット便座  
■TAISコード 00129-000250

**67,650円**  
税抜61,500円 ■重量/約18kg

組済

暖房 介保直

### ④ さわやかCH

安心の  
二重パケツ



**416153** 肘掛け自在タイプ  
■TAISコード 00129-000086

**416154** 肘掛けはね上げタイプ  
■TAISコード 00129-000087

**60,500円**  
税抜55,000円 ■重量/約15kg

**416163** ホット便座肘掛け自在タイプ  
■TAISコード 00129-000136

**416164** ホット便座肘掛けはね上げタイプ  
■TAISコード 00129-000137

**73,700円**  
税抜67,000円 ■重量/約16kg

組済 キャスター付 二重パケツ付

暖房 二重パケツ付 介保直

### ⑤ さわやかチェア泉II

座面を前後に傾けられるので状況に応じた  
排泄姿勢のサポートが可能



**416183** 肘掛け自在タイプ  
■TAISコード 00129-000093

**416184** 肘掛けはね上げタイプ  
■TAISコード 00129-000133

**63,800円**  
税抜58,000円 ■重量/約17.5kg

**416185** ホット便座肘掛け自在タイプ  
■TAISコード 00129-000134

**416186** ホット便座肘掛けはね上げタイプ  
■TAISコード 00129-000135

**77,000円**  
税抜70,000円 ■重量/約18.5kg

組済 キャスター付 二重パケツ付

暖房 介保直

### ウチエのポータブルトイレ



ホット便座  
●冬でもあたたかな便座です。表面は柔らかいので、長時間座る方にも最適です。



選べる  
2つの肘掛け  
肘掛け自在タイプ  
●肘掛けの付け方で長短兼用となります。  
肘掛けはね上げタイプ  
●左右ともはね上げ式でベッドなどへの横移乗が楽に行えます。

### ⑥ あらえ〜る

丸洗できる清潔トイレ



**416040** ホット便座  
■TAISコード 00129-000064

**48,400円**  
税抜44,000円 ■重量/約14.5kg

**416041** ホット便座  
■TAISコード 00129-000142

**61,600円**  
税抜56,000円 ■重量/約15.5kg

組済 キャスター付

暖房 介保直

### ⑦ あらえ〜るII

多機能な丸洗いトイレ



**416080** ホット便座  
■TAISコード 00129-000071

**42,350円**  
税抜38,500円 ■重量/約12kg

**416081** ホット便座  
■TAISコード 00129-000143

**55,550円**  
税抜50,500円 ■重量/約13kg

組済 キャスター付 二重パケツ付

暖房 介保直

在...在庫 直...直送 直...直送送料実費 介保...保険対象(購入) 組製...組立必要 組済...組立済  
●掲載のウチエポータブルトイレは全て「やわらか」便座です。



①たためる 収納に便利な 折りたたみ式



416359  
53,680円  
税抜48,800円  
■重量/約12kg

19 29.5 43 38

肘はねあげ ■TAISコード 00129-000172  
肘固定 ■TAISコード 00129-000196  
肘はねあげ袋 ■TAISコード 00129-000197  
肘固定袋 ■TAISコード 00129-000198  
●肘掛けは、はね上げ・固定が選べます。 ●袋タイプもございます。

組立 カスター付

介保直

②タスカルC

業界初。肘の角度調整ができ 排泄姿勢調整や移乗が便利



●足で踏むだけで高さ調節が可能。

416559 69,080円  
税抜62,800円  
■TAISコード 00129-000266  
■重量/約18kg

組立 カスター付 二重バケツ付

ホット便座  
416560 82,280円  
税抜74,800円  
■TAISコード 00129-000267  
■重量/約19kg

暖房 介保直

③タスカルHlst

無段階電動昇降で、昇降しないベッドなどへの高さ調整が簡単ピッタリ



416574 108,680円  
税抜98,800円  
■TAISコード 00129-000273  
■重量/約28.5kg

組立 カスター付 二重バケツ付

ホット便座  
416575 121,880円  
税抜110,800円  
■TAISコード 00129-000274  
■重量/約29.5kg

暖房 介保直

④ナーセント ポータブルトイレ スチール製丸型

座面の高さ調整幅が広い。 分解清掃がラクな施設・病院向け



62,700円 税抜57,000円  
■TAISコード 00149-000014  
■重量/約15.5kg

組立 カスター付 やわらか



介保直

⑤木製トイレきらくコンパクト

幅47.5cm超コンパクト



426290  
普通便座 18550  
68,200円  
税抜62,000円

やわらか便座 18560 暖房便座 18570  
74,800円 85,800円  
税抜68,000円 税抜78,000円 暖房

■重量/普通:15.8kg やわらか:15.8kg 暖房:16.8kg

18-19 29 42 34.5

組立 カスター付



介保直

⑥木製きらく 軽~いトイレ

トイレの移動が楽な軽いポータブルトイレ お手入れ、部材の取り外しが簡単



426541  
普通便座  
27,500円  
税抜25,000円  
■重量/7.8kg

18 29 42 34.5

組立

介保直



① **コモードチェア STD(2871)**  
手入りが簡単  
室内トイレ

●赤井

**326008**  
税抜22,000円 ※送料別途見積  
■TAISコード 00444-000026  
■材質/アルミ金属フレーム  
■重量/約4.9kg(STD)

組済 介保 直

② **安寿 ポータブルトイレ SP(533-222)**  
便座が低い

●アロン化成

ホワイト

**4267**  
税抜9,000円  
■重量/約3kg

組済 介保 在

③ **安寿 ポータブルトイレ GX(533-093)**  
折れフタタイプの  
コンパクト設計

●アロン化成

ベージュ

**2164**  
税抜13,500円  
■重量/約3kg

組済 介保 在

④ **ポータブルトイレ 背もたれ型**  
座りやすく  
立ち上がりやすい構造

●新輝合成

**165006**  
税抜21,000円  
■TAISコード 01184-000003  
■重量/6.5kg

組済 介保 在

⑤ **ポータブルトイレ S型**  
リーズナブルなコンパクト  
タイプ。移動もラクラク

●新輝合成

**165012**  
税抜8,400円  
■TAISコード 01184-000001  
■重量/3.8kg

組済 介保 在

⑥ **ポータブルトイレ ポケット付きデラックス**  
ペーパーホルダー  
便座カバー  
消臭液付きの  
簡易トイレ

●パナソニック

Panasonic

**4309**  
税抜10,000円  
■TAISコード 00980-000005  
■重量/約3.8kg

組済 介保 在

⑦ **ポータブルトイレP型**  
ベッドの下に収納可能

●山崎産業

**275165**  
税抜5,980円  
■TAISコード 01339-000026  
■重量/2.4kg  
■耐荷重/50kg

組済 介保 在

⑧ **ポータブルトイレ TP-420V**  
シンプルで  
使いやすい

●アイリスオーヤマ

●小物入れ  
●ペーパーホルダー

**461057**  
参考価格  
税抜5,580円  
■重量/約3.5kg

組済 介保 在

⑨ **片手で切れる  
ペーパーホルダー**  
2か所の関節で位置調整

●アロン化成

※画像はFX-CP用です。  
●セット例

**402215**  
税抜4,200円

●FX-CP/FX-CPIはねあげ用(533-715)。

在

⑩ **どこでも片手で  
ペーパーホルダー**  
使いやすく角度を調整  
片手で操作可能

●リッチェル

**426236**  
税抜2,500円  
■サイズ/14.5×16×13.5cm  
●片手でトイレトペーパーが切れます。  
●手すりやサイドレールにも取付けできます。

在

⑪ **ペーパーホルダー  
おくだけ**  
セットもカットも片手で簡単

●シマブツ

安心樹脂カッター  
置くだけ簡単セット

オフホワイト / パステルイエロー / パステルピンク / パステルブルー

**439001**  
税抜2,500円

在

⑫ **シャワーボトル**  
蛇腹で角度調整可能

●アルファメディカル

**933001**  
税抜1,600円  
■容量/450cc  
■カラー/ピンク・ブルー

在

⑬ **おしりシャワー 300・300プラス**  
洗浄液を節約できる  
シャワーノズル

●リッチェル

**425512**

300(角度固定タイプ)  
税抜1,100円  
狙ったところをラフラク洗浄(300)

300プラス(首振りタイプ)  
税抜1,300円  
シーンに応じて首が可変(300プラス)

●容量/300ml  
●縦置き可能、横置きでも転がりにくい形状。

在

⑭ **おしりシャワー**  
おしりが洗しやすい  
シャワーノズル

●リッチェル

レギュラー  
**426390**  
税抜1,200円  
■容量/450ml  
ピンク(18991)、グリーン(18996)

在

⑮ **シャワぞう**  
ノズルの切り替えで  
噴射パターンが選べる

●リッチェル

ピンク(45931) / グリーン(45936)

ストレート / シャワー

**426095**  
税抜1,600円  
■容量/450ml

在

⑯ **JP-和風衝立**  
和風テイストな  
パーテーション

●弘益

3連こだま / 4連こだま

**576123**  
税抜15,400円  
**576124**  
税抜19,800円  
■重量 3連/4.1kg 4連/5.8kg

直



あんじゅ  
**安寿**

充実の基本機能と  
安心価格のベストセラー

ポータブルトイレ  
**FX-CP** シリーズ

おかげさまで  
累計生産台数  
**100**  
万台突破  
FX-CPシリーズ



●アロン化成

①安寿 ポータブルトイレFX-CP“ちびくまくん”

2003年発売以降、改良を加えながら累計生産台数100万台を突破した「安寿」のベストセラーシリーズ

FX-CP	401613	S:533-331 B:533-554	※補高スペーサーなしは 座面高33~44cm
補高スペーサーなし	<b>25,850円</b>		■重量/約10.3kg 税抜23,500円
ノーマル	4201	S:533-330 B:533-550	4204
FX-CP	<b>28,050円</b>		<b>31,900円</b>
■重量/約10.8kg	税抜25,500円		税抜29,000円
FX-CP	4207	S:533-332 B:533-560	4210
FX-CP	<b>34,650円</b>		<b>38,500円</b>
■重量/約10.9kg	税抜31,500円		税抜35,000円
FX-CP	4217	S:533-333 B:533-570	4220
FX-CP	<b>45,100円</b>		<b>48,950円</b>
■重量/約11.5kg	税抜41,000円		税抜44,500円
FX-CP	4223	S:533-334 B:533-580	4226
FX-CP	<b>59,950円</b>		<b>63,250円</b>
■重量/約11.7kg	税抜54,500円		税抜57,500円
FX-CP	4229	S:533-335 B:533-590	4232
FX-CP	<b>69,850円</b>		<b>74,250円</b>
■重量/約12.3kg	税抜63,500円		税抜67,500円



基本的な機能を全て搭載して  
税込25,850円~!

**FX-CPシリーズ共通特長**  
抗菌加工便座  
「安寿」のポータブルトイレは全て抗菌加工便座です。

ひじ掛けを外して使えます  
ひじ掛けを外すことで、ベッドからの移乗がスムーズに行えます。

※外したひじ掛けの支柱穴を埋めるカバー付き。  
※トランスファーボードはオプション対応です。



トランスファーボード

体格や状況に合わせてくれるので、どんな方にもぴったりフィット

**業界最低床~最高床を無段階で調節可能**  
ひざ関節の弱った方に 49cm 高  
布団からの着座に 33cm 低  
布団からの移乗も楽々

**ひじ掛け高さ最高30cm!**  
ひじ掛けを高く設定すると、後ろ手でひじ掛けを掴みながら座れるので、安全かつ正しい便座位置に座れます。  
正しい位置だと汚れにくい!  
先端は指が引っ掛かる形状なので、握力がなくても安心

**ひじ掛け内寸が選択可能**  
ひじ掛けを左右入れ替えると、ひじ掛け内寸を変更できます。  
使う方に合わせて  
ひじ掛け内寸 33・41cm

組立 ●プラスチックだからお手入れ簡単。 介保 在

②安寿 ポータブルトイレFX-CP はねあげ 最小クラスのはねあげタイプ

	ノーマル	トランスファー	キャスター
FX-CPはねあげ	401243 <b>50,600円</b> ■重量/約14.5kg 534-500 税抜46,000円	401244 <b>54,450円</b> 870-072 税抜49,500円	401245 <b>54,450円</b> 870-074 税抜49,500円
FX-CPはねあげ ソフト便座	401259 <b>57,200円</b> ■重量/約14.6kg 534-510 税抜52,000円	401260 <b>61,050円</b> 870-082 税抜55,500円	401261 <b>61,050円</b> 870-084 税抜55,500円
FX-CPはねあげ 暖房便座	401247 <b>67,650円</b> ■重量/約15.2kg 534-520 税抜61,500円	401248 <b>71,500円</b> 870-092 税抜65,000円	401249 <b>71,500円</b> 870-094 税抜65,000円
FX-CPはねあげ 快適脱臭	401251 <b>82,500円</b> ■重量/約15.2kg 534-530 税抜75,000円	401252 <b>86,350円</b> 870-102 税抜78,500円	401253 <b>86,350円</b> 870-104 税抜78,500円
FX-CPはねあげ 暖房・快適脱臭	401255 <b>92,400円</b> ■重量/約16kg 534-540 税抜84,000円	401256 <b>96,250円</b> 870-112 税抜87,500円	401257 <b>96,250円</b> 870-114 税抜87,500円

移乗がスムーズ  
FX-CPの  
はねあげタイプ

●ベッドからの座位移乗にトランスファータイプ

樹脂製トイレ  
最高クラス  
便座高  
33cm~  
49cm

※便座サイズはFX-CPと同じ

介保 在

③安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ

独自のドルフィンカットで排泄姿勢の崩れを防いで「尿こぼれ」を防止

402269 プ=ブラウン ペ=ベージュ ベージュ

標準便座 **34,100円**  
メーカー品番:533-900  
ペ:533-920 ■重量/約10.9kg  
税抜31,000円

ソフト便座 **40,700円**  
プ:533-901  
ペ:533-921 ■重量/約11kg  
税抜37,000円

暖房便座 **51,150円**  
プ:533-902  
ペ:533-922 ■重量/約11.6kg  
税抜46,500円

快適脱臭 **59,400円**  
プ:533-903  
ペ:533-923 ■重量/約11.6kg  
税抜54,000円

ソフト 快適脱臭 **66,000円**  
プ:533-904  
ペ:533-924 ■重量/約11.7kg  
税抜60,000円

暖房 快適脱臭 **75,900円**  
プ:533-905  
ペ:533-925 ■重量/約12.3kg  
税抜69,000円

全幅49.5cmのコンパクトボディ

**尿こぼれ防止機能で安心・清潔!**

- 全ての便座にエロングート(長穴タイプ)便座採用。
- ドルフィンカットの便座形状で、排泄姿勢の崩れを防いで理想的な排泄姿勢に導き、尿こぼれを防止します。

深く座れる 真っ直ぐ座れる 股を開いて座れる

【こぼれガード】付き 前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことができます。

大容量の【受け板】

リニューアルしました! 持ち上げると柄がロックされる節水パケツ

安心 ロック状態

介保 在



# 座楽 ラフィーネ

利用者・介助者に配慮した多機能トイレ

## ①ポータブルトイレ 座楽ラフィーネ

412733 前後傾斜脚ゴムなし

プラスチック便座 29,700円  
PN-L30200 (B/V)  
税抜27,000円  
■重量 / 9.5kg

412732 前後傾斜脚ゴム付き

プラスチック便座 31,900円  
PN-L30201 (B/V)  
税抜29,000円  
■重量 / 9.5kg

長穴プラスチック便座 31,900円  
PN-L30206 (B/V)  
税抜29,000円  
■重量 / 9.5kg

ソフト便座 36,300円  
PN-L30202 (B/V)  
税抜33,000円  
■重量 / 10kg

あたたか便座 47,300円  
PN-L30203 (B/V)  
税抜43,000円  
■重量 / 10.5kg

脱臭プラスチック便座 58,300円  
PN-L30211 (B/V)  
税抜53,000円  
■重量 / 10kg

脱臭長穴プラスチック便座 58,300円  
PN-L30216 (B/V)  
税抜53,000円  
■重量 / 10kg

脱臭ソフト便座 62,700円  
PN-L30212 (B/V)  
税抜57,000円  
■重量 / 10.5kg

脱臭あたたか便座 72,600円  
PN-L30213 (B/V)  
税抜66,000円  
■重量 / 11kg



# ラフィーネ



モカブラウン

ミスティパープル



●パナソニック Panasonic

ページ (412733) 前後傾斜脚ゴムなしのみ

### 開けやすい便フタ




少し持ち上げるだけで、パネの力で簡単に開きます。 便フタを押し込むことで、後方助手ベースが取れます。

### お手入れがしやすい設計



ポットの下部には、防汚トレー付き。 移動しやすいキャスター付き。

### 移乗しやすい昇降式ひじ掛け



ワンタッチ操作でひじ掛けを座面の高さまで下げて、広いスペースが取れます。

### 座面角度が調整可能



前後傾斜脚をとりつけることで、前後に角度をつけることができます。



前かがみがしやすい

前傾座面

通常座面

後傾座面

奥側まで座れる

### かんたん座面高さ調整



座面高さは35~47cmの間で、1cmピッチで調節できます。

組要

介保 在

## ②ポータブルトイレ きらく Mシリーズ

最小クラスなのにゆったり

I:アイボリー D:ダークブラウン

MS型(普通便座) 426150 I:45601 D:45603 30,800円 税抜28,000円

MH型(暖房便座) 426152 I:45621 D:45623 47,300円 税抜43,000円

MY型(やわらか便座) 426151 I:45611 D:45613 36,300円 税抜33,000円

●左右どちらでも取り可能なペーパーホルダー付。

パケツA型用袋止め 426526 2,200円 税抜2,000円



アイボリー・ダークブラウン

でか

### 後方からの介助がラク



●ストッパーを外せばフタは後方まで倒せます。

### 移動もラク



●補高脚にも装着できるキャスター付き。

MS型(普通便座) ●お手入れ簡単プラスチック便座。




MY型(やわらか便座) ●座り心地重視。



MH型(暖房便座) ●IC制御でいつもあたたか。



ラクらくお手入れ ●パケツ受けは、外して水洗いできます。



組要 キャスター付

※袋は別売となります。

介保 在

●リッチェル

## ③ポータブルトイレ きらくPS2・PY2型

肘掛けがフラットになるので移乗が楽

PS2型(普通便座) 426189 28,600円 税抜26,000円

PY2型(やわらか便座) 34,100円 税抜31,000円

●重量 / PS2型・PY2型:9.8kg



●リッチェル

## ④ポータブルトイレ(座楽) 背もたれ型SP

軽量8.8kg! 防汚トレイが外せて簡単お手入れ

標準 VALSPTSPE 2174 26,400円 税抜24,000円

●重量 / 8.8kg

組要



●パナソニック Panasonic

ページ

立ち上がりやすい足引きスペース。

組要

介保 在

介保 在



### ①安寿 サニタリエース HG両用式

段差のあるトイレに

●アロン化成



アイボリー

21.5 cm

17 cm

40 cm

63 cm

ライトブルー

アイボリー(534-113)  
ライトブルー(534-114)

**2123 19,250円**  
税抜17,500円

■重量/約3.2kg

介保 在

### ②安寿 サニタリエース HG据置式

段差のないトイレに

●アロン化成



アイボリー

39 cm

44 cm

42 cm

61 cm

ライトブルー

アイボリー(534-123)  
ライトブルー(534-124)

**2124 22,550円**  
税抜20,500円

■重量/約4.6kg

介保 在

### ③安寿 サニタリエースSD ソフト便座・暖房便座

スペースがないトイレへも設置可能

●ソフト便座 **やわらか**

据置式(533-473)

**5515 24,200円**  
税抜22,000円

補高#5据置式(871-135)

**5516 31,350円**  
税抜28,500円

補高#8据置式(871-138)

**5517 31,350円**  
税抜28,500円

●暖房便座 **暖房**

据置式(533-463)

**5518 33,000円**  
税抜30,000円

補高#5据置式(871-145)

**5519 40,150円**  
税抜36,500円

補高#8据置式(871-148)

**5520 40,150円**  
税抜36,500円

アイボリー

39 cm

44 cm

47 cm

40 cm

44.5 cm

61.5 cm

44.5 cm

61.5 cm

19 cm

30 cm

39 cm

29 cm

40 cm

35 cm

34.8 cm

(ソフト便座) (暖房便座)

介保 在

### ④安寿 サニタリエースOD ソフト便座

和式が洋式トイレへ。やわらか便座

●アロン化成

両用式(533-323)

**5501 24,200円**  
税抜22,000円

補高#5両用式(871-015)

**5502 31,350円**  
税抜28,500円

補高#8両用式(871-018)

**5503 31,350円**  
税抜28,500円

据置式(533-423)

**5504 26,950円**  
税抜24,500円

補高#5据置式(871-115)

**5505 34,100円**  
税抜31,000円

補高#8据置式(871-118)

**5506 34,100円**  
税抜31,000円

やわらか

アイボリー

13 cm

18 cm

21 cm

22 cm

60 cm

39 cm

44 cm

47 cm

40 cm

58 cm

37 cm

19 cm

30 cm

39 cm

35 cm

介保 在

### ⑤安寿 サニタリエースOD 暖房便座

和式が洋式トイレへ。暖房便座

●アロン化成

両用式(533-316)

**5507 33,000円**  
税抜30,000円

補高#5両用式(871-025)

**5508 40,150円**  
税抜36,500円

補高#8両用式(871-028)

**5509 40,150円**  
税抜36,500円

据置式(533-416)

**5510 35,750円**  
税抜32,500円

補高#5据置式(871-125)

**5511 42,900円**  
税抜39,000円

補高#8据置式(871-128)

**5512 42,900円**  
税抜39,000円

暖房

アイボリー

13 cm

18 cm

21 cm

22 cm

60 cm

39 cm

44 cm

47 cm

40 cm

58 cm

37 cm

19 cm

29 cm

40 cm

34.8 cm

介保 在

### ⑥安寿 サニタリエース OD両用式

段差のある和式トイレに

●アロン化成

補高なし(アイボリー)

**533303 17,600円**  
税抜16,000円

補高なし(ライトブルー)

**533304 17,600円**  
税抜16,000円

補高#5(871-031)

**402481 24,750円**  
税抜22,500円

補高#8(871-032)

**402482 24,750円**  
税抜22,500円

アイボリー

5 cm

8 cm

13 cm

40 cm

60 cm

ライトブルー

19 cm

40 cm

35 cm

介保 在

### ⑦安寿 サニタリエース OD据置式

段差のない和式トイレに

●アロン化成

補高なし(アイボリー)

**533403 20,350円**  
税抜18,500円

補高なし(ライトブルー)

**533404 20,350円**  
税抜18,500円

補高#5(871-033)

**402483 27,500円**  
税抜25,000円

補高#8(871-034)

**402484 27,500円**  
税抜25,000円

アイボリー

39 cm

44 cm

47 cm

40 cm

58 cm


37 cm

19 cm

40 cm

35 cm

介保 在



### ⑧洋風便座 両用型デラックス

和式が洋式トイレに。固定ネジで便座をしっかりと固定

●パナソニック Panasonic

ページュ

21.4 cm

16 cm

65 cm

42.5 cm

19.5 cm

29 cm

40 cm

14 cm

37.5 cm

**2173 17,600円**  
税抜16,000円

■TAISコード 00980-000008

■重量/約2.1kg

介保 在

### ⑨洋風便座据置型N

和式が洋式に。置くだけで設置方向の変更も簡単

●パナソニック Panasonic

ページュ

37.5 cm

39 cm

44 cm

60 cm

20 cm

28.5 cm

40 cm

36 cm

**4312 18,700円**  
税抜17,000円

■TAISコード 00980-000007

■重量/約3.8kg

介保 在

### ⑩ZA FREE(温水洗浄便座付き補高便座)

便座の前面スペースが広いので、ゆったり排泄ケアが可能

●さつき



補高3cm

補高3cm

STK-B200W(リモコン操作)

**434801 121,000円**  
税抜110,000円

補高3cm

STK-B400W(本体操作)

**434802 87,780円**  
税抜79,800円

■TAISコード 01963-000001

■重量/約5.5kg

介保 直

■TAISコード 01963-000002

■重量/約5.4kg

介保 直



①ウォシュレット付補高便座SB (EWC5441S-49, 440-49, 451S-49, 450-49) 脱臭機能付

リニューアル



パステル アイボリー

50mmタイプ 30mmタイプ  
422626 422627

115,940円 税抜105,400円

TAISコード 00187-000234

サイズ/レギュラー・エロンゲート(大形) 介保 在

②補高便座 (EWC440R, 441S, 450R, 451S) 水はねガード付



パステル アイボリー

50mmタイプ 30mmタイプ  
421322 421246

24,750円 税抜22,500円

TAISコード00187-000129

レギュラー・49.8 エロンゲート・52.8

介保 在

③シャワートイレ付 補高便座(大型/標準サイズ共用) 立ち座りの負担を軽減

KB-21 (本体操作タイプ) (50mmタイプ CWA-250KB21) (30mmタイプ CWA-230KB21)

KA-21 (リモコン操作タイプ) (50mmタイプ CWA-250KA21) (30mmタイプ CWA-230KA21)

補高便座のみ (50mmタイプ CWA-250) (30mmタイプ CWA-230)



オフホワイト

433095 433097

103,620円 114,620円 税抜94,200円 税抜104,200円

TAISコード50mm:00203-000117 30mm:00203-000118

※フルオート便器洗浄なし

介保 直

④温水洗浄便座付き補高便座 立ち座りと拭き取り負担をサポート

ホワイト



リモコンなし (#3:補高3cm, #5:補高5cm) 412610 93,500円 税抜85,000円

リモコン付き (#3:補高3cm, #5:補高5cm) 412611 104,500円 税抜95,000円

スパイラル洗浄を採用

介保 在

⑤補高便座やわらか おしりが小さくても落ち込みの少ない小口径形状

ベージュ



#6(6cm補高) #3(3cm補高)

4313 #3(650g) 11,000円 税抜10,000円

TAISコード 00980-000103

#6(900g) 13,750円 税抜12,500円

TAISコード 00980-000104

介保 在

⑥やわらか補高便座 (EWC400R, EWC401R) 座り心地のよい便座

ハーベストブラウン



(3cm補高) 4503 9,075円 税抜8,250円

TAISコード 00187-000067

レギュラー・25.5 エロンゲート・27.5

レギュラー・37 エロンゲート・40

介保 直

⑦安寿 ソフト補高便座 (535-253, 255) ソフトな座り心地

ライトグリーン



#3(3cm補高) 3110 12,100円 税抜11,000円

#5(5cm補高) 3109 16,500円 税抜15,000円

重量/約0.6kg 重量/約0.85kg

アロン化成

介保 在

⑧安寿 補高便座 (535-267, 270) 立ち上がりが楽に

ホワイト



#7(7cm補高) #10(10cm補高) 401446 401447

重量/約1.0kg 重量/約1.2kg

17,600円 税抜16,000円

アロン化成

介保 在

⑨安寿 補助便座 (535-170) おしりが落ち込まず安心

ホワイト



4253 3,080円 税抜2,800円

アロン化成

在

⑩トイレリフト(EWC151) 便座が電動で昇降し、立ち上がリサポート



422103 204,600円 税抜186,000円

TAISコード 00187-000213

重量/約28kg

トイレにセットする便座は「便ふたなし」となります。

トイレリフトは後付けもできるためウォシュレットなどの便座は含まれません。

介保 直

⑪自動水栓水すい 後付けタイプ(SS1V) 簡単な取付けで自動水栓に



13.2cm 4.7cm 15.5cm

SS1Vシリーズ 取付方法

- 1 ハンドル部品を取り除く
- 2 アダプタを取り付ける
- 3 本体をかぶせて固定
- 4 電源線着し完成

441101 44,000円 税抜40,000円

TAISコード 01784-000001

センサ方式/赤外線反射方式

電源/リチウム電池2CR5R5×1個

低コストで簡単に取付けできる後付けタイプの自動水栓です。

取付後は蛇口に手をかざすだけ手洗いができます。

直