

①自動排泄処理装置 キュラコ

寝たままできる洗浄機能付きトイレ



●キュラコジャパン

本体  
646116  
**715,000円**  
税抜650,000円  
■TAISコード 01834-000003



汚物タンク  
646115  
**27,500円**  
税抜25,000円  
■TAISコード 01834-000005



646114  
男性用  
レシーバー  
**132,000円**  
税抜120,000円  
■TAISコード 01834-000006



女性用  
レシーバー  
**132,000円**  
税抜120,000円  
■TAISコード 01834-000007



直

②スカットクリーン

寝たまま尿を吸い取り快適に



●バラマウントベッド

本体  
627436  
**73,700円** 税抜67,000円  
■TAISコード 00170-000707  
●尿が排出されるとセンサーで感知し、モーターが自動的に尿を吸引して停止します。



男性用  
レシーバーセット  
627437 **17,600円**  
税抜16,000円  
■TAISコード 00170-000708  
男性用セット  
626116 **81,000円** 非課税



女性用  
レシーバーセット  
627438 **20,900円**  
税抜19,000円  
■TAISコード 00170-000709  
女性用セット  
626117 **84,000円** 非課税



直

③家庭用電動排尿器 ユリレット UR-05

タンクをどこに置いてもポンプの力でタンクへ排尿



●アドニス電機



女性用セット  
UR-05W  
348303  
**36,080円**  
税抜32,800円  
■TAISコード 01738-000003

男性用セット  
UR-05M  
348302  
**35,200円**  
税抜32,000円  
■TAISコード 01738-000002  
■重量/約2.5kg ■タンク容量/1,500ml  
■電源/AC100V 50/60Hz

●尿はポンプの力で吸引されタンクに排出されるので、タンクとの高低差を気にすることなく、どんな姿勢でもその場で排尿することが出来ます。

組立

直

④車椅子用電動排尿器 ユリレット-アクティブ- UR-01

車いすに乗ったままでも、ポンプの力で尿を排出



●アドニス電機



本体クッション部  
■重量/約165g  
チューブ  
■長さ/約100cm  
コントローラー  
■重量/約65g  
レシーバー  
■重量/約90g

348301 **54,780円**  
税抜49,800円  
■TAISコード 01738-000001

●電源/ポンプ:12V(アルカリ型単3乾電池×8個、別売り)、コントローラー:3V(リチウムイオン電池CR2032×1)  
材質/本体クッション:合成皮革、レシーバー:ポリプロピレン/合成ゴム、コントローラー:ABS樹脂、チューブ:ポリ塩化ビニール特殊耐寒チューブ

組立

直

⑤装着式男性用集尿器 ダンディユリナー

手をかりずに寝たまま安心排尿



●朝日産業



専用の固定ガーターでしっかり尿器を固定するので、ベッドの上でも尿漏れの心配なくご利用いただけます。

セット内容:レシーバー(受尿器)、導尿チューブ、導尿タンク、キャップ、専用ガーター、逆流防止膜、吸水シート、洗浄ブラシ

375105 **24,750円**  
税抜22,500円

■重量/レシーバー:約70g、集尿タンク:約390g  
■サイズ/レシーバー:幅5.8×奥行15×高さ6(cm)、集尿タンク:幅23.5×奥行31×高さ13(cm)

在

⑥男性用収尿器Mr.ユリナー

ズボンの中に入れてもトイレが



●朝日産業



(S) 250mlボトル:55cm  
350mlボトル:56.5cm  
(M) 250mlボトル:60cm  
350mlボトル:61.5cm  
(L) 250mlボトル:65cm  
350mlボトル:66.5cm

収尿ボトルは250ccと350ccの2個セットです。

375101 **13,200円**  
税抜12,000円

■適応サイズ/目安身長:(S)160cmまで、(M)160~170cm、(L)170cm以上  
●立位と座位で使用できます。寝ての使用はできません。

在

⑦男性用装着尿器 オルボン(大人用セット)

日常生活時や、寝返りなどの動きが大きい方に



●アルケア



940028 **7,500円**  
非課税

■TAISコード 00224-000001

●セット内容:ペニスガイド×1、フォームパッド×2、尿管×1、テーパードーム×2、番尿袋7号×1  
●サイズ:ウエスト回(60~90cm)  
●ベルト式装具のため、粘着剤によるカプレ等の心配がありません。  
●探尿部は2重構造になっており、尿モレを防止します。


在

⑧導尿バッグ用カバーII

利用者のプライバシー保護のために



●総合サービス



467089 **4,180円**  
税抜3,800円

■カラー/ブルー  
■材質/高機能改質天然繊維  
●100回洗っても、消臭・抗菌効果はほとんど変わりません。

在

⑨床汚れ防止マット 5枚組

汚れたら捨てるだけ



●サンコー



499054 **2,530円**  
税抜2,300円

■材質/表面:ポリエステル100%  
裏面:アクリル樹脂(カテキソ入り)  
●すきまを汚さない切込み付。  
●裏面吸着、アンモニア消臭加工。  
●日本製  
※洗濯はできません(汚れたら取り替えてください)

在

⑩消臭達人® 簡易トイレ防水マット

気になる臭いを劇的消臭!



●トクナガ



166503 **4,378円**  
税抜3,980円

■サイズ/70×100cm  
■カラー/アイボリー・ブルー・ピンク・パープル  
■素材/表面:ポリエステル100%(消臭機能生地)  
裏側:ポリウレタンフィルム(防水加工)  
●50回洗濯しても95%以上の消臭率が持続します。

在

⑪ポータブルトイレ用 消臭防水マットR(49006)

緑茶カテキンで、気になる臭いをすっきり消臭



●リッチェル



426202 **4,950円**  
税抜4,500円

■サイズ/70cm×90cm  
■素材/表面:ポリエステル100%  
裏面:ポリエチレン  
●緑茶カテキン配合で気になる臭いをすっきりキャッチ。

在