

●抗菌製品技術協議会(SIAA)の認定を受けています。
●シャワーチェア座面・背もたれ・ひじ掛け・脚ゴムに防カビ加工が施されています。



使いやすいで選ばれています!

●背もたれ、座面、ひじ掛け裏までやわらかで安心。
●脚があげやすいゆったり背もたれ。



①シャワーチェア(Air)ミドルSP ワンタッチ(PN-L41831BR・D・A)

軽い!3.5kg。包み込む新背もたれWクッション

●パナソニック

NEW



470783 32,780円 税抜29,800円

■重量 / 3.5kg ■カラー / モカブラウン、オレンジ、ブルー
※2021年12月発売予定

組済

介保 在

②シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP ワンタッチおりたたみ(PN-L41821A・D・BR)

ワンタッチで座面が開閉、転倒リスクも介護負担も軽減

●パナソニック



451399 29,150円 税抜26,500円

■重量 / 5.0kg ■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン

組済

介保 在

③シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP おりたたみN(PN-L41721A・D・BR)

座面おりたたみ開閉、コンパクトに収納できる

●パナソニック



451398 24,750円 税抜22,500円

■重量 / 4.3kg ■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン

組済

介保 在

④シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP ワンタッチおりたたみN(PN-L4221A・D・BR)

ワンタッチで座面が開閉、ひじ掛け無し

●パナソニック



451402 26,950円 税抜24,500円

■重量 / 3.9kg ■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン

組済

介保 在

⑤シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP おりたたみN(PN-L42121A・D・BR)

標準的な体格の方におすすめ

●パナソニック



451401 22,550円 税抜20,500円

■重量 / 3.3kg ■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン

組済

介保 在

⑥シャワーチェア[ユクリア]コンパクトSP おりたたみN(PN-L41321A・D・BR)

小柄な方向けのコンパクトタイプ、ひじ掛け付き

●パナソニック



451394 24,750円 税抜22,500円

■重量 / 4.1kg ■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン

組済

介保 在

⑦シャワーチェア[ユクリア]コンパクトSP ワンタッチおりたたみN(PN-L41421A・D・BR)

コンパクトタイプでワンタッチおりたたみ機能付

●パナソニック



451395 24,750円 税抜22,500円

■重量 / 3.7kg ■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン

組済

介保 在

⑧シャワーチェア[ユクリア]コンパクトSP おりたたみN(PN-L40721A・D・BR)

コンパクトでおりたたみができるので狭いお風呂で活躍

●パナソニック



451389 20,350円 税抜18,500円

■重量 / 3.1kg ■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン

組済

介保 在

⑨シャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチ U型おりたたみN(PN-L41521A・D・BR)

ワイドタイプのワンタッチおりたたみ機能付

●パナソニック



451396 29,150円 税抜26,500円

■重量 / 角型 5.2kg U型 5.1kg ■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン

組済

介保 在

⑩シャワーチェア[ユクリア]ワイドSP U型おりたたみN(PN-L41621A・D・BR)

おりたたみ機能付、ワイドタイプでゆったりと角型モカブラウン

●パナソニック



451397 24,750円 税抜22,500円

■重量 / 角型 4.8kg U型 4.7kg ■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン

組済

介保 在

⑪シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP 回転おりたたみN(PN-L41221A・D・BR)

座位のまま360度回転できるミドルタイプ

●パナソニック



451393 34,100円 税抜31,000円

■重量 / 6.4kg ■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン

組済

介保 在

安寿 あんじゅ

“安寿”の「楽らく開閉」機能で、狭い浴室でも、握力がなくても、簡単折りたたみ！

引くだけで閉じる！楽らくアシストレバー

押すだけで開く！楽らくアシストキャスター

壁際にベンチを置いている場合でも、レバー操作でスムーズに開閉できます。



●自然な姿勢と楽な操作にこだわりました

レバーを引き上げるだけで折りたたむので、関節疾患の方でも楽に操作できます。



前輪にキャスターを搭載。軽い力でイスの状態にできます。



押すだけ開く



引くだけ閉じる

楽らく開閉シリーズ

●レバー操作の簡単開閉で、一人入浴の楽しみをサポートします

	大サイズ	中(フィット)サイズ	小(コンパクト)サイズ
① 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ S/U 幅が広めタイプ	② 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sフィット/Sフィットもちぶる 幅が中くらいタイプ	③ 安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sコンパクト/CN 小柄な方におすすめ	
48 46 44 42 40 38 36 cm	48 46 44 42 40 38 36 cm	43 41 39 37 35 33 33 cm	
51 cm	46 cm	41 cm	
48~53 cm	48~53 cm	45~49 cm	
16 cm			
※ロック時			

●折りたたみ幅 最薄クラス 隙間に保管! 16cm

●背もたれ角度調節 「立ち上がりやすい角度」、「足を上げやすいゆとり角度」を背もたれパッドを上下反転することで変えられます。

NEW 「もちぶる」タイプを追加しました 既存クッションより柔らかく、もっちりした感触で座り心地抜群。疲れたお尻の方や勢いよくドスンと座る方に特にオススメです。

SIAA 防カビ加工 防水加工 防カビ加工 水キレが良く汚れにくい構造と、防カビ加工のV効果でキレが続きます。

申込番号	レッド	ブルー	グリーン	ブラウン	重量	座面寸法	耐荷重	
S	402691	536-080	536-081	536-082	-	47cm	33cm	100kg
U	402692	536-085	536-086	536-087	-	47cm	32.5cm	100kg
Sフィット	402693	536-090	536-091	536-092	-	42cm	33cm	100kg
Sフィットもちぶる	402832	-	-	536-126	4.8kg	42cm	33cm	100kg
Sコンパクト	402795	536-094	536-095	536-096	-	37cm	33cm	100kg
CN	402796	536-097	536-098	536-099	-	37cm	33cm	100kg

Sフィットもちぶる 34,100円 税抜31,000円 S/U/Sフィット/Sコンパクト 30,800円 税抜28,000円 CN 26,400円 税抜24,000円

●折りたたみではないタイプ

④ 安寿 ひじ掛け付シャワーベンチ TH-S:536-140(ブルー)、142(レッド) TH-U:536-150(ブルー)、152(レッド)

●アロン化成 ●座面寸法

ひじ掛けはね上げ

ひじ掛内寸法:41cm

ブルー

レッド

51 48.5 46 43.5 41 38.5 36 cm

55.5~62cm

50~54cm

TH-S 4140 29,700円

TH-U 4141 税抜27,000円

重量/約4.9kg ■カラー/レッド、ブルー

組済 介保 在

⑤ 安寿 ひじ掛け付シャワーベンチ RE-U:536-232(レッド)、230(ブルー) RE-Uワイド:536-252(レッド)、250(ブルー)

●アロン化成 ●座面寸法

しっかり握って立ち上がり、しっかり支えるひじ掛形状

ひじ掛内寸法:42cm (ワイド46cm)

ブルー

ワイド

1 44 41.5 39 36.5 34 cm

55~59cm

58~61.5cm

51.5~55cm

RE-U 401080 28,050円

RE-Uワイド 401082 税抜25,500円

重量/約5.2kg ■カラー/レッド、ブルー

組済 介保 在

⑥ 安寿 ひじ掛け付シャワースイスHP (535-019)

●アロン化成 ●座面寸法

立たせることなく、座面のまま局部を前後から洗える

ひじ掛内寸法:40cm

ベージュ

ひじ掛けはね上げ

50 47.5 45 42.5 40 37.5 35 cm

54.5~59cm

49~52.5cm

401083 38,500円

重量/約5.2kg 税抜35,000円

カラー/ベージュ

組済 介保 在

⑦ 安寿 ひじ掛け付シャワーベンチまわくん 536-190(ブルー)、192(レッド)

●アロン化成 ●座面寸法

座のまま45度ずつ、360度回転できて介助できる

ひじ掛内寸法:39cm

レッド

ブルー

46 43.5 41 38.5 36 cm

51~54cm

78 68 cm

401084 38,500円

重量/約6.3kg 税抜35,000円

カラー/レッド、ブルー

組済 介保 在

⑧ 安寿 シャワーベンチCPE-N 狭い洗い場に、コンパクトタイプでソフトバック付

●アロン化成 ●座面寸法

背付タイプ

536-300(ブルー)、302(レッド)

座面寸法

座幅 奥行 耐荷重

40cm 30cm 100kg

背無タイプ

536-310(ブルー)、312(レッド)

座面寸法

座幅 奥行 耐荷重

40cm 30cm 100kg

レッド

ブルー

45 42.5 40 37.5 35 cm

43~44cm

46.5cm

43~44cm

43~45cm

背付 401072 18,150円 税抜16,500円

背無 401071 13,750円 税抜12,500円

重量/約3.2kg 背無し 約2.2kg ■カラー/レッド、ブルー

組済 介保 在

⑨ 安寿 シャワーベンチC 背付:535-430、背なし:535-420 狭い洗い場に適するコンパクトタイプ

●アロン化成 ●座面寸法

背付タイプ

ホワイト

座面寸法

座幅 奥行 耐荷重

40cm 30cm 100kg

背無タイプ

座面寸法

座幅 奥行 耐荷重

40cm 30cm 100kg

75 65 cm

43 40.5 38 35.5 33 cm

42~43cm

49~50cm

42~43cm

42~44cm

背付 4122 14,850円 税抜13,500円

背無 4121 11,550円 税抜10,500円

重量/背付き 約2.7kg 背無し 約1.9kg ■カラー/ホワイト

組済 介保 在

⑩ 安寿 シャワーベンチ Mini/MiniS 超コンパクトサイズ

●アロン化成 ●座面寸法

背付タイプ

レッド

Mini MiniS

座面寸法

座幅 奥行 耐荷重

32cm 27cm 100kg

背無タイプ

Mini MiniS

座面寸法

座幅 奥行 耐荷重

32cm 27cm 100kg

45 35.5 42.5 33 40 30.5 37.5 28 cm

Mini: 40~41cm MiniS: 37~39cm

Mini: 37~38cm MiniS: 36.5~37cm

Mini: 37.5~38.5cm MiniS: 36~37cm

申込番号	レッド	ブルー	重量	価格	
Mini(背付)	4148	536-172	536-170	2.5kg	18,150円 税抜16,500円
Mini(背無)	4147	536-182	536-180	1.8kg	13,750円 税抜12,500円
MiniS(背付)	401076	536-203	536-202	2.3kg	18,150円 税抜16,500円
MiniS(背無)	401075	536-213	536-212	1.6kg	13,750円 税抜12,500円

背付き 組済 背無し 組済 介保 在

●片手折りたたみシャワーベンチの先駆けにしてスタンダード

簡単折りたたみ機能

- 片手ですばやく折りたため、自立します。
- 腕を曲げずに持ち運べるので、軽い力で楽に移動させられます。
- 折りたたみレバーが座面についているので、前から後ろからも折りたたみを行えます。

●前脚の張り出しを低減
横移乗のときの足の引っ掛かりを防ぎます。

●円背の方に骨盤サポートタイプ
背中も洗いやすい、身体にフィットする3次元形状

●防カビW
SIAA 防カビ加工

●折りたたみ幅 最薄クラス 隙間に保管！ 15cm～

●共通特長

●座る移動する保管するにこだわった **楽おり** Fシリーズ Iシリーズ

●軽く薄い、収納にぴったりなタイプ (Fシリーズ)

ISシリーズの特徴をそのままに、最薄クラスの折りたたみ幅15cm

	大サイズ	中(フィット)サイズ	小(コンパクト)サイズ																																						
Fシリーズ 折りたたみ幅 15cm	<p>①安寿 折りたたみシャワーベンチ FS/FU</p> <p>●アロン化成</p> <p>肘掛けはね上げ</p> <p>45 43 41 39 37 35 cm</p> <p>77 67 cm</p> <p>51cm</p> <p>40~48cm (FU) ブルー</p> <p>FS レッド</p> <p>ひじ掛内寸法:41cm</p> <p>重量/約4kg</p> <table border="1"> <tr> <td>FS</td> <td>402375</td> <td>536-050</td> <td>536-051</td> <td>536-052</td> </tr> <tr> <td>FU</td> <td>402376</td> <td>536-053</td> <td>536-054</td> <td>536-055</td> </tr> </table> <p>●座面寸法</p> <table border="1"> <tr> <td>座幅</td> <td>奥行</td> <td>耐荷重</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>33cm</td> <td>100kg</td> </tr> </table> <p>29,700円 税抜27,000円</p> <p>組済 介護 在</p>	FS	402375	536-050	536-051	536-052	FU	402376	536-053	536-054	536-055	座幅	奥行	耐荷重	45cm	33cm	100kg	<p>②安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット</p> <p>●アロン化成</p> <p>肘掛けはね上げ</p> <p>43 41 39 37 35 33 cm</p> <p>75 65 cm</p> <p>46cm</p> <p>38~46cm</p> <p>FSフィット</p> <p>ひじ掛内寸法:37cm</p> <p>重量/約4kg</p> <table border="1"> <tr> <td>FSフィット</td> <td>402377</td> <td>536-056</td> <td>536-057</td> <td>536-058</td> </tr> </table> <p>●座面寸法</p> <table border="1"> <tr> <td>座幅</td> <td>奥行</td> <td>耐荷重</td> </tr> <tr> <td>41cm</td> <td>33cm</td> <td>100kg</td> </tr> </table> <p>29,700円 税抜27,000円</p> <p>組済 介護 在</p>	FSフィット	402377	536-056	536-057	536-058	座幅	奥行	耐荷重	41cm	33cm	100kg	<p>③安寿 折りたたみシャワーベンチ FC(背付きタイプ)</p> <p>●アロン化成</p> <p>肘掛けはね上げ</p> <p>43 41 39 37 35 33 cm</p> <p>73 63 cm</p> <p>40cm</p> <p>38~46cm</p> <p>FC</p> <p>ひじ掛内寸法:37cm</p> <p>重量/約3kg</p> <table border="1"> <tr> <td>FC</td> <td>402378</td> <td>536-059</td> <td>536-060</td> <td>536-061</td> </tr> </table> <p>●座面寸法</p> <table border="1"> <tr> <td>座幅</td> <td>奥行</td> <td>耐荷重</td> </tr> <tr> <td>36cm</td> <td>32cm</td> <td>100kg</td> </tr> </table> <p>24,200円 税抜22,000円</p> <p>組済 介護 在</p>	FC	402378	536-059	536-060	536-061	座幅	奥行	耐荷重	36cm	32cm	100kg
	FS	402375	536-050	536-051	536-052																																				
	FU	402376	536-053	536-054	536-055																																				
座幅	奥行	耐荷重																																							
45cm	33cm	100kg																																							
FSフィット	402377	536-056	536-057	536-058																																					
座幅	奥行	耐荷重																																							
41cm	33cm	100kg																																							
FC	402378	536-059	536-060	536-061																																					
座幅	奥行	耐荷重																																							
36cm	32cm	100kg																																							

●スタンダードなロングセラーシリーズ (Iシリーズ)

	大サイズ	中(フィット)サイズ	小(コンパクト)サイズ																																																														
Iシリーズ 折りたたみ幅 27~29cm	<p>④安寿 折りたたみシャワーベンチ IS/IU/IN-S</p> <p>標準座面、U字型座面、ひじ掛なしの3種類 ●アロン化成</p> <p>肘掛けはね上げ</p> <p>45 43 41 39 37 35 cm</p> <p>74 64 cm</p> <p>51cm</p> <p>46~53cm</p> <p>IS</p> <p>IU ブルー</p> <p>IN-S</p> <p>ひじ掛内寸法:41cm</p> <p>重量/約3.9kg(IN-S)</p> <table border="1"> <tr> <td>IS</td> <td>401463</td> <td>536-322</td> <td>536-320</td> <td>536-326</td> </tr> <tr> <td>IU</td> <td>401464</td> <td>536-332</td> <td>536-330</td> <td>536-336</td> </tr> <tr> <td>IN-S</td> <td>401533</td> <td>536-342</td> <td>536-340</td> <td>536-346</td> </tr> </table> <p>●座面寸法</p> <table border="1"> <tr> <td>IS/IU</td> <td>IN-S</td> <td>座幅</td> <td>奥行</td> <td>耐荷重</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>S座面 45cm</td> <td>36.5cm</td> <td>100kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>U座面 45cm</td> <td>36cm</td> <td>100kg</td> </tr> </table> <p>27,500円 26,950円 税抜25,000円 税抜24,500円</p> <p>組済 介護 在</p>	IS	401463	536-322	536-320	536-326	IU	401464	536-332	536-330	536-336	IN-S	401533	536-342	536-340	536-346	IS/IU	IN-S	座幅	奥行	耐荷重			S座面 45cm	36.5cm	100kg			U座面 45cm	36cm	100kg	<p>⑤安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット/ISフィット 骨盤サポートタイプ</p> <p>中サイズ、骨盤サポートタイプは円背の方でも深く座れる。 ●アロン化成</p> <p>肘掛けはね上げ</p> <p>42 40 38 36 34 32 cm</p> <p>69.5 59.5 cm</p> <p>46cm</p> <p>41~47.5cm</p> <p>ISフィット</p> <p>ISフィット 骨盤サポートタイプ</p> <p>グリーン</p> <p>27cm (ISフィット)</p> <p>29cm (骨盤)</p> <p>ひじ掛内寸法:37cm</p> <p>重量/約4kg</p> <table border="1"> <tr> <td>ISフィット</td> <td>402119</td> <td>536-105</td> <td>536-106</td> <td>536-108</td> </tr> <tr> <td>ISフィット 骨盤サポートタイプ</td> <td>402120</td> <td>536-115</td> <td>536-116</td> <td>536-118</td> </tr> </table> <p>●座面寸法</p> <table border="1"> <tr> <td>座幅</td> <td>奥行</td> <td>耐荷重</td> </tr> <tr> <td>41cm</td> <td>33cm</td> <td>100kg</td> </tr> </table> <p>26,400円 税抜24,000円</p> <p>組済 介護 在</p>	ISフィット	402119	536-105	536-106	536-108	ISフィット 骨盤サポートタイプ	402120	536-115	536-116	536-118	座幅	奥行	耐荷重	41cm	33cm	100kg	<p>⑥安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC(背付きタイプ)/骨盤サポートタイプ</p> <p>狭い浴室でも使えるコンパクトタイプ ●アロン化成</p> <p>肘掛けはね上げ</p> <p>42 40 38 36 34 32 cm</p> <p>67 57 cm</p> <p>41cm</p> <p>40~47cm</p> <p>IC</p> <p>骨盤サポートタイプ</p> <p>レッド</p> <p>グリーン</p> <p>27cm (背付)</p> <p>29cm (骨盤)</p> <p>ひじ掛内寸法:37cm</p> <p>重量/約3kg</p> <table border="1"> <tr> <td>背付きタイプ</td> <td>401535</td> <td>536-362</td> <td>536-360</td> <td>536-366</td> </tr> <tr> <td>骨盤サポートタイプ</td> <td>401611</td> <td>536-382</td> <td>536-380</td> <td>536-386</td> </tr> </table> <p>●座面寸法</p> <table border="1"> <tr> <td>座幅</td> <td>奥行</td> <td>耐荷重</td> </tr> <tr> <td>36cm</td> <td>31cm</td> <td>100kg</td> </tr> </table> <p>22,000円 税抜20,000円</p> <p>組済 介護 在</p>	背付きタイプ	401535	536-362	536-360	536-366	骨盤サポートタイプ	401611	536-382	536-380	536-386	座幅	奥行	耐荷重	36cm	31cm	100kg
	IS	401463	536-322	536-320	536-326																																																												
	IU	401464	536-332	536-330	536-336																																																												
IN-S	401533	536-342	536-340	536-346																																																													
IS/IU	IN-S	座幅	奥行	耐荷重																																																													
		S座面 45cm	36.5cm	100kg																																																													
		U座面 45cm	36cm	100kg																																																													
ISフィット	402119	536-105	536-106	536-108																																																													
ISフィット 骨盤サポートタイプ	402120	536-115	536-116	536-118																																																													
座幅	奥行	耐荷重																																																															
41cm	33cm	100kg																																																															
背付きタイプ	401535	536-362	536-360	536-366																																																													
骨盤サポートタイプ	401611	536-382	536-380	536-386																																																													
座幅	奥行	耐荷重																																																															
36cm	31cm	100kg																																																															

●介護度が高めの方に

⑦安寿 折りたたみシャワーベンチHP

フィット:536-070(レッド),071(ブルー)

座ったまま局部洗浄。折りたたみですっきり収納 ●アロン化成

ひじ掛内寸法:37cm

肘掛けはね上げ

43 41 39 37 35 33 cm

74 64 cm

46cm

45~53cm

ブルー

レッド

19cm

402474 39,600円 税抜36,000円

重量/約4.1kg

カラー/レッド、ブルー

組済 介護 在

⑧安寿 温浴シャワーベンチHPフィット

536-306(レッド),536-307(ブルー)

工事不要の温浴シャワーシステム ●アロン化成

ひじ掛内寸法:37cm

肘掛けはね上げ

43 41 39 37 35 33 cm

124 99 cm

46~48cm

57~58cm

402623 107,800円 税抜98,000円

重量/約6kg

材質/全体・アーム:PP、内部配管:塩化ビニール

接続パイプ:アルミニウム

カラー/レッド、ブルー

組済 介護 在

●リーズナブルタイプ

⑨安寿 温浴シャワーイスHP

536-315(ベージュ)

大柄な方でも使いやすい ●アロン化成

温浴シャワーシステム

ひじ掛内寸法:40cm

肘掛けはね上げ

43 41 39 37 35 33 cm

132 102 cm

54.5~59cm

57~58.5cm

402799 107,800円 税抜98,000円

重量/約7kg

材質/全体・アーム:PP、内部配管:塩化ビニール

接続パイプ:アルミニウム

カラー/ベージュ

組済 介護 在

在...在庫 直...直送 直...直送 送料実費 介護...保険対象(購入) 組...組立必要 組...組立済



※クレオシリーズのみ。


**座面をしっかりサポートする
座面、背もたれ形状**

座面と背もたれが骨盤をしっかりサポート。優れた耐圧分散で、着座時の負担を軽減します。



やわらかさNo.1クッション

座面と背もたれに、やわらかい素材のクッションを採用しているので、座り心地が快適です。また、お尻の痩せた方や長時間使用の負担を和らげます。



防カビ加工でお手入れ簡単!

座面、背もたれ、ゴム脚、肘掛けの先端部に防カビ加工を施しているため、お手入れもしやすく衛生的です。



便利な機能

便利に使えるシャワーワーク付き。



① やわらかシャワーチェア クレオ 折りたたみ(防カビプラス)

コンパクトに収納できる折りたたみ式

腰当付 幅39cm

背付 幅46cm

肘掛付 幅52cm



●座面寸法

	座幅	奥行	耐荷重
幅39	36.5cm	31cm	100kg
幅46	42.5cm	31.5cm	100kg
幅52	47cm	34cm	100kg



●リッチェル

品名	腰当付			背付			肘掛付		
申込番号	426468			426461			426462		
サイズ	価格	ピンク	重量	価格	ピンク	重量	価格	ピンク	重量
幅39cm	20,900円	19213	3.0kg	23,100円	19211	3.3kg	29,700円	19193	4.6kg
幅46cm				24,200円	19190	3.6kg	31,900円	19215	5kg
幅52cm									

※価格は税込価格です。

組立



●折りたたみ幅
腰当付21.5cm 背付21cm
肘掛付(幅46)23cm(幅52)22.5cm

介保 在

② 折りたたみシャワーチェア M型背付H M型背なし

片手で折りたたむためのミニタイプ。小柄な方に

背付H
ピンク47941

背無
ピンク47741



●座面寸法

	座幅	奥行	耐荷重
	36cm	27cm	100kg



●リッチェル

426179

22,550円 税抜20,500円

■カラー/ピンク ■重量/3.0kg

組立

426181

18,150円 税抜16,500円

■カラー/ピンク ■重量/2.4kg

●折りたたみ幅
背付H 20cm 背無 18cm

介保 在

③ やわらかシャワーチェア ワイドシリーズ

ゆったり座れるワイドタイプ

肘掛付
ピンク49351

背付
ピンク49341

背無
ピンク49331



●座面寸法

	座幅	奥行	耐荷重
	50cm	32.5cm	100kg



●リッチェル

3261

26,950円 税抜24,500円

■重量/5.6kg、(U型)5.3kg ■カラー/ピンク

組立

3827

18,700円 税抜17,000円

■重量/3.5kg、(U型)3.3kg ■カラー/ピンク

3826

14,300円 税抜13,000円

■重量/2.5kg ■カラー/ピンク

介保 在

① 折りたたみシャワーチェアU型(レギュラータイプ)

片手で折りたためるレギュラーサイズ。U字型座面

●リッチェル

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
45cm 32.5cm 100kg

●折りたたみ幅
肘掛付 20cm

●カラー/ピンク

●重量/4.7kg
●カラー/ピンク

組済

426176 **28,600円** 税抜26,000円

介保 在

② 福浴コンパクトシャワーチェアシリーズ

狭い洗い場にぴったりなコンパクトタイプ

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
38cm 27cm 100kg

●カラー/ブルー、グリーン、ポルドー

●重量/3.1kg
●カラー/オレンジ、ブルー、グリーン、ポルドー

組済

514100 **16,280円** 税抜14,800円

介保 在

コンパクトタイプ

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
36cm 30cm 100kg

●カラー/オレンジ、ブルー、グリーン、ポルドー

組要

514031 **9,680円** 税抜8,800円

介保 在

③ テイコブ SCシリーズ

幅広座面とソフトパッド。4パターンバリエーション

●幸和製作所

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
48cm 32cm 100kg

●カラー/ブルー

●重量/5.8kg
●カラー/ブルー

組済

306210 **24,200円** 税抜22,000円

介保 在

SC02 背無

●幸和製作所

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
48cm 32cm 100kg

●カラー/ブルー

●重量/4.6kg
●カラー/ブルー

組済

306212 **22,000円** 税抜20,000円

介保 在

④ テイコブ コンパクトシャワーチェア

浴室を広く使えるコンパクトサイズ

●幸和製作所

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
36cm 28.5cm 100kg

●カラー/ブルー

●重量/背付3.5kg、背低2.9kg
●カラー/ブルー

組済

306276 **20,680円** 税抜18,800円

306277 **18,480円** 税抜16,800円

介保 在

⑤ テイコブ ワンタッチ折りたたみシャワーチェアミドル(BSU11)

肘掛が高さ調節可能&取り外し可能

●幸和製作所

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
42.5cm 33.5cm 100kg

●カラー/レッドオレンジ、ブルー

●重量/約4.5kg
●カラー/レッドオレンジ、ブルー

組済

307313 **29,150円** 税抜26,500円

介保 在

⑥ テイコブ折りたたみシャワーチェアミドル(BSOC3)

収納コンパクト。折りたたみ幅13cm

●幸和製作所

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
34.4cm 30cm 80kg

●カラー/ブルー

●重量/2.3kg
●カラー/ブルー

組済

306691 **14,080円** 税抜12,800円

介保 在

⑦ ユニプラス コンパクトシャワーチェア(BSU12)

新デザインの肘掛で幅コンパクトでも内寸広々

●幸和製作所

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
38cm 29.5cm 80kg

●カラー/ホワイト、ブラック、レッドオレンジ

●重量/4.6kg
●カラー/ホワイト、ブラック、レッドオレンジ

組済

307345 **29,700円** 税抜27,000円

介保 在

⑧ ユニプラス ミドルシャワーチェア(BSU15)

ミドルタイプながら内寸ワイドでゆったり座れる

●幸和製作所

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
40cm 32.5cm 100kg

●カラー/ホワイト、ブラック、レッドオレンジ

●重量/4.9kg
●カラー/ホワイト、ブラック、レッドオレンジ

組済

307361 **31,900円** 税抜29,000円

介保 在

⑨ シャワーバスター® II 折りたたみタイプ

安全性・座り心地に優れた入浴いす

●竹虎

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
40cm 31cm 100kg

●重量/3.2kg
●TAISコード/00110-000104

組済

920093 **17,600円** 税抜16,000円

介保 在

⑩ レッツシャワー

コンパクトで便利

●竹虎

●座面寸法
座幅 奥行き 耐荷重
36.5cm 34.5cm 150kg

●重量/2.3kg
●材質/座面:ABS、本体フレーム:アルミニウム
●脚先ゴム:TPE、プッシュピン、ステンレス
●TAISコード/00110-000123

組要

920373 **13,750円** 税抜12,500円

介保 在

①折りたたみシャワーチェア 楽湯7550ST ●座面寸法

座幅	奥行	耐荷重
39.5cm	35.5cm	100kg

肘掛固定、折りたたみ式で自立するタイプ ●島製作所

パープル 71 / 66 cm
ライトグリーン 41 / 38.5 / 36 cm
48~51.5cm 51.5cm 24cm

316365 **19,250円** 税抜17,500円
■重量 / 3kg
組済 介保 在

②折りたたみシャワーチェア 楽湯DX ●座面寸法

座幅	奥行	耐荷重
38cm	32cm	100kg

背もたれ部が2段階調節、背面にシャワー受け付き ●島製作所

ライトグリーン 79 / 67.5 cm
パープル 47 / 44.5 / 42 / 39.5 / 37 cm
45~52cm 50cm 22cm

316141 **23,100円** 税抜21,000円
■重量 / 3.9kg
組済 介保 在

③シャワーチェア 楽湯STS 据え置き式のスタンダードタイプ ●島製作所

座幅	奥行	耐荷重
45cm	31cm	100kg

NEW

背付 77 / 67 cm
ライトグリーン 45.5 / 43 / 40.5 / 38 / 35.5 cm
背無 45.5 / 43 / 40.5 / 38 / 35.5 cm
46~49cm 51.5~53cm 46~49cm 51.5~53cm

背付 317340 **15,400円** 税抜14,000円
■重量 / 背付 2.7kg 背無 1.9kg
背無 317341 **12,650円** 税抜11,500円
組済 介保 在

④シャワーチェア 楽湯 くるまるコンパクト ●座面寸法

直径	耐荷重
29cm	80kg

コンパクトで座面が転回。90度ごとに止まって安心 ●島製作所

グリーン 46.5 / 39 cm
40.5 / 35.5 / 33 cm
35cm 33cm

316218 **18,150円** 税抜16,500円
■重量 / 2.0kg
※組立は脚をさしこむだけです。 組済 介保 在

⑤湯チェア20 片手でワンタッチ折りたたみシャワーチェア ●ウチエ

座幅	奥行	耐荷重
41cm	35cm	80kg

レッド 89 / 87 / 85 / 83 / 81 / 79 cm
ブルー 51 / 49 / 47 / 45 / 43 / 41 cm
50cm 43~57.5cm 22cm

416585 **30,250円** 税抜27,500円
■TAISコード / 00129-000277
■重量 / 5.3kg
組済 介保 在

⑥バスベンチA型(背付き)・B型(背なし) (MYA-01011、01021) ●ミキ

座幅	奥行	耐荷重
49cm	28cm	100kg

背付き 76 / 66 cm
ホワイト 44 / 41.5 / 39 / 36.5 / 34 cm
背なし 48cm 49cm

背付き 4726 **11,000円** 税抜10,000円
■重量 / 背付き 2.8kg 背なし 2.0kg
■カラー / ホワイト
背なし 4727 **8,800円** 税抜8,000円
組済 介保 在

⑦バスベンチU型(背付き)・UX型(背なし) (MYA-01031・01041) ●ミキ

座幅	奥行	耐荷重
40cm	37cm	100kg

背付き 76 / 66 cm
ホワイト 44 / 41.5 / 39 / 36.5 / 34 cm
背なし 53cm 49cm

背付き 4728 **14,300円** 税抜13,000円
■重量 / 背付き 2.8kg 背なし 2.3kg
■カラー / ホワイト
背なし 4729 **11,000円** 税抜10,000円
組済 介保 在

⑧すま〜いる コンパクトシャワーベンチ (FCRS) ●イーストアイ

座幅	奥行	耐荷重
コンパクト 40cm	34cm	100kg
ワイド 49cm	39cm	150kg

コンパクト 45 / 42.5 / 40 / 37.5 / 35 cm
ワイド 85 / 75 / 47.5 / 45 / 42.5 / 40 / 37.5 cm
87 / 77 cm 64cm 49cm 20cm

コンパクト 2272 **30,250円** 税抜27,500円
■重量 / 4.1kg
ワイド 526164 **36,300円** 税抜33,000円
■重量 / 5.2kg
組済 介保 在

⑨福浴 回転シャワーチェア プチ・ツール オレンジ脚 (FKB-06-30d) ●サテライト

座幅	耐荷重
30cm	100kg

クリームイエロー脚 (FKB-06-30) ●座面寸法

直径	耐荷重
30cm	100kg

52 / 34 / 25 cm
34~37cm 34~37cm

514014 **17,930円** 税抜16,300円
■材質 / 本体アルミ、座面EVA、脚部滑り止めゴム
■重量 / 2.5kg
■TAISコード / 001255-000007
組済 介保 在

⑩折り畳み シャワーチェア (2850) ●赤井

座幅	奥行	耐荷重
41cm	40cm	120kg

しっかり座位を取れる肘掛。ゆったり座面

89.5 / 82 cm
46.5 / 44 / 41.5 / 39 cm
52cm 54.5cm 45cm 21cm

4866 **22,440円** 税抜20,400円
■重量 / 約4.1kg
■TAISコード / 00444-000030
■材質 / フレーム:アルミ軽金属、座面:ポリプロピレン
組済 介保 直

⑪シャワーいす ベーシックタイプ L型 (CAA-0101) ●矢崎化工

一方を肘掛、一方を背もたれに。左右どちらの片マヒにも

67 cm 40 cm 44cm 44cm

3237 **19,470円** 税抜17,700円
■重量 / 約5.1kg
組済 介保 直

⑫折りたたみシャワーベンチ ソフトック肘掛付 ●マキテック

座幅	奥行	耐荷重
43.5cm	30.5cm	100kg

NEW

76 / 66 cm
51cm 43~50cm

384491 **26,620円** 税抜24,200円
■重量 / 約4.9kg
組済 介保 在

①らくらく回転チェア
座面が90度ごとに360度回転



●マキテック
●座面寸法
座幅 29cm 奥行 29cm 耐荷重 80kg
384782 **18,150円**
税抜16,500円
■重量/2kg ■TAISコード/00690-000105
組要

介保 在

②アルコール ステンレス
シャワーチェア
衛生的で使いやすく、
ステンレス製で
丈夫



●星光医療器
●座面寸法
座幅 35cm 奥行 25cm 耐荷重 100kg
521161 **20,900円**
税抜19,000円
■重量/6.0kg
組要

介保 直

③シャワーいす(SC-21、SC-11)
座面左右にシャワーフック付き



●松永製作所
●座面寸法
座幅 40cm 奥行 32cm 耐荷重 75kg
SC-21 背付き
SC-11 背無し
ライトピンク
背付き **506250 13,310円** 税抜12,100円
背無し **506249 10,890円** 税抜9,900円
■重量/背付き 3.2kg 背無し 2.1kg
組要

介保 在

④シャワーチェア スイフト
(RB1100)
座面高57cmまで
7段階調節可能



●相模ゴム工業
●座面寸法
座幅 54cm 奥行 41cm 耐荷重 130kg
4531 **14,300円**
税抜13,000円 ※組立は足を差し込むだけ。
■重量/3.1kg
組要

介保 在

⑤三角座面のシャワーチェア
「エッジ」(RB1200)
三角座面でふともも裏の
接地が少なく
立ち上がりやすい



●相模ゴム工業
●座面寸法
座幅 一辺45cmの正三角形 耐荷重 130kg
741037 **10,450円**
税抜9,500円 ※組立は足を差し込むだけ。
■重量/2.2kg
組要

介保 在

⑥ハイ・スツール
座面高さ56cmまで



●アビリティーズ・クアネット
●座面寸法
座幅 40cm 奥行 31cm 耐荷重 160kg
841785 **18,150円**
税抜16,500円
■重量/2.6kg
■TAISコード/00249-000160
組要

介保 在

⑦バスボードS/L
外側にもストッパー付きで
しっかり固定



●パナソニック Panasonic
2240
S **24,200円** L **26,400円**
税抜22,000円 税抜24,000円
■取り付け可能浴槽内幅/
(S)33~69cm迄、(L)43~79cm迄
■重量/S 3.5kg L 3.9kg
■取り付け可能浴槽幅/(S)64~75cm、(L)74~85cm
組済

介保 在

⑧バスボードS/L
軽量タイプ
薄型軽量。
2.7Kg



●パナソニック Panasonic
412227
S **24,200円** L **26,400円**
税抜22,000円 税抜24,000円
■取り付け可能浴槽内幅/
(S)29~65cm迄、(L)38~74cm迄
■重量/S 2.7kg L 2.9kg
■取り付け可能浴槽幅/(S)71cm以上、(L)80cm以上
組済

介保 在


⑨安寿 バスボードH-L/H-S
はねあげくん



●アロン化成
座面跳ね上げ。
取り外さずに
湯船に
浸かれる
402472 **43,780円**
税抜39,800円
■取り付け可能浴槽内幅/
(H-S)56~69cm、(H-L)62~75cm
■重量/H-S 5.8kg H-L 5.9kg
●座面がはね上げできるので、バスボード本体を
浴槽から取り外さず、湯船につかれます。
●立位ままにも使えますので、浴槽手すりの代
わりに使用できます。
組済

介保 在


⑩安寿 バスボードU-S/U-L
(535-092-095)
薄型タイプ。
厚さ2.5cm



●アロン化成
3203
U-S **29,700円** U-L **32,450円**
税抜27,000円 税抜29,500円
■取り付け可能浴槽内寸法/
(U-S)50~63cm、(U-L)55~68cm
■重量/U-S 3.4kg U-L 3.6kg
組済

介保 在


⑪福浴 手すり近いバスボード
(FKB-11-BB-PR)
手が届くところに手すりを



●サテライト
514034 **13,200円** 税抜12,000円
●取り付け可能浴槽幅/45~66cm
■重量/約2kg
■TAISコード/01255-000012
■手すりサイズ/φ2.8cm、22×10.5cm
●手すりの位置を20cmまで手前に調整できます。
●住宅改修時の壁手すりと干渉がありません。
組済

介保 在

⑫浴槽ボード(YB001)
ストッパーの固定が
レバーで簡単に行える



●幸和製作所
306117 **18,150円**
税抜16,500円
■重量/3.6kg
■TAISコード/00030-000032
組済

介保 在

⑬バスボードBタイプ
(RB1113・RB1116)
座面が平らで
安定性あり。
軽量2.2Kg



●相模ゴム工業
741019
68cm幅(RB1113) **22,000円** 73cm幅(RB1116) **24,200円**
税抜20,000円 税抜22,000円
■取り付け可能浴槽内寸法/
[外寸]68(73)cm[内寸]41~63(46~68)cm
■重量/68cm幅 2.2kg 73cm幅 2.3kg
組済

介保 直

⑭バスボード楽湯SP
(7522)
リーズナブル



●島製作所
316437 **13,200円**
税抜12,000円
■取り付け可能浴槽内寸法/41~63cm
■重量/約2.5kg
●壁側(奥側)の浴槽縁の幅が4cm未満の浴槽には
取付不可です。
●浴槽内寸が52cm以下の場合、壁側(奥側)の浴槽
縁の幅によっては、取付不可の場合があります。
組要

介保 在

①福浴 回転バスボード(FKB-01-S・L)

ベアリング採用ゆっくり回る




514001
S **49,170円** L **52,250円**
税抜44,700円 税抜47,500円

- 取り付け可能浴槽内寸法 / (S) 42~64cm、(L) 51~71cm
- 重量 / (S) 3.6kg、(L) 3.8kg
- TAISコード / (S) 01255-000001、(L) 01255-000003
- カーブ浴槽対応。座面高さ2cm
- 左右共用型:グリップを付け替えるだけで左右両方使用可。
- 円座だけでなく本体にもクッションがあり暖かい。

組立

福浴 回転バスボード樹脂74(FKB-02-74)

グリップが手前にも設置できる



514005 **36,300円**
税抜33,000円

- 取り付け可能浴槽内寸法 / 45~66cm
- 重量 / 3.1kg
- TAISコード / 01255-000004
- 本体厚み 3.8cm 座面高さ 5.5cm
- 左右共用型




●サテライト

介保 在

②福浴 回転バスタブ座面(FKB-10)

浴槽が狭くならない回転座面

座るとゆっくりとしか回らない安心の設計です。



514033
S **29,700円** L **31,900円**
税抜29,000円

- 取り付け可能浴槽縁幅 / (S) 4~14cm、(L) 12~22cm
- 重量 / (S) 約3.3kg、(L) 3.4kg
- TAISコード / (S) 01255-000011、(L) 01255-000021
- 座面高さ / 4.5cm
- 浴槽に取り付ける回転座面。浴槽の内側には手すりを標準装備しているため、お風呂からの立ち上がり補助にも役立ちます。

組立



●サテライト

介保 在

③回転バスボード(BBK-001)

座面は90度毎に固定



791010 **28,380円** 税抜25,800円

- 取り付け可能浴槽縁幅 / 5.5~13cm
- 重量 / 5.5kg ■TAISコード / 01072-000005
- レバーを押すと座面が回転できるようになり90度毎にストッパーがかかります。
- 握り手は着脱可能(長短1ヶずつ同梱)

組立



●ユニットレド

介保 在

④回転バスボード極楽

90度毎固定、レバーはどの方向にもつけられます



791049 **44,000円** 税抜40,000円

- 取り付け可能浴槽縁幅 / 6~11.5cm
- 重量 / 6.6kg ■TAISコード / 01072-000029

組立




●ユニットレド

介保 在

⑤ベンチバスター

湯船につかるという入浴スタイルに適した入浴ボード



920018 **24,200円**
税抜22,000円

- 取り付け可能浴槽縁幅 / 5~11.5cm
- 重量 / 2.8kg ■TAISコード / 00110-000085
- なみ板を使えば取り付けただでもフタができます。
- 座面は安全性を重視した固定式です。

組立



●竹虎

介保 直

⑥バスベンリーデラックスⅡ(BB-007)

薄型座面で座りやすい。左右取付可能



449026 **46,200円**
税抜42,000円

- 取り付け可能浴槽縁幅 / 4.5~12cm
- 重量 / 4.5kg
- TAISコード / 01138-000009

組立



●レイクス21

介保 直

⑦バスベンリーレギュラーⅡ(BB-009)

回転盤でスムーズ入浴、左右取付可能



449031 **52,800円**
税抜48,000円

- 取り付け可能浴槽内寸法 / 51~65cm
- 重量 / 3.4kg
- TAISコード / 01138-000011

組立



●レイクス21

介保 直

⑧らくらくスライドベンチ

腰掛けるだけ、クルッ、スイッ!



384430 **66,500円**
税抜60,500円

- 取り付け可能浴槽幅 / 53.5~68.5cm
- 重量 / 8.6kg
- TAISコード / 00690-000112
- 座面横下のレバーで座面が90度毎に360度回転。座面前面下のボタンを押すと13cmずつスライドさせることができます。

組立



●マキテック

介保 直

⑨トランスファーボード(樹脂タイプ)(EWB200R)

バスリフトとセットでも



421004 **33,770円**
税抜30,700円

- 取り付け可能浴槽縁幅 / 5~12cm、浴槽高さ35~55cm
- 重量 / 3.4kg
- TAISコード / 00187-000112

組立




●TOTO

介保 直

⑩移乗台N-500(VAL13001)

アルミフレーム採用



412321 **37,400円**
税抜34,000円

- 取付可能浴槽縁幅 / 3.5~13.5cm、浴槽高さ36~60cm
- 重量 / 3.7kg ■TAISコード / 00980-000105

組立



●パナソニック

介保 在

①入浴グリップ[ユクリア]コンパクト130 (PN-L12211A・D・BR)

浴槽湾曲3cmまで対応
オレンジ

●パナソニック

ブルー
モカブラウン

18
15.5
13
13
音がなったら
締付け完了!
カチカチ

29.5~38cm
16.5cm

●取り付け可能浴槽縁幅 / 4.5~13cm
■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン
■重量 / 2.9kg

451407 **20,900円**
税抜19,000円

組活 介保 在

Panasonic ユクリア シリーズ

ハンドルと脚ゴムに防かび加工

SIAA 防かび加工

●最大使用者体重100kg
●浴槽の端側につけやすく、横またぎがしやすい (前またぎより足をあげないので負担が少ない)

・コンパクト130
・UB専用コンパクト130脚付S
・UB専用コンパクト200脚付
・UB専用コンパクト300脚付S

15cm 3cm
20cm 5cm

取付条件はメーカーHPで要確認。

②入浴グリップ[ユクリア]130、200 (PN-L12011、12012A・D・BR)

浴槽湾曲5cmまで対応
オレンジ

ブルー
モカブラウン

25.5
23
20.5
18
17
音がなったら
締付け完了!
カチカチ

20.5cm

●取り付け可能浴槽縁幅 / (130) 4.5~13cm (200) 12~20cm
■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン
■重量 / (130) 3.2kg (200) 3.3kg

451408 **28,050円**
税抜25,500円

組活 介保 在

③入浴グリップ[ユクリア]UB専用コンパクト130脚付 (PN-L12311A・D・BR)・200脚付 (PN-L12312A・D・BR)

ユニットバス対応、浴槽湾曲3cmまで対応

オレンジ
ブルー
モカブラウン

18
15.5
13
音がなったら
締付け完了!
カチカチ

34~40.5cm
42.5~48.5cm

●取り付け可能 / 浴槽縁幅 (130) 4.5~13cm、(200) 12~20cm、浴槽高さ (130) 38.5~60cm、(200) 30~39cm
■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン
■重量 / (130) 4.5kg、(200) 4.6kg

451410
130 **33,000円** 税抜30,000円
200 **35,200円** 税抜32,000円

組活 介保 在

④入浴グリップ[ユクリア]UB専用コンパクト130脚付S (PN-L12313A・D・BR)・200脚付S (PN-L12314A・D・BR)

ユニットバス対応、壁が低い浴槽に

モカブラウン
ブルー
オレンジ

18
15.5
13
音がなったら
締付け完了!
カチカチ

34~40.5cm
42.5~48.5cm

●取り付け可能 / 浴槽縁幅 (130) 4.5~13cm、(200) 12~20cm、浴槽高さ (130) 30~39cm、(200) 30~39cm
■カラー / オレンジ、ブルー、モカブラウン
■重量 / (130) 4.4kg (200) 4.5kg

451847
130 **33,000円** 税抜30,000円
200 **35,200円** 税抜32,000円

組活 介保 在

⑤テイクコ コンパクト浴槽手すり(YT01)

コンパクト設計で狭い浴室にも設置可能

●幸和製作所

26
24
21.5~27.5cm
16cm

306259 **22,000円**
税抜20,000円

●取り付け可能浴槽縁幅 / 4.5~13cm
●手すり高さ / 浴槽上縁から8~14cm
■重量 / 2.3kg ■TAISコード / 00030-000081

組要 介保 直

⑥ユニプラス 浴槽手すり UB兼用130(BSH01)

「ユニットバス」にも「従来工法」にも対応

●幸和製作所

NEW
ホワイト
レッドオレンジ

78
51.5
25~34.5cm
16cm

307351 **29,700円** 税抜27,000円

●取り付け可能浴槽縁幅 / スペーサーあり: 2.5~13cm、スペーサーなし: 4.5~15cm
●手すり高さ / 浴槽上縁から13~18cm
■カラー / ホワイト、レッドオレンジ
■重量 / 4.2kg ■TAISコード / 00030-000218

組要 介保 在

⑦メインマスター® / メインマスター® II

洗い場、浴槽入り、浴槽内での動作をサポート

●竹虎

21
51
12
42
21.5

メインマスター® **920017 28,050円** 税抜25,500円
メインマスター® II **920032 21,780円** 税抜19,800円

●手すり高さ / 浴槽上縁から39cm
●取り付け可能浴槽縁幅 5.5~15cm
■重量 / 1.7kg
■TAISコード / 00110-000028

●手すり高さ / 浴槽上縁から30cm
●取り付け可能浴槽縁幅 5.5~12cm
■重量 / 1.7kg
■TAISコード / 00110-000086

組活 介保 直

⑧浴そう手すりX

手すり形状がXの形で体の負担が少なく跨ぎ動作が可能

●リッチェル

NEW

在来工法 130
ユニットバス 130L
ユニットバス 130H

37
21.5cm
19.5cm

50.5
23.5cm
19.5cm

60.5
23.5cm
19.5cm

426542
在来工法 130 **22,000円** 税抜20,000円
ユニットバス 130L、H **27,500円** 税抜25,000円

●取り付け可能浴槽縁幅 / 4.5~13cm
■重量 / 3.3kg ■TAISコード / (130) 00426-000139 (130L) 00426-000140 (130H) 00426-000141

組要 介保 在

⑨バスグリップ(7512)

グリップがあれば入浴も安心

●鳥製作所

30
17.5cm
22.5cm

2202 **18,480円**
税抜16,800円

●取り付け可能浴槽縁幅 / 5.5~14cm
■重量 / 約1.5kg ■TAISコード / 00576-000041

組活 介保 在

⑩風呂用手すりターングリップ

ワンタッチ 30°ずつ 調節可

●睦三

48.5
16.7cm
23cm

3072 **11,550円**
税抜10,500円


●手すり高さ / 浴槽上縁から29.5cm
●取り付け可能浴槽縁幅 / 6~14cm
■重量 / 2.0kg ■TAISコード / 00095-00043

組活 介保 直

「安寿」の浴槽手すり

ユニットバス対応 湾曲面対応 手すり高さ：浴槽上壁から11・20cm（4段階）

浴槽壁厚：4.5～13cm に対応

浴槽壁高 38.5～60.5cm	浴槽壁高 30.5～44.5cm
<p>①安寿 ユニットバス対応浴槽手すりUST-130UB</p> <p>536-630(レッド)、536-631(ブルー)、536-632(グリーン) ●アロン化成</p> <p>浴槽を傷つげずにしっかり固定可能</p>  <p>レッド、ブルー、グリーン</p> <p>80.5cm, 49.5cm, 21cm, 30.5～36.5cm</p> <p>重量/約4.5kg</p> <p>402617 33,000円 介保 在</p> <p>組済 税抜30,000円</p>	<p>②安寿 ユニットバス対応浴槽手すりUST-130UBショート</p> <p>536-640(レッド)、536-641(ブルー)、536-642(グリーン) ●アロン化成</p> <p>浴槽壁の低いユニットバスにも対応可能</p>  <p>レッド、ブルー、グリーン</p> <p>64.5cm, 41.5cm, 21cm, 30.5～36.5cm</p> <p>重量/4.4kg</p> <p>402689 33,000円 介保 在</p> <p>組済 税抜30,000円</p>

埋め込み式浴槽や、ハーフユニットバスなど、洗い場側の浴槽壁が低い浴槽に取り付けできます。

工具レス調節 トルク制御 湾曲面対応

安寿 あんじゆ 簡単・安心取り付けのUSTシリーズ

SIAA 防カビ加工 クリーン構造 防カビ加工

- 工具レスでワンタッチ調節

「グリップ高さ」「取付幅」の調節を工具なしで簡単・スピーディに調節できるので、設置時間を短縮できます。


- トルク制御で締め付け安心

カチカチと音が鳴るまでハンドルを回すことで、適正な締め付けを行えて安心です。


- 内グリップで入浴姿勢安定

握りやすい大きめの内グリップで入浴姿勢が安定します。


- どの方向からも握れるループ形状のグリップ


両手でしっかり握れるので、またぎ動作が安定します。



どの方向からつかめるので、洗い場側の動作補助に使えます。


- UBタイプ共通特長 省スペース設計で浴室内をゆったり使えます

洗い場への出っ張りを抑えた省スペース設計なので、浴室内の動作がスムーズに行えます。



ゆったり 13.5cm, 8cm

●介助スペースの確保に ●足下スッキリで安心



ゆったり すっきり

在来工法対応 手すり高さ：浴槽上壁から11・26cm（6段階）

浴槽壁厚 4.5～13cm に対応	浴槽壁厚 11.5～20cm に対応
<p>③安寿 浴槽手すりUST-130N</p> <p>536-612(レッド)、613(ブルー)、618(グリーン) ●アロン化成</p> <p>トルク制御で安心取り付け</p>  <p>レッド、ブルー、グリーン</p> <p>42cm, 18cm, 29～38cm</p> <p>重量/3.8kg</p> <p>402165 29,150円 介保 在</p> <p>組済 税抜26,500円</p>	<p>④安寿 浴槽手すりUST-200N</p> <p>536-614(レッド)、615(ブルー)、619(グリーン) ●アロン化成</p> <p>幅20cmまで取り付け可能</p>  <p>レッド、ブルー、グリーン</p> <p>42cm, 18cm, 36～43cm</p> <p>重量/4.0kg</p> <p>402166 30,250円 介保 在</p> <p>組済 税抜27,500円</p>

工具レス調節 トルク制御 湾曲面対応

浴槽壁厚：4.5～13cm に対応

⑤安寿 浴槽手すりUST-130R	⑥安寿 高さ調節付浴槽手すりUST-130
<p>536-616(レッド)、617(ブルー)、620(グリーン) ●アロン化成</p> <p>トルク制御のリーズナブルタイプ</p>  <p>レッド、ブルー、グリーン</p> <p>42cm, 17cm, 30～36cm</p> <p>重量/3.5kg</p> <p>402223 24,750円 介保 在</p> <p>組済 税抜22,500円</p>	<p>536-600(レッド)、601(ブルー) ●アロン化成</p> <p>浴槽への出入りを安全に行える</p>  <p>レッド、ブルー</p> <p>39cm, 37cm, 27～33cm, 20cm</p> <p>重量/3.9kg</p> <p>401088 20,350円 介保 在</p> <p>組済 税抜18,500円</p>

湾曲面対応

浴槽壁厚 8～16.5cm に対応 ●湾曲面・幅広縁対応タイプ

⑦安寿 高さ調節付浴槽手すりUST-165W

536-610(レッド)、611(ブルー)

幅16.5cmまで取り付け可能



レッド、ブルー

39cm, 37cm, 20.5cm, 31.5～37.5cm

重量/4.6kg

401513 **33,000円** 介保 在

組済 税抜30,000円

⑧マスカット ポールタイプ グリップ付き

付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生 ●DIPPERホクメイ

NEW



白、緑

777329 **43,450円** 税抜39,500円

●取り付け可能浴槽縁幅/4～14cm

●材質/ステンレス、アルミ、ポリプロピレン、ポリアセテート、エラストマー

●重量/3.9kg

●TAISコード/00254-000359

組済 介保 在

⑨らくらく浴用手すり

簡単設置の浴用手すり ●マキテック



38cm, 15cm, 16.5～18cm

384781 **12,100円** 税抜11,000円

●取り付け可能浴槽縁幅/5～12cm


●重量/2.5kg

●TAISコード/00690-000104

組済 介保 在

⑩エルグリップ(6301-0300)

風呂のコーナーに固定でき 出入する面を広く使用可能 ●ウィズ



レッド、ブルー

20.5cm, 22.5cm, 15.5cm

851074 **36,300円** 税抜33,000円

●手すり高さ/浴槽上縁から22.5cm

●取り付け可能浴槽縁幅(コーナー対角線)/6～12cm

●材質/本体=ステンレス、手すり=単泡EPDMソフトスポンジ

●重量/2kg

●TAISコード/00076-000098

組済 介保 在

⑪湯へグリップ(ワイド)31Φ(6301-1510)

最大23cmまでの浴槽の縁幅に対応 ●ウィズ



23cm, 34cm, 49cm, 20cm, 16cm

851020 **37,400円** 税抜34,000円

●手すり高さ/浴槽上縁から34cm

●取り付け可能浴槽縁幅/10～23cm

●材質/本体=ステンレス、手すり=単泡EPDMソフトスポンジ

●重量/3kg

●TAISコード/00076-000105

組済 介保 在


①浴槽台[ユクリア]軽量

すべりにくく手入れが簡単



●パナソニック Panasonic

コンパクト1220
■重量/2.0kg



レギュラー1220
■重量/2.4kg



コンパクト1826
■重量/2.1kg



レギュラー1826
■重量/2.5kg




ユクリア シリーズ SIAA 防カビ加工

幅広高さ調整 座面と脚ゴム

12-20cm
または
18-26cm

コンパクト1220
■重量/2.3kg




レギュラー1220
■重量/3.2kg



コンパクト1826
■重量/2.4kg



レギュラー1826
■重量/3.3kg



品名		軽量コンパクト			
申込番号	451403				
サイズ	価格	オレンジ	ブルー	モカブラウン	
1220	19,800円 税抜18,000円	PN-L11720D	PN-L11720A	PN-L11720BR	
1826		PN-L11726D	PN-L11726A	PN-L11726BR	

品名		ソフトコンパクト			
申込番号	451405				
サイズ	価格	オレンジ	ブルー	モカブラウン	
1220	20,900円 税抜19,000円	PN-L11520D	PN-L11520A	PN-L11520BR	
1826		PN-L11526D	PN-L11526A	PN-L11526BR	

品名		軽量レギュラー			
申込番号	451404				
サイズ	価格	オレンジ	ブルー	モカブラウン	
1220	20,900円 税抜19,000円	PN-L11820D	PN-L11820A	PN-L11820BR	
1826		PN-L11826D	PN-L11826A	PN-L11826BR	

品名		ソフトレギュラー			
申込番号	451406				
サイズ	価格	オレンジ	ブルー	モカブラウン	
1220	22,000円 税抜20,000円	PN-L11620D	PN-L11620A	PN-L11620BR	
1826		PN-L11626D	PN-L11626A	PN-L11626BR	

組済

介保 在

組済

介保 在


③浴槽台(Air)

4辺どこでも取っ手。楽々取り出し、自流水抜き良好



●パナソニック Panasonic

コンパクト1220
■重量/1.5kg



コンパクト1826
■重量/1.6kg



レギュラー1220
■重量/1.7kg



レギュラー1826
■重量/1.8kg



品名		コンパクト			
申込番号	470784				
サイズ	価格	オレンジ	ブルー	モカブラウン	
1220	20,350円 税抜18,500円	PN-L11120D	PN-L11120A	PN-L11120BR	
1826		PN-L11126D	PN-L11126A	PN-L11126BR	

品名		レギュラー			
申込番号	470785				
サイズ	価格	オレンジ	ブルー	モカブラウン	
1220	21,450円 税抜19,500円	PN-L11220D	PN-L11220A	PN-L11220BR	
1826		PN-L11226D	PN-L11226A	PN-L11226BR	

組済

※2021年12月発売予定

介保 在

介保 在

④ユニプラス 浴槽内いす

80・120-200(BSN09)

「深く浸かれる最低床」
+「幅広い高さ調節可能」



●幸和製作所

ホワイト



レッドオレンジ

NEW



307352 20,900円 税抜19,000円
■重量/2.8kg ■カラー/ホワイト、レッドオレンジ

組済

介保 在

⑤ティコブ浴槽台

YD01/02

縦置き(自立)可能



●幸和製作所



306255

YD01-13

18,150円

税抜16,500円

306256

YD01-16

18,700円

税抜17,000円

306256

YD02-13

19,800円

税抜18,000円

306256

YD02-16

20,350円

税抜18,500円

組済

介保 在

⑥浴用ステップ(吸盤付)

吸盤付きで浴槽内でもしっかり



●鳥製作所



4611

11,000円

■重量/約1.9kg 税抜10,000円

組済 ※組立は脚を差し込むだけ

組済

介保 在

⑦バスチェアP

足ゴム吸盤セット(521)

浴槽内でも安全に使える



●睦三



436011

10,450円

■重量/約2.0kg 税抜9,500円

組済

介保 在

⑧入浴踏台

錆びにくく衛生的



●トマト



座幅35cm(高さ:15・20・25・30cmよりお選びください)

751039 13,200円 税抜12,000円

座幅45cm(高さ:15・20・25・30cmよりお選びください)

751040 15,400円 税抜14,000円

■重量(高さ20cmの場合)/

座幅35cm 約1.8kg、座幅45cm 約2.0kg

組済

介保 直

安寿

“安寿”の「軽量浴槽台シリーズ」は出し入れ、お手入れ、楽しく！浴槽台の決定版

1 浴槽台 最軽量クラス2.0kg~

サイズ展開が豊富なので、どんな浴室環境にも適応します！

- 浅い浴槽も深い浴槽も
→幅広い高さ調節範囲8~30cm
- 狭い浴槽も広い浴槽も
→天板3サイズ(標準/ジャスト/ミニ)



高齢者や女性でも持ち上げが楽になり、出し入れの負担が軽減します。
※自重タイプの浴槽台

2 楽に取り出しできる持ち手



片手でしっかり握める握りやすい持ち手で、楽に取り出せます。

3 水キレ抜群の貫通構造



天板から脚ゴムまで貫通する水抜き穴で、水中からでも水の抵抗が少なく出し入れができます。



①安寿 軽量浴槽台 標準/ジャスト/ミニ “あしびた”シリーズ

NEW 肩まで浸かれる低床タイプ追加

最軽量で浴槽への出し入れが楽

標準20-30



ジャストソフト16-26



ジャスト8-12



ミニ16-26



NEW

標準サイズ、高さ8-12、20-30タイプ追加

	標準(大サイズ)					ジャスト(中サイズ)					ミニ(小サイズ)								
	サイズ	レッド	ブルー	グリーン	重量	申込番号	サイズ	レッド	ブルー	グリーン	重量	申込番号	サイズ	レッド	ブルー	グリーン	重量	申込番号	
滑り止めタイプ	8-12	-	-	-	-	-	8-12	536588	536589	536590	2.2kg	-	8-12	-	-	-	-	-	-
標準/ジャスト/ミニ	12-20	536525	536526	536527	2.4kg	402835	12-20	536550	536551	536552	2.3kg	402698	12-20	536570	536571	536572	2.0kg	402700	
税抜18,500円	16-26	536528	536529	536530	2.5kg	-	16-26	536555	536556	536557	2.4kg	-	16-26	536575	536576	536577	2.1kg	-	
	20-30	536531	536532	536533	2.6kg	-	20-30	536591	536592	536593	2.5kg	-	20-30	-	-	-	-	-	
ソフトタイプ	8-12	-	-	-	-	-	8-12	536594	536595	536596	2.5kg	-	8-12	-	-	-	-	-	
標準/ジャスト/ミニ	12-20	536535	536536	536537	2.7kg	402836	12-20	536560	536561	536562	2.5kg	402699	12-20	536580	536581	536582	2.3kg	402701	
税抜19,500円	16-26	536538	536539	536540	2.8kg	-	16-26	536565	536566	536567	2.6kg	-	16-26	536585	536586	536587	2.4kg	-	
	20-30	536541	536542	536543	2.9kg	-	20-30	536597	536598	536599	2.8kg	-	20-30	-	-	-	-	-	

組済

介保 在

②安寿 ステンレス製浴槽台R “あしびた”シリーズ

多様なサイズと“あしびた”脚ゴムで横すべりを防止



格子状の滑り止めと小吸盤のW効果で横滑りをしっかり防止！



標準(大サイズ)

ジャスト(中サイズ)

ミニ(小サイズ)



品名	標準		標準ソフト		ジャスト		ジャストソフト		ミニ		ミニソフト
	標準	標準ソフト	標準	標準ソフト	標準	標準ソフト	標準	標準ソフト	標準	標準ソフト	標準
申込番号	401236	401237	402224	402225	401238	401239					
サイズ	レッド	ブルー	レッド	レッド	ブルー	レッド	レッド	ブルー	レッド		
10	536440	536441	536450	536490	536491	536500	536460	536461	536470		
12-15	536442	536443	536452	536492	536493	536501	536462	536463	536472		
15-20	536444	536445	536454	536494	536495	536502	536464	536465	536474		
17.5-25	536448	536449	536458	536496	536497	536503	-	-	-		
20-30	536446	536447	536456	536498	536499	536504	-	-	-		
重量	約2.6~3.6kg				約2.3~3.2kg		約2.1~2.6kg				

組済

介保 在

③安寿 高さ調節付浴槽台R

軽くて楽ちんしっかり吸着



滑り止めシート
レッド536480、ブルー536481
401314 17,050円 税抜15,500円

ソフトクッション
レッド536482
401315 19,250円 税抜17,500円

■重量/滑り止めシート:約2.5kg
ソフトクッション:約2.4kg


滑り止めシートミニタイプ
レッド536484、ブルー536483
401316 17,050円 税抜15,500円

ソフトクッションミニタイプ
レッド536486
401317 19,250円 税抜17,500円

■重量/滑り止めシート:約1.9kg
ソフトクッション:約1.8kg

組済

二重吸盤で強力に吸着します



④安寿 バスステップ (535-110)

最軽量タイプ



4136 13,750円 税抜12,500円
■重量/約1.7kg

組済

介保 在



①ダイアタッチ浴槽台(吸盤付)

ゴム製(天面)滑り止め浴槽台

コンパクトサイズ
コーラルピンク

レギュラーサイズ
ライムグリーン

アクアブルー



コンパクトサイズ(10-15、15-25)

レギュラーサイズ(10-15、15-25)

462906 **18,700円**

462907 **19,800円**

税抜17,000円

税抜18,000円

■カラー/アクアブルー、ライムグリーン、コーラルピンク

■重量/コンパクト10-15:2.1kg、コンパクト15-25:2.4kg、

レギュラー 10-15:2.4kg、レギュラー 15-25:2.8kg

組活



●シンエイテクノ



SIAA 防カビ加工 介保 在

②浴槽台YD

吸盤の脚ゴムでしっかり固定

ライトブルー

●マキテック



384132

15cm

15,730円

税抜14,300円

20cm

16,940円

税抜15,400円

■重量(高さ15cmの場合)/約1.6kg

■重量(高さ20cmの場合)/約1.8kg

組活

介保 直



③すべり止め浴槽台N

(防カビプラス)


踏み台に適したすべり止め天板

●リッチェル

コンパクト



ワイド



品名	すべり止め浴槽台N		
申込番号	426469		
サイズ	価格	ピンク	重量
コンパクト	22,000円	19203	2.7kg
ワイド	23,100円	19206	3.0kg

組活

介保 在

④wells シャワー温浴システム

入浴移動が困難な方へ
浴用イスに座ったままで
温まることが可能

450311

ケーブル付き (HWS100)

118,800円

税抜108,000円

■TAISコード/00599-000019

ケーブル付き/切替弁タイプ (HWS110)

129,800円

税抜118,000円

■TAISコード/00599-000020

■重量/約6kg ■耐荷重/100kg
■材質/全体・アーム:PP、
内部配管:塩化ビニール、
接続パイプ:アルミニウム
■カラー/ピンク

組要



●積水ホームテクノ

⑤wells リフトキャリア 在来浴槽向け600・750

工事不要で簡単設置



●積水ホームテクノ



専用移乗台は、2種類の全幅サイズをご用意。
様々な浴槽に対応します。
※形状・寸法等により、対応できない浴槽も
あります。

600タイプ **450315**

1,700,000円(非課税)

■TAISコード/00599-000017

■重量/約36kg ■材質/ステンレス 他

■電源/充電式バッテリー/充電時間7時間/35往復

※別途取付費用が発生します。

組活

750タイプ **450316**

1,750,000円(非課税)

■TAISコード/00599-000018

■重量/約36kg ■材質/ステンレス 他

■電源/充電式バッテリー/充電時間7時間/35往復

※別途取付費用が発生します。

組活

⑥バスアシスト

本体軽量、簡単に取り外し設置可能



●ハイレックスコーポレーション



左仕様
RRT613-L
右仕様
RRT613-R

596101

352,000円

税抜320,000円

■TAISコード/01929-000001

■重量/約7.8kg ■耐荷重/80kg

●個浴用浴槽対象。簡単な水道工事でラクラク設置。

●左右仕様あり(画像は右仕様)

組活

[使用方法]



※浴槽の形状及び寸法により設置できない場合があります。

組活

⑦簡易型入浴補助リフト(JC35M3-H)

コンパクトで設置と持ち運びが簡単



●アスカジャパン



コンパクトで設置と持ち運びが簡単!必要がないときにはすぐに取り外し、移動できます。

■重量/約10kg

■電源/充電式バッテリー

■充電時間/1.5時間(往復約30回使用可)

■TAISコード/01632-000001

●座席の高さはリモコン操作で自由に変えられます。

●浴槽内に吸盤をしっかり固定するだけで簡単に使用できます。

●リクライニング角度(90°~60°)

443101

198,000円

税抜180,000円

組活

介保 直

⑧バスリフト一般向(EWB100SR)

入浴介助の負担を軽減



●TOTO



入浴方法

①バスリフトに移乗します

②リモコンでシートを降ろします

③浴槽の下までシートが降ります

3252

364,100円

税抜331,000円

■重量/約20kg ■TAISコード/レンタル向(EWB101RR):00187-000111

●浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。リモコン操作でシート部分が昇降するため、入浴介助の負担も軽減します。

●本体は浴槽リムに載せて内側に突っ張るだけなので、カンタンに取り付けられます。

組活

組活

⑨バスラベンダー

簡単設置
最高吊り上げ高
68cm



●西川



661263

382,800円

税抜348,000円

■TAISコード/00109-000108

●充電時間2時間、約25回使用可。

●座面下に安全バー付。

●推奨浴槽:幅40cm、長さ80cm以上、深さ68cm以内

組要

組活